

この添付文書をよく読んでから使用してください。

**免疫グロブリンE キット  
ランリーム® IgE**
**(全般的な注意)**

- (1) 本品は体外診断用医薬品です。これ以外の目的には使用しないでください。
- (2) 診断の際には、他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断してください。
- (3) 添付文書以外の使用方法については保証いたしかねます。
- (4) 測定に使用する機器の添付文書および取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- (5) **IgEキャリプレータ (濃度) に使用しているヒト血液由來の原料は、HBs抗原、HCV抗体、HIV-1抗体及びHIV-2抗体の検査を行い、陰性の結果を得ていますが、感染の可能性を完全に否定できる検査法はありません。また、それ以外のウイルスに関する検査はしていません。感染の危険性があるものとして、検体と同様に十分に注意をして取り扱いください。**

**(形状・構成等 (キットの構成))**
**(構成試薬名)**

IgEラテックス試薬  
(抗IgEヤギ抗体感作ラテックス 5 mg/mL含有)

IgE緩衝液

IgE検体希釈液

IgEキャリプレータ1 ( 10 U/mL)

IgEキャリプレータ2 ( 30 U/mL)

IgEキャリプレータ3 ( 90 U/mL)

IgEキャリプレータ4 ( 270 U/mL)

IgEキャリプレータ5 ( 810 U/mL)

IgEキャリプレータ6 (2,430 U/mL)

**(使用目的)**

血清中の免疫グロブリンE(IgE) の測定

**(測定原理)**

本試薬は、ラテックス粒子凝集法の原理に基づいてIgEを測定するものです。  
IgEラテックス試薬中の抗IgEヤギ抗体感作ラテックス上の抗IgE抗体が試料中のIgEと反応することにより、抗原をつなぎだしてラテックス凝集が起こります。このラテックス凝集をシースフロー機構に通し、レーザーをあてて前方散乱光を測定することにより凝集度として測定します。この凝集は試料中のIgE濃度に応じて起こりますので、既知濃度のIgEを含む試料 (IgEキャリプレータ1~6) により作成した検量線から試料中のIgE濃度を求めることができます。

**(操作上の注意)**

- (1) 検体は新鮮なものを用いてください。
- (2) 検体の保存が必要な場合は-20°C以下で凍結して保存してください。凍結保存後も望ましくは30日以内に測定してください。
- (3) ヘモグロビン、リウマチ因子、ビリルビン、高r-グロブリン、Mタンパク及び軽微な乳び等の物質は測定値に影響を与えません<sup>1)</sup>。
- (4) **検体の凍結融解を繰り返すと粒子成分が生じ、測定が正常に行われないことがありますので、検体を繰り返し凍結融解することは避けてください。**
- (5) 中性脂肪1%を超える乳び検体は、ろ過または遠心分離を行うか、あるいは適当な脂質処理剤を使用するなどの処理をしてから測定を行なう方が信頼性の高い値を得ることができます。
- (6) **検体に気泡が存在すると測定が正常に行われないことがありますので、検体のかくはんや分注時には、気泡が生じないようにご注意ください。**
- (7) 検体どうしのコンタミネーションを防ぐために、検体の分注や希釈において同じピペットあるいはチップの使用を避けてください。
- (8) 測定試料は蒸発の影響を考慮して通常は200μL分注してください。なお、最低分注量については装置の取扱説明書をご覧ください。
- (9) 本試薬は、免疫凝集測定装置「PAMIAシリーズ」(シスメックス株式会社)の専用試薬であり、他の装置には使用できません。

**(用法・用量 (操作方法))**

\* 免疫凝集測定装置「PAMIAシリーズ」を用いた操作方法を示します。測定装置は使用前に十分調整してください。

**(1) 試薬の調製方法**

本キットの各構成試薬は調製済みですので、そのまま使用してください。

**(2) 必要な器具、器材、試料**

- ・ 免疫凝集測定装置「PAMIAシリーズ」
- ・ 反応プレート
- ・ クリジンシース

**(3) 測定操作法**
**(操作方法)**

- ① 検体とIgEラテックス試薬及びIgE緩衝液を混合する。
- ② 一定時間反応の後に免疫凝集測定装置で凝集度を測定する。
- ③ IgE検体希釈液及びIgEキャリプレータ1~6について、上記①及び②と同様の操作を行い、凝集度を測定して検量線を作成する。
- ④ 検体の凝集度を③の検量線にあてはめて濃度を算出する。

なお、高濃度検体の場合は、IgE検体希釈液にて適切な倍率に希釈して測定する。

**(測定の準備)**

- ① IgEラテックス試薬(Ⓐ)及びIgE緩衝液(Ⓑ)を、泡立たないように静かにかくはんし、装置内の定められた位置(試薬ユニット内)にセットします。なお、自動希釈機能付免疫凝集測定装置(PAMIA-30等)を使用する場合には、IgE検体希釈液(Ⓒ)も装置内の定められた位置(試薬ユニット内)にセットします。

注1) PAMIAキヤップを使用する機種(PAMIA-40i)の場合は、装置の取扱説明書およびPAMIAキヤップの取扱説明に従って試薬をセットしてください。なお、試薬バーコードラベルは、必ず試薬と同梱されているものを使用してください。試薬バーコードラベルを間違えますと、正しい測定ができません。

**(検量線の作成)**

- ① IgE検体希釈液(キャリプレータ1)及びIgEキャリプレータ1~6のそれぞれを、泡立たないように静かにかくはんし、サンプルカップに約200μL分注します。

② キャリプレータを装置内の定められた位置にセットします。

③ IgEを指定して測定を開始します。

**(検体の測定)**

- ① 検体をサンプルカップに各々約200μL分注します。
- ② 検体を装置内の定められた位置にセットします。
- ③ 検体番号を入力します。

④ IgEを指定して測定を開始します。

⑤ 装置の試薬ユニットから最初にIgE緩衝液85μL、次に検体架設部より検体5μL、最後にIgEラテックス試薬10μLを自動的に反応チャンバへ分注し、試薬反応部の45°Cに制御された反応チャンバの中で混合がくはんし、反応を開始します。反応開始から約30秒後と15分後、反応液の一部を分取し、凝集していない粒子数M及び凝集した粒子塊の数Pを測定し、凝集度 = P / (M + P) × 100 を求めます。

注2) 各試薬は、測定中以外はフタをし、2~8°Cに保存してください。開封後は1カ月間安定に測定が行えます。

**(4) IgE濃度の算出**

- ① キャリプレータの凝集度を縦軸に、キャリプレータ濃度の対数変換値を横軸にとって検量線を作成します。
- ② 各検体による凝集度を検量線にあてはめて、検体中のIgE濃度を求めます。

注3) 各試薬は、他の測定項目のものと取り違えないように注意し、IgEの指定がなされている位置に正しくセットしてください。なお、PAMIAキヤップを使用する機種(PAMIA-40i)では、試薬バーコードにより各項目の位置を自動的に判別しますので、試薬ユニット内のどの位置にセットしても構いません。

注4) 装置の操作法の詳細は、装置の取扱説明書をご覧ください。

注5) 装置ではこの操作を自動的に行います。

注6) IgE測定値が測定上限を超えた検体については、IgE検体希釈液(Ⓒ)で適当な希釈を行った後、再測定してください。

注7) キット中のIgE検体希釈液以外のもので検体を希釈して測定すると、正確な値が得られない場合がありますので、必ずキット中のIgE検体希釈液を使用してください。

**(測定結果の判定法)**

健常人の測定値より得られた算術的平均値を示します<sup>2)</sup>。

男性 133.9 U/mL (n=293)

女性 97.1 U/mL (n=355)

注8) 正常値については、そのデータのもととなった母集団の性格により変動することが知られていますので、上記のデータも参考値としてお考えください。

**(臨床的意義)**

免疫グロブリンE(IgE)は、1966年石坂らによりその存在が証明された、主としてアレギン活性を担っている免疫グロブリンです。IgEは即時型アレルギーに属するアトピー性気管支喘息、アレルギー性鼻炎などのアトピー性疾患をはじめ寄生虫疾患やリウマチ性疾患においてその血中濃度が上昇することから、IgEの測定は臨床上重要な検査項目として用いられています。

**(性能)**
**(1) [性能]**
**(① 感度)**

IgEを含まない試料としてIgE検体希釈液(ブランク)を、また5~15 U/mLのIgEを含む試料を各々10回測定するとき、t検定において有意水準1%で両者の濃度測定値に差が認められること。

**(② 正確性)**

既知濃度のIgEを含む血清を測定するとき、濃度測定値は表示IgE濃度±25%の範囲にあること。

**(③ 同時再現性)**

同一検体を10回同時に測定するとき、IgEのC V値は15%以下であること。

**(④ 測定範囲)**

10~2,000 U/mL

**(2) 相関性試験成績**

EIAとの相関について、Y = 0.995 X + 7.641、相関係数 r = 0.993 (n=59)と良好な相関が得られています<sup>3)</sup>。

**(3) 較正用基準物質に関する情報**

Human Serum Immunoglobulin E (IgE) (2nd WHO International Reference Preparation, established 1981) (NIBC Code No: 75/502)

**(使用上又は取り扱い上の注意)**
**(1) 取扱い上 (危険防止) の注意**

① キャリプレータのフリップキャップで、指を怪我しないように注意してください。

② 容器のフタは取り違えのないようにし、試薬の記号(Ⓐ～Ⓒ)がフタと容器で一致していることを必ず確かめて、取り付けてください。また、他の測定項目の試薬とも間違えないよう、ご注意ください。なお、PAMIAキヤップを装着した場合は、キャップを付けたまま取り扱ってください。

③ 検体はHBV、HCV、HIV等を含む場合がありますので、取り扱いには厳重な注意をしてください。

④ 検体及びキット中の各試薬並びに検査に使用したすべての器具は次のいずれかの方法で処理してください。

- 0.05%ホルマリン溶液に37°C、72時間以上浸す。
- 2%グルタルアルデヒド溶液に1時間以上浸す。
- 次亜塩素酸ナトリウムを0.1%以上含む溶液に1時間以上浸す。
- 上記により処理できない場合は、121°Cで少なくとも1時間以上オートクレーブにかける。

⑤ 検体、試薬等で汚染された場合は、次亜塩素酸ナトリウム等で消毒してください。

**(2) 使用上の注意**

① 各試薬は、**気泡が生じないように、ていねいに扱ってください。** 気泡が生じると、測定が正常に行われないことがあります。この場合には、**気泡が消えるのを待ってからご使用ください。**

② Lot No. が異なるキットの試薬を組み合わせて使用しないでください。また、Lot No. が同じキットであっても試薬をつぎ足して使用しないでください。使用期限を過ぎた試薬は、測定値の信頼性を保証しかねますので使用しないでください。

③ キット並びに開封後の各構成試薬は2~8°Cに保存してください。誤って凍結させた試薬は、品質が変化して正しい結果が得られないことがありますので使用しないでください。開封後の有効期間は1ヵ月です。

④ キャリプレータは必要量を取り出した後、速やかに密封し2~8°Cで保存してください。放置したままですと蒸発等の影響で濃度変化が起こり、キャリプレーションが正常に行えなくなります。

**(3) 廃棄上の注意**

① 各構成試薬には、アジ化ナトリウムを含有していますが、法的には毒物として取り扱われません。アジ化ナトリウムは、鉛、銅などと反応して爆発性の化合物を生成する危険性がありますので、廃棄の際にには、大量の水と共に流してください。

② 使用後の容器は、焼却処理するか、廃棄する場合には、廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。

**(4) その他の注意**

① 試薬の容器、付属品等は他の目的に転用しないでください。

**(貯蔵方法、有効期間)**

(1) 贯藏方法 2~10°Cに保存

(2) 有効期間 1カ年 (使用期限は、外箱に表示しています)

**(包装単位)**

本品は 60テスト用(RIE-700A)の1種類のみがあります。

	構成試薬	60テスト用 (RIE-700A)
Ⓐ	IgEラテックス試薬	0.8mL×1本
Ⓑ	IgE緩衝液	6.6mL×1本
Ⓒ	IgE検体希釈液	7.5mL×1本
Ⓓ	IgEキャリプレータ1 ( 10 U/mL) IgEキャリプレータ2 ( 30 U/mL) IgEキャリプレータ3 ( 90 U/mL) IgEキャリプレータ4 ( 270 U/mL) IgEキャリプレータ5 ( 810 U/mL) IgEキャリプレータ6 ( 2,	