

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科支台築造用グラスポリアルケノエートセメント 70849012
(歯科裏層用グラスポリアルケノエートセメント 70850002)

松風ベースセメント

【禁忌・禁止】

- 1) 本材又はグラスポリアルケノエートセメントに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材又はグラスポリアルケノエートセメントに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

※【形状・構造及び原理等】

【構成】

構成	性状	成分
粉	粉	フルオロアルミノシリケートガラス粉、着色材、その他
液	液	アクリル酸－トリカルボン酸共重合体水溶液、酒石酸

※粉の色調：ホワイト、デンティン

【原理】

フルオロアルミノシリケートガラスとアクリル酸－トリカルボン酸共重合体水溶液との酸－塩基反応により硬化する。

【使用目的又は効果】

歯科の支台築造及び、口腔内硬組織の裏層材や裏装材として用いる。

※【使用方法等】

【使用方法】

- ※ 1) 粉液の採取（標準粉／液比は、2.6 g／1.0 g）
（ホワイトの場合）
粉量計（小）1 杯分の粉に対して、液 1 滴、又は、粉量計（大）1 杯分の粉に対して液 2 滴を取ります。
（デンティンの場合）
粉量計 1 杯分の粉に対して、液 1 滴を取ります。
- ※ 2) 練和
紙練板又はガラス練板上で、スパチュラを用いて、粉を 2 等分し、液の中へ 1／2 を加えて約 15 秒～30 秒間練和し、残りの粉を加えて同様に練和します。
練和温度条件：23±1℃
練和時間：60 秒以内
操作時間：2 分 30 秒
硬化時間：2 分 30 秒※
※ 測定は JIS T 6609-1：2005 歯科用ウォータースセメント－第 1 部：粉液型酸－塩基セメントに準拠する。
- 3) 裏層（装）支台築造
通法により裏層（装）又は支台築造します。充填後、表面の艶が消えた時点でココアバター又はバニッシュを充填部に塗布することによって唾液から保護し、防湿します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ※ 1) 操作可能時間は、室温が 23℃より高い場合は短くなり、23℃より低い場合は長くなるので注意すること。
- ※ 2) 粉を採取する際は、付属の粉量計を用いてすり切ることにより計量すること。
- ※ 3) 液を採取する際は、容器を逆さにして気泡を抜いてから計量すること。
- 4) 正しい計量のために、液容器のノズルに付着した液は、湿ったガーゼなどで拭き取る。
- 5) 粉及び液の容器は、使用後すぐに密栓すること。特に粉は、湿気に触れないように注意すること。
- 6) 練和途中で液を追加すると、性能に悪影響を及ぼすので避けること。
- ※ 7) 充填直後の硬化途中で水分に触れると表面一層が白濁するので、防湿は完全に行うこと。充填後は表面に松風ココアバター、松風バニッシュ等の表面硬化保護材を塗布し水分を遮断すること。

- 8) 防湿が特に困難な場合に、修整研磨後の表面に白濁の影響が現れることがあるので、約 0.5mm 程度厚く充填すること。
- 9) 硬化物は乾燥しすぎると微小亀裂を発生する原因になるので注意すること。
- ※ 10) 充填後、即日に寒天印象を採得する場合は、酸の移行による石こうの面荒れを防止するために、セメント表面に松風ココアバター、松風バニッシュ等を薄く塗布して印象採得すること。
- ※ 11) 露髄又は窩洞が歯髄に近接した場合は、水酸化カルシウム製剤等を用いて歯髄保護を行うこと。

※【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ※ 1) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- ※ 2) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ※ 3) 粉、液又は練和物との接触による過敏症を防ぐため、医療用（歯科用）手袋及び保護眼鏡の着用等の防護措置を執ること。また、口腔軟組織や皮膚に付着した場合には、すぐにアルコール綿等で拭いた後、大量の流水で洗浄すること。
- ※ 4) 粉、液又は練和物が万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・直射日光、高湿度を避け、室温（1～30℃）で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期間】

本材の使用期限は包装に記載のとおり。

〔当社データによる〕

※（例  YYYY-MM-DD は→使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 1 1
電話番号 075-561-1112