

デントス ハンドコントラアングルドライバー

【禁忌・禁止】

- 1) 未滅菌のまま使用しないこと。
- 2) 本品を未洗浄・未滅菌のまま再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[構造]



本体：アルミニウム合金
Oリング：シリコンゴム

[原理]

エンジンドライバーを装着したコントラアングルハンドピースを本品に取り付け、エンジンドライバーのソケットにミニスクリューの頭部を嵌めこんで、手動操作にて回転させることによりミニスクリューを植立又は撤去する。

【使用目的又は効果】

エンジンドライバーを装着したコントラアングルハンドピースを本品に取り付けて、エンジンドライバーのソケットに頭部を嵌めこんだミニスクリューを顎骨又は歯槽骨に植立又は撤去するために用いる。

* 【使用方法等】

[本品と併用する医療機器]

- * ○アンカースクリュー
 - ・ 歯科矯正用アンカースクリュー
 - * 「アブソアンカーⅢ」（承認番号 22900BZX00130000）
- 手術用ネジ回し
 - 「アブソアンカー ドライバー」
 - （届出番号 26B1X00004000176）の「エンジンドライバー」

[使用方法]

- 1) 必ずオートクレーブで滅菌（121℃、20分）します。
 - 2) 本品にコントラアングルハンドピースを装着します。
 - 3) コントラアングルハンドピースにエンジンドライバーを装着します。
- * 4) エンジンドライバーの六角ソケットにアンカースクリューの頭部を嵌めこみます。
 - * 5) 手動で回転させてアンカースクリューを植立又は撤去します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 変形、破損（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- 2) 誤って患者の口腔内に落とし誤飲させないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 2) 植立時には歯根及び、下顎管や切歯管等の解剖学的に危険な部位に触れないよう、植立前後のレントゲン撮影等で観察して行うこと。
- 3) 埋入時の抵抗が強い場合、破損のおそれがあるため、決して無理な力をかけないこと。この場合、一旦戻し、最初よりも直径が0.1mm大きいドリルでもう一度ガイド形成を行ってから、再度植立すること。

- 4) 本品を再使用する際は、洗浄し再度滅菌すること。
- 5) 施術者は本品を安全、有効に使用するために本品や手術に関して十分に熟知していること。
- 6) 使用中、異常を感じた時には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼すること。
- 7) 再使用する際には、必要に応じ清掃液、消毒剤を用いて附着物を除去した後、必ずオートクレーブで滅菌（121℃ 20分）を行うこと。なお、塩素系消毒剤は腐食を避けるため使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・ 本品は、歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112