

** 2017年7月（第4版）

* 2015年10月（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

認証番号：21000BZZ00321000

歯科材料1 歯科用金属
管理医療機器 歯科鋳造用低カラット金合金 (70768000)
スペイシージェイツー

【禁忌・禁止】

本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形 状：板状

成分・分量：

成分	分量
金	45 %
白金	3 %
パラジウム	5.5 %
銀	36.9 %
銅	9 %
亜鉛	
イリジウム	0.6 %

** [原理]

金45%及び白金族元素8.6%(白金3%、パラジウム5.5%、イリジウム0.1%)合計を53.6%を含有する鋳造用合金であり、主として歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いる。

** [参考情報]

種類：タイプ4
液相点：975°C
固相点：905°C
密度：13.4g/cm³

熱処理	軟化	硬化
耐力(0.2%) (MPa)	325	690
伸び(%)	21	5.5
硬さ(HV)	163	270

(試験方法：JIS T 6122 : 2012)

** 【使用目的又は効果】

[使用目的]

* 歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いる。

** [使用用途]

コーカス、テレスコープ、アタッチメント、クラウン、ブリッジ、床

** 【使用方法等】

(1) ワックスアップ

ワックスアップは、通法に従い行って下さい。

(2) スプルーリング

スプルーラインは、1.5~2.5mm φ位のものを鋳造体の大きさに応じて使用して下さい。

(3) 埋没

クリストバライト系埋没材を用い、湿セラミック系リボンを1枚内張して下さい。
ワックス表面処理には、弊社のゼットミストが最適です。

(4) リング焼却

約700°Cにて約30分間係留後、鋳造して下さい。

(5) 溶解と鋳造

尖鋭な火炎を用い少量のフラックスを加え、なるべく短時間で溶解させ、合金が球状回転を始めた時が鋳造の最適時です。

※フラックスには、弊社のYPフラックスHタイプ（金合金・金銀パラジウム合金用）が最も適しています。

(6) 热処理

熱処理が必要な場合は、下記の方法で行って下さい。
軟化処理：約750°Cで約15分間加熱後水中急冷して下さい。
硬化処理：軟化処理したものを約450°C内へ入れて約5分間係留後、約450°Cから約250°Cまで約30分間で冷却させ、放冷して下さい。

** (7) 清掃

酸処理液には、弊社のゼットクリーンが最適です。

* (8) ろう付け

ろう付けは、通法に従い行って下さい。
弊社のワイピーK18ソルダー、ワイピーK16ソルダー、ワイピーK14ソルダーが最適です。
特に、コーカス等の多数くり返しろう付けには、ワイドタイプが最適です。

** (9) 研磨

研磨は、通法に従い行って下さい。
通常の研磨で容易に研磨出来ます。

* [使用方法に関する使用上の注意]

- 1 本合金を再溶解する場合には、埋没材その他の異物を完全に除去し、少なくとも新しい合金を等量以上加えてから使用すること。
- 2 歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

【使用上の注意】

* * [使用注意]

- 1 本合金の鋳造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、鋳造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
- 2 本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 3 本合金の溶解、加熱、切削、研磨の際には、眼の損傷を防ぐために保護めがねなどを使用すること。
- 4 他の合金と混溶しないこと。
- 5 本合金は、記載の用途以外には使用しないこと。

* [重要な基本的注意]

本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

* [不具合・有害事象]

有害事象

掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遲発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

* * 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：YAMAKIN株式会社

住 所：〒781-5451

高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

テクニカルサポート：0120-39-4929

ホームページアドレス：<http://www.yamakin-gold.co.jp>