

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用注入器具 70718000

ダイアガン ディスポーザブル ガンチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 加熱された本品に術者、患者が直接接触しないこと。[やけどの恐れがある]
- 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

【形状】

本品には、サイズの違いにより異なる 2 つの規格がある。

【種類】

種類	23G	25G
先端径	0.60mm	0.50mm

【体に接触する部分の主な組成】

銀合金

【原理】

本品は歯科根管材料電気加熱注入器に接続し、加熱により軟化した歯科用根管材料を根管に注入する。

【使用目的又は効果】

歯科材料を口腔内に注入するために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- 本品をダイアガン（認証整理済）に装着する。
- 加熱された本品を根管内に挿入する。
- ダイアガンのトリガーをゆっくり引き、溶けたガッタパーチャ オブチュレーター（医療機器認証番号：224AKBZX00094000）をニードル部より根管に注入する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ダイアガンに本品を装着する際は、必ずレンチを使用すること。また、ガッタパーチャ オブチュレーターが漏れないように、しっかり装着すること。
- 本品を曲げる際は、必ずレンチを使用すること。
- 本品の装着時、使用時、曲げる際は、破損の原因となるため過度な応力をかけないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 本品の装着は必ずダイアガンの電源を入れる前に行うこと。[誤って温度が上昇した際にやけどの恐れがある]
- 使用后本品のダイアガンからの取り外しは、電源 OFF 後最低 3 分経過するのを待ち、冷めてから行うこと。[やけどの恐れがある]

【保守・点検に係る事項】

【滅菌】

- 使用前に必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：
115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間
- 135℃以上に加熱しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：ダイアデントグループ・インターナショナル
Diadent Group International

国名：大韓民国

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com