

PARI オーペップ

【警告】

〈使用方法〉

- 1) 一過性のめまい、気圧障害、肺過膨張等の症状が生じた場合は直ちに使用を中止すること。
- 2) 使用頻度及び使用期間については、医師等の指示に従うこと。

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉


- 1) 次の患者には使用しないこと。
喀血、気胸、右心不全、結核症の患者
- 2) 本品は同一患者使用のため、他の患者に使用しないこと。
- 3) 5 歳未満の患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

本品は、PARI オーペップ本体、ケース（非医療機器）及びネックホルダー（非医療機器）から構成される。

代表的写真



- | | |
|----------|-----------|
| 1：マウスピース | 2：円錐型玉受け |
| 3：ボール | 4：キャップ |
| 5：ケース | 6：ネックホルダー |

2. 原材料

マウスピース：ポリオキシメチレン樹脂

3. 原理

患者の呼気がマウスピースから開口部を通る際、ボールが抵抗となり呼気圧が上昇する。呼気を繰り返し吹き込みボールが浮沈することによって振動を伴った陽圧が発生し、気道を押し広げる。呼気はキャップの穴から外部へと吐き出される。

【使用目的又は効果】

患者に刺激を与えて換気を改善する非能動型装置である。

【使用方法等】

1. 機器の組み立て

- 1) マウスピースに円錐型玉受けをはめ込み、ボールを入れる。
- 2) キャップをマウスピースに回して取り付ける。
- 3) ネックホルダーをマウスピースに取り付ける。

2. 使用方法

- 1) ネックホルダーを首にかける〔落下防止のため〕。
- 2) 本体を手に持ち、水平に保つ。
- 3) マウスピースを歯の間にはさみ、唇で包み込むようにくわえる。
- 4) マウスピースをくわえたまま、ゆっくりと鼻から息を吸い込み、息を 1～2 秒間止める。
- 5) 口から本体にゆっくりと長く息を吐き出す。
- 6) 4) 及び 5) の動作を 10～15 回繰り返す。

3. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 本品を初めて使用する際は、洗浄・消毒を行うこと。
- 2) マウスピースをくわえる際、キャップ上部の穴を指等で塞がないこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 使用中に異常があった場合は、直ちに使用を中止すること。
- 2) 小児（5 歳以上）が吸入する場合は、保護者の監督の下で行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

使用期間

使用開始から 1 年〔自己認証（当社データ）による〕。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒・滅菌方法

- 1) 使用後、本体を中性洗剤と温水で洗浄し、清潔な水で洗剤をじゅうぶんに洗い流す。
- 2) 少なくとも 1 週間に 1 回は消毒を行うこと。
- 3) 消毒・滅菌する場合は、すべての部品を分解し洗浄した後、以下の方法のうち適切な方法で行うこと（ケース及びネックホルダーは除く）。
 - ・煮沸消毒：15 分間
 - ・蒸気消毒（例：電気式哺乳瓶蒸気消毒器）
 - ・オートクレーブ滅菌（121℃ 20 分又は 134℃ 3 分）
- 4) 洗浄・消毒後すぐに乾いた布で水滴を拭き取り、清潔な場所でじゅうぶん乾燥させること。

2. 点検

- 1) 使用前に各部品に破損、変形、変色等の損傷がないか確認すること。
- 2) 使用前に、各接続部がしっかりと接続されているか確認すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：パリテック社 ドイツ

PARIttec GmbH Production und Logistik

取扱説明書を必ずご参照ください