



機械器具51 医療用嚙管及び体液誘導管
高度管理医療機器 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル 17184024

NC イメージ PTCA バルーンカテーテル

(モノレール)

再使用禁止

【警告】

1.適用対象(患者)

- (1) NC イメージ PTCA バルーンカテーテル(モノレール)(以下、本品という)のバルーンの拡張径は、狭窄部位の近位又は遠位の対照血管径とほぼ等しくなるようにし、これを超えてはならないこと。[血管を損傷させる可能性がある。]
- (2) 冠動脈バイパス移植術が適応できない患者に対して PTCA を施す場合には、慎重な考慮をすること。PTCA 中の血行動態サポートの実施を考慮すること。[この患者群に対する PTCA 処置は特別なリスクをはらむため。]

2.使用方法

- (1) PTCA は、重篤な又は生命に関わる有害事象が発生した場合を考慮し、緊急の冠動脈バイパス移植術を素早く行うことができる医療機関においてのみ行うこと。[死亡につながる重大な合併症及び有害事象を引き起こす可能性がある。]
- (2) カテーテルが血管内に挿入されている間は、高性能のエックス線透視下でカテーテルを操作すること。バルーンが陰圧下で完全に収縮していることを確認してからカテーテルを前進/後退させること。[血管損傷のリスクを軽減させるため。]

【禁忌・禁止】

1.使用方法

- (1) 保護されていない左主幹冠動脈。[解離、急性の完全閉塞等の死亡につながる重大な有害事象を引き起こす高いリスクがある。]
- (2) 著しい狭窄がない場合における冠動脈攣縮。[冠動脈攣縮の治療に本品は適さない。]
- (3) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1.形状・構造

本品は、ラピッドエクスチェンジ型のPTCAバルーンカテーテルで、遠位側にセミコンプライアントタイプのバルーンがついている。カテーテルの遠位端は同軸の二重内腔になっており、外側の内腔はバルーン拡張用、内側の内腔はガイドワイヤ(0.36 mm/0.014 inch以下)を通して、拡張しようとする狭窄部位やステントまで、又はその部位を越えてカテーテルを容易に進めるのに使用する。カテーテルの近位側はステンレス鋼製のハイポチューブがついており、バルーンの拡張及び収縮用にルアーがついている。

バルーンは推奨拡張圧まで拡張させると公称の直径及び長さになるよう設計されている。使用前にはバルーンが広がらないよう、バルーンプロテクタで覆われており、ワイヤルumenには開存性を維持するために先端チップからマンドレルが入っている。カテーテルを狭窄部位やステントまで、又はその部分を超えて容易に進められるよう、カテーテルの先端はテーパ状になっている。また、親水性と疎水性のコーティング処理が施され

ている。カテーテル有効長は143 cmである。カテーテルシャフトにあるプロキシマルマーカは、ガイディングカテーテルから出ているカテーテルの位置を示すためのものである(先端チップから90 cmの部位に1個、100 cmの部位に1個)。エックス線不透過性のマーカバンドは、エックス線透視下においてカテーテルのバルーン部分の位置決めのために取り付けられている。

<外観図>



<附属品>

コイルクリップ

<主な原材料>

ステンレス鋼、ウレタンアクリレート系接着剤、カーボンブラックインク、ポリアミド、ポリエーテルブロックアミド、ポリエチレン、ポリビニルピロリドン、ネオペンチルグリコールジアクリレート、シリコーン

2.原理

マニフォールドから拡張媒体を注入することによりバルーンを拡張し、血管内の狭窄部位又はステントを押し広げて血流を回復させる。

コンプライアンスチャートは表1(4頁)を参照すること。

【使用目的又は効果】

本品は、心筋血流を改善するための経皮的冠動脈形成術(PTCA)において、狭窄性冠血管の拡張を目的とする。また、本品のバルーン径2.0~5.0 mm径のモデルは、ステント留置時の後拡張にも使用する。

【使用方法等】

1.本品を用いた PTCA に必要な機器

- ・ 本品
- ・ ガイディングカテーテルの挿入用として適切なサイズのガイドワイヤ
- ・ 動脈用シース及びダイレータキット(大腿部アプローチの場合のみ)
- ・ 標的となる冠動脈の選択に適したサイズ・形状の大腿部又は上腕アプローチ用ガイディングカテーテル(-ガイディングカテーテル最小内径=1.68 mm/0.066 inch: バルーン径 4.50-6.00 mm-ガイディングカテーテル最小内径=1.42 mm/0.056 inch: バルーン径 2.00-4.00 mm)

- ・造影剤
- ・滅菌生理食塩液又はヘパリン加滅菌標準生理食塩液
- ・圧ゲージ付きインフレーター
- ・ガイドワイヤ(185 cm、径0.36 mm/0.014 inch以下)
- ・ルーアロックシリンジ(10、12又は20 mL)
- ・止血アダプタ
- ・三方活栓
- ・トルクデバイス

2.使用前の点検

カテーテルのサイズが予定する特定の手技に適切であることを確認する。

3.使用前準備

(1) インフレータの準備

- ① インフレータを準備する。
- ② 造影剤を用いてシステム内の空気を抜く。

(2) バルーンカテーテルの選択

バルーンの拡張径は、狭窄部位に対する近位及び遠位の冠動脈径を超えないこと。意図した径のカテーテルで狭窄部を通過できない場合は、やや小さめの径のカテーテルを用いて狭窄部を前拡張し、適切なサイズのカテーテルが通るようにする。

(3) バルーンカテーテルの準備

- ① 保護フープからカテーテルを取り出す。カテーテルを取り出す時にシャフトのねじれなど、破損しないように慎重に操作すること。
- ② 本品をバルーンのすぐ近位側でつまみ、もう一方の手でバルーンプロテクタを軽くつまんで遠位側へスライドさせ、バルーンプロテクタ及びマンドレルを遠位側に引き出すこと。
- ③ 必要であれば本品をループ状に一回巻き、コイルクリップで固定してもよい。この際、ハイポチューブのみをコイルクリップで挟み、カテーテル遠位端を挟まないようにすること。コイルクリップは患者の体内にカテーテルを挿入する前に取り外す。
- ④ 本品のエア抜き準備をする。ルーアロックシリンジ又はインフレーターに造影剤を充填する。適切なバルーン拡張用媒体(例えば、造影剤と滅菌生理食塩液の50/50等容量液など)のみを使用すること。空気やその他の気体を使用してバルーンを拡張させないこと。
- ⑤ 本品のポート取り付け具に三方活栓を接続する。バルーンが拡張しないことを確認し、活栓にシリンジを接続し、これを通してフラッシュする。接続する際はシャフトのねじれなど、破損しないよう慎重に操作すること。
- ⑥ ノズルを下方へ向けた状態でシリンジ又はインフレーターを保持し、約5秒間吸引し、ブランジャ(内筒)を緩める。
- ⑦ シリンジ又はインフレーターを取り外し、バレル(外筒)から全ての空気を抜く。
- ⑧ シリンジを再接続し、吸引中に気泡が現れなくなるまで吸引を行う。気泡が残る場合は、体内に挿入する前にバルーンを拡張させ、漏れがないことを確認する。
- ⑨ インフレーター遠位側のルーア接続部に残っている気泡を取り除くため、約1mL(cc)の造影剤でエア抜きをする。
- ⑩ バルーンに陽圧をかけて、準備に使用したシリンジの接続を外す。シリンジを取り除く際、マニフォールド及びインフレーター接続部の両方に造影剤の表面張力による凸面がはっきり形成されていることを確認する。
- ⑪ インフレータをマニフォールドにしっかり取り付ける。
- ⑫ 活栓をカテーテル側に開いてニュートラルの状態にする。

4.挿入の手順

(1) ワイヤルーメンのフラッシュ

- ① フラッシュツールを本品の遠位端に慎重に挿入し、滅菌

生理食塩液でカテーテルのワイヤルーメンをフラッシュする。

(2) カテーテルの挿入

- ① 標準的な手法で血管のアクセス部位の準備を行う。
- ② カテーテルに取り付けたインフレーションデバイスの圧をニュートラルの状態にする。
- ③ 製造販売業者の添付文書又は標準的な手法に従い、止血アダプタを介してガイドワイヤを挿入する。ガイドワイヤをガイディングカテーテル内に慎重に挿入する。ガイドワイヤイントロドューサを使用している場合は、挿入後にイントロドューサを抜去する。
- ④ 必要に応じて、ガイドワイヤにトルクデバイスを取り付ける。エックス線透視下でガイドワイヤを標的血管に進めて標的位置にワイヤの先端を留置する。
- ⑤ カテーテルの先端をガイドワイヤに挿入(バックロード)する。この際、必ずガイドワイヤを本品のワイヤポートから出すこと。カテーテルの挿入や交換の前にはガイドワイヤ上でのカテーテルの動きが良くなるよう、ガイドワイヤを拭くことを推奨する。
- ⑥ 本品を挿入する前にガイディングカテーテルを十分にフラッシュする。
- ⑦ バルーンが完全に収縮した状態で、止血アダプタを介してカテーテルをゆっくりと進める。異常な抵抗がある場合には、止血アダプタを通してカテーテルを前進させてはならない。ルーメンが圧縮されるとバルーンの拡張や収縮に影響を与えるため、カテーテルシャフトを止血アダプタで締めすぎないように注意すること。
- ⑧ ガイディングカテーテルに接続された止血アダプタのサイドポートを圧モニタ/薬液注入ライン又はマニフォールド・アセンブリ(多連活栓)に接続する。これらの部分に接続することで、ガイディングカテーテルを通しての圧記録や薬液注入が可能となる。
- ⑨ エックス線透視下で直接画像を確認しつつカテーテルをガイドワイヤに沿って前進させ、拡張させる狭窄部位に対してバルーンを配置する。マーカバンドを標点として使用すること。マーカバンドの外側がバルーンのショルダー部分を示している。狭窄部位又はステント内でバルーンが正しく配置されていない状態ではバルーンを拡張させないこと。

5.バルーンの拡張

- (1) バルーンを適切な圧までゆっくり拡張させ、PTCA又はステント留置時の後拡張を行う。拡張を行わない間はバルーンを陰圧に保つこと。またこの時、最大拡張圧を超えないこと(表1. NCイメージPTCAバルーンカテーテルのバルーンコンプライアンスチャートを参照)。バルーンの拡張中に困難が生じた場合は、拡張を続行せずにバルーンを収縮させ、カテーテルを抜去すること。
- (2) PTCA又はステント留置後の拡張が完了したら、バルーンのエアが完全に抜けるまでインフレータの陰圧を引いてバルーンを収縮させる。
- (3) 必要に応じて、標準的な血管造影手技によりステントの位置と留置状態を確認する。バルーン径が近位側と遠位側の冠動脈径に対して最適であるかを正しく判定するために、バルーンの拡張中はエックス線透視によって確認すること。意図する結果が得られるまでバルーンの拡張を繰り返す。
- (4) カテーテルを交換する場合は、手順7の「カテーテルの交換手順」に進む。交換の必要がなければ手順6の「カテーテルの抜去」に進む。

6.カテーテルの抜去

- (1) 拡張した動脈が急性閉塞を起こしていないこと、バルーンが完全に収縮していることを血管造影で確認する。
- (2) 止血アダプタを通してガイディングカテーテルから収縮したカテーテルとガイドワイヤを抜去しながら、止血アダプタのノ

ブを締める。

- 本品をループ状に一回巻き、コイルクリップで固定させることもできる。この際、ハイボチューブのみをコイルクリップで挟み、カテーテルの遠位端を挟まないようにする。コイルクリップは患者の体内にカテーテルを挿入する際には取り外す。

7.カテーテルの交換手順

- 止血アダプタを開ける。
- カテーテルの交換は通常2名で行う。まず手技者が、カテーテルシャフトを片手でつかみながら、もう一方の手でガイドワイヤと止血アダプタを保持する。
- 手技者がガイドワイヤからカテーテルを引き抜き始めたら、補助者はガイドワイヤが動かないよう保持し、冠動脈内でのガイドワイヤの位置を維持する。ガイドワイヤの位置をエックス線透視下で維持しつつ、カテーテルをガイドワイヤから引き抜き始める。
- ワイヤルーメンの開口部(バルーン先端から近位側に約25cmの位置)に達するまで、バルーンを収縮させたカテーテルを引き戻す。ガイドワイヤが狭窄部位を通過した状態を保ちながら、カテーテルの柔軟な先端部分をガイドワイヤから慎重にゆっくり取り外す。
- カテーテル遠位端を止血アダプタから慎重に引き出す。次にガイドワイヤのノブを締めて所定の位置に固定する。
- ガイドワイヤが狭窄部位を通過した状態を保ちながら、カテーテルをガイドワイヤから完全に取り外す。
- 次に使用するカテーテルを手順3-(3)「バルーンカテーテルの準備」の項に従って準備し、手順4-(2)「カテーテルの挿入」に従って新たなカテーテルをガイドワイヤに装填し、手技を続行する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- バルーンプロテクタ又はマンドレルを取り外している際に異常な抵抗を感じた場合は、そのカテーテルを使用せずに別の製品と交換すること。
- コイルクリップ使用の際には、シャフトをキンクさせないように注意すること。
- キンクを避けるため、ガイドワイヤの近位端がカテーテルから出てくるまで少しずつゆっくりとカテーテルを進めること。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 本品を挿入する前に、適切な抗凝固薬及び冠血管拡張薬を投与すること。
- 抗凝固薬が使用できない患者及び造影剤アレルギーを有する患者に対しては、リスクと有効性を十分に考慮すること。
- 内腔が圧迫されるとバルーンの拡張/収縮に影響を及ぼすため、シャフトの周りの止血アダプタを締め付け過ぎないように注意すること。
- 本品の回収方法(ワイヤの追加、スネア又は鉗子の使用)によっては、血管部位がさらに損傷することがある。合併症には出血又は血腫、仮性動脈瘤が含まれるが、これらに限定されるものではない。
- 推奨されているバルーン拡張媒体のみを使用すること。バルーンを拡張させるために、空気又はその他のどのような気体も絶対に使用しないこと。
- 1本のガイドワイヤカテーテル内で本品を2本同時使用する場合は、ガイドワイヤ及び本品が絡み合うのを避けるため、挿入、回転、抜去する際に注意を払うこと。

2.不具合・有害事象

重大な有害事象

- 死亡
- 突発性血管閉塞
- 急性心筋梗塞
- 心室細動を含む不整脈
- 動静脈瘻
- 心タンポナーデ/心嚢液貯留
- 心原性ショック
- 脳血管障害/脳卒中
- 冠動脈又はバイパスグラフトの完全閉塞
- 冠動脈瘤
- 冠動脈バイパス移植手術
- 外科的修復(CABG)又はインターベンションが必要な血管外傷
- 塞栓症
- 心室の被刺激性/心室機能不全
- 冠動脈スパズム
- 冠動脈の解離、穿孔、破裂、損傷
- 心筋虚血
- 経皮的再インターベンション
- 仮性動脈瘤(カテーテル挿入部位)
- 腎不全
- 呼吸不全
- 側枝の閉塞
- 血栓症
- 一過性脳虚血発作
- 感染症

その他の有害事象

- 狭心症又は不安定狭心症
- 血管攣縮
- 薬物反応、造影剤に対するアレルギー反応
- 血行動態の悪化
- 出血又は血腫
- 低血圧症/高血圧症
- 軽度の血管外傷
- 発熱反応
- 拡張を行った血管の再狭窄
- 血流低下/血流再開不良
- 血管迷走神経性反応
- 循環血液量の増加

3 その他の注意

ステント再狭窄(ISR)の治療における、本品の安全性及び有効性は確認されていない。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2.有効期間

2年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
電話番号:03-6853-1000

製造業者:

米国 ボストン・サイエンティフィック コーポレーション
[BOSTON SCIENTIFIC CORP.]

表 1. NC イメージ PTCA バルーンカテーテルのバルーンコンプライアンスチャート

圧 kPa (atm)	バルーン外径(mm)												
	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00
304 (3.0)	1.75	1.95	2.19	2.38	2.65	2.87	3.03	3.28	3.59	4.02	4.49	4.86	5.40
405 (4.0)	1.80	2.00	2.25	2.44	2.71	2.94	3.11	3.35	3.67	4.12	4.59	4.96	5.51
507 (5.0)	1.84	2.04	2.29	2.48	2.76	3.00	3.17	3.41	3.74	4.20	4.68	5.05	5.62
608 (6.0)	1.87	2.08	2.34	2.53	2.81	3.05	3.23	3.47	3.81	4.28	4.76	5.14	5.72
709 (7.0)	1.90	2.12	2.38	2.57	2.86	3.10	3.29	3.53	3.87	4.34	4.84	5.22	5.81
811 (8.0)	1.93	2.15	2.41	2.61	2.90	3.14	3.33	3.58	3.92	4.40	4.90	5.29	5.89
912 (9.0)	1.95	2.17	2.44	2.64	2.93	3.18	3.37	3.62	3.96	4.45	4.95	5.35	5.95
1013 (10.0)	1.97	2.19	2.47	2.67	2.96	3.21	3.41	3.66	3.99	4.49	5.00	5.40	6.00
1115 (11.0)	1.99	2.21	2.49	2.69	2.99	3.23	3.44	3.69	4.03	4.52	5.03	5.44	6.05
1216 (12.0) 推奨拡張圧	2.00	2.23	2.51	2.71	3.01	3.25	3.46	3.72	4.05	4.55	5.07	5.48	6.09
1317 (13.0)	2.01	2.25	2.52	2.73	3.03	3.27	3.49	3.74	4.08	4.58	5.10	5.52	6.13
1419 (14.0)	2.03	2.26	2.54	2.75	3.04	3.29	3.51	3.77	4.10	4.61	5.13	5.55	6.17
1520 (15.0)	2.04	2.27	2.55	2.76	3.06	3.31	3.53	3.78	4.12	4.63	5.15	5.58	6.20
1621 (16.0)	2.05	2.28	2.56	2.78	3.08	3.32	3.54	3.80	4.14	4.65	5.17	5.60	6.22
1723 (17.0)	2.06	2.29	2.58	2.79	3.09	3.34	3.56	3.82	4.16	4.67	5.19	5.62	6.25
1824 (18.0)	2.06	2.30	2.59	2.80	3.10	3.35	3.57	3.84	4.17	4.70*	5.22*	5.65*	6.28*
1925 (19.0)	2.07	2.31	2.60	2.82	3.12	3.36	3.59	3.85	4.19	—	—	—	—
2027 (20.0)	2.08*	2.33*	2.61*	2.83*	3.13*	3.38*	3.61*	3.87*	4.21*	—	—	—	—

* 最大拡張圧 及び ステント内最大拡張圧(これらの値を超えないこと)