

X(クロス)-ガウン


*印：改訂箇所を示す。

【 禁忌・禁止 】

1. 再使用禁止
2. 材質に過敏症がある患者には使用しないこと。
3. 改造は行わないこと。

【 形状・構造及び原理等 】

< 形状・構造 >



項目	諸元 *	
品目	Lサイズ	Mサイズ
皮膚に接触する部分の構成	スパンボンド不織布（ポリプロピレン） 型式 P-1070E	
その他の構成	固定用ベルト（PP 平織り） バックル：TSR-38H 材質：ポリアセタール樹脂 クロスプレート 材質：ポリプロピレン樹脂	
色調	本体白・ベルト黒	本体グレー・ベルト黒
寸法	縦(H)：280mm	縦(H)：280mm
	横(W)：570mm	横(W)：520mm
	ベルト長さ：1400mm	ベルト長さ：1400mm
適用患者体重	100Kg 以下	
手術台 傾斜角度	縦傾斜角度：25 度以下 横傾斜角度：20 度以下	

< 原理等 >

患者の上半身に装着し、ベルトを用いて手術台に固定することで、手術中の患者の体勢を仰臥位の状態で保持する。

【 使用目的又は効果 】

本品は、手術台に付属するアクセサリである。

【 使用方法等 】

< 使用方法 >

- 1.) 本品の開いた側を前にして患者に着用させる。
- 2.) 麻酔導入後に患者が手術台で切石位になった状態で、背側のベルト（バックルオス付き）を同側の手術台サイドレールに下から上に通す。
- 3.) この際レールの支点のすぐ尾側で通すようにして、レールの支点到ベルトを引っ掛ける。
- 4.) レールを通した背側のベルトを反対側の腹側のベルト（バック

ルメス付き）に両側とも繋げると、両側のベルトが胸部でクロスする形になる。

- 5.) 背側のベルトを牽引して固定力を調整する。この際にバックルやベルトが直接胸部の皮膚に当たらないよう、厚手のタオル等を敷く。
- 6.) 両側の腕はベルトの下に入れる。この際にベルトが直接腕の皮膚に当たらないよう、厚手のタオル等を敷く。
- 7.) ベルトが術野（腹部）にかかっているか確認する。
- 8.) 肩のスポンジ部分が肩鎖関節の部分にきていることを確認する。
- 9.) 術前に一度頭低位にして固定の具合を確認する。

【 使用上の注意 】

< 重要な基本的注意事項 >

- (ア) 必ず施設の事故防止策を施した上で使用すること。
- (イ) 使用前の点検
 - a.) 正常でない本品の使用は、傷害を招く原因となる。必ず使用前に劣化や破損等の異常がないことを点検すること。
 - b.) 点検の結果、異常があったものは使用しないこと。

【 保管方法及び有効期間等 】

< 保管時の注意 >

不適切な環境での保管は、劣化・破損の原因となる為、下記の条件を満たすこと。

保管条件

項目	適正範囲
温度	-10～45℃
湿度	30～95%RH（結露状態を除く）
気圧	70～106 k Pa（大気圧範囲）
紫外線	直射日光の当たらない場所

< 廃棄時の注意 >

- (ア) 国及び地域の法規制に従って廃棄すること。
- (イ) 感染性廃棄物に該当するかについては、使用の状態により判断すること。

< 有効期間 >

有効期間は、未使用で正しく保管した場合、製造後 4 年である。

【 包装単位 】

Lサイズ 5 枚/1 箱

Mサイズ 5 枚/1 箱

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売業者・製造業者

名称：株式会社豊栄

所在地：千葉県柏市風早 1 丁目 8 番 9

電話番号：04-7192-3321