

器具器械 54 医療用捲綿子
一般医療機器 一般的名称:捲綿子 (JMDN コード 10172000)

ファースト捲綿子

**【形状・構造及び原理等】

1. 原理

柔軟な金属製の単純な細いロッドからなり、これに綿などの物質のプレ
ジェットを取り付ける

原材料: 磷青銅、ステンレス鋼、真鍮、クロームメッキ

2. 形状(一例)



3. 種類

耳用捲綿子 ルーツェ氏、ラセン把柄

鼻用捲綿子 ルーツェ氏、ラセン把柄、六角型、高橋氏、黒須氏、菊池氏
タンポン用捲綿子 ゴットスタイン氏

咽頭捲綿子 ハルトマン氏丸、柳葉状

喉頭用捲綿子 ペルテソン氏、柳葉状

直達捲綿子 キリアン氏 250、350、450、520MM

直達捲綿子接続式両頭

**【使用目的又は効果】

身体の一部及び体内に、薬剤を塗布または治療を適用すること、また
は検査のための試料を採取することを目的とした器具をいう。アプリケ
ータには様々な種類があり、通常、専用の機能をもつ。

1. 木材、柔軟な金属または合成材料製の単純な細いロッドからなり、これ
に綿などの物質のプレジェットを取り付けて接触可能面に局所投与す
る器具。
2. 薬剤となる器具又は薬剤を含有する器具。
3. 患者の身体に直接温熱を適用することができる器具。
4. 検査のための試料を採取する器具。

**【使用方法等】

- ・本製品は使用する前に洗浄、消毒または滅菌を行ってください。([保
守・点検に係る事項]をご参照ください。)
- ・本製品は再使用可能です。使用後は適切な方法で洗浄を行い保管し
てください。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・ハンダ外れ、メッキ剥離や破損の原因となるため、超音波洗浄器を使
用しないでください。
- ・持ち運び、洗浄、潤滑、滅菌及び保管に際しては、先端部分やエッジは
保護してください。
- ・使用後は速やかに洗浄してください。洗浄が困難な場合は汚れが乾燥
しないよう措置をして、汚れが乾燥して固着することを防いでください。

2. 新品の器械を使用する前

新品の器械には防錆油が塗布されています。ご使用に際し、防錆油を
洗浄除去してから滅菌処理をしてください。防錆油が付着した状態で高
圧蒸気滅菌を行うと、器械表面の変色や斑模様の付着の原因になり、
また完全な滅菌効果を妨げるおそれがあります。通常の洗浄の前に、必
ず防錆油除去のための浸漬洗浄をしてください。また、新品時は金属表
面の不動態皮膜が薄く、ステンレス鋼であっても錆が発生する可能性が
あるため、十分な乾燥を行い、水分が残った状態で保管しないでください。
推奨洗浄方法

- ①アルカリ性洗浄剤(<pH10)を 60~80℃のお湯で 10 倍程度に希釈し
た洗浄液に 30 分~1 時間、浸漬洗浄します。(アルカリ性洗浄剤を用
意できない場合は中性洗浄剤と同様の洗浄を行ってください。)

- ②出来るだけ脱塩、蒸留した水を使用して、通常の本洗浄・すすぎを行
い、十分に乾燥させます。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・貯蔵・保管にあたっては必ず本製品を乾燥させてください。その後、高
温・多湿・直射日光及び、水漏れ等 Avoid 保管してください。
- ・滅菌された状態で保管する場合は、滅菌の有効期限を管理してくださ
い。

2. 使用期間

本製品の一部でも変形、破損や表面の錆等で品質、機能、性能が維持
できない場合は、新しい製品と交換してください。

**【保守・点検に係る事項】

1. 日常の洗浄、潤滑

手動洗浄の場合

- ①酵素洗浄液に浸漬してください。浸漬時間、濃度などは酵素洗浄液の
取扱説明書をご確認いただき、指示にしたがってください。
- ②柔らかいブラシを使用して、血液、組織片などの汚れを取り除いてくだ
さい。その際、金属製ブラシや研磨剤の使用は避けてください。
- ③中性洗剤(pH6~8)を使用して丁寧に洗浄してください。
- ④出来るだけ脱塩、蒸留した水を使用して丁寧にすすいでください。一
般の水道水等に含まれる残留塩素や有機物質が本製品表面のしみ
や錆の原因となります。
- ⑤洗浄後は十分に乾燥させてください。
- ⑥乾燥後は水溶性潤滑剤の使用を推奨いたします。

自動洗浄の場合

- ①自動洗浄器(ウォッシャーディスインフェクター)を使用する場合でも、
こびりついた汚れ等がある場合は事前によく落としてください。
- ②自動洗浄器に入れる際は、本製品の上には重い物などを置かないで
ください。他の機器と接触しないように注意してください。
- ③中性洗剤を使用して、有効性が確認された自動洗浄器で洗浄してくだ
さい。乾燥までしっかり行ってください。
- ④洗浄、乾燥後は血液や汚れ等がないことを目視にて確認してください。
- ⑤洗浄、乾燥後は水溶性潤滑剤の使用を推奨いたします。

2. 滅菌

- ・本製品は高圧高温滅菌を推奨します。適正に保守・点検された高圧蒸
気滅菌器を使用して滅菌してください。なお、滅菌中の本製品の温度
は 140℃以上にならないようにしてください。
- ・EOG 滅菌にも対応しています。滅菌条件については滅菌器メーカーまた
は販売店にご確認ください。
- ・過酸化水素ガス滅菌は使用するプレジェットの物質が対応可能かを確
認してください。
- ・乾熱滅菌、放射線滅菌は使用しないでください。

3. 消毒

- ①金属に影響のない消毒液を御使用頂き、本製品全体が浸かるように
して所定の時間浸漬してください。(消毒液の取扱説明書、添付文書を
確認してから行ってください。)
浸漬中は機器同士が接触しないようにしてください。
- ②消毒液から本製品を取り出し、水で消毒液を洗い流してください。(最
低 5 回は水洗浄してください。)
- ③洗浄後は十分に乾燥させてください。

4. 保守・点検

- ・洗浄後、消毒後、使用前後は本製品に錆、表面の損傷、亀裂の兆候
がないことを確認してください。
- ・外観に問題がない場合でも内部で劣化が進んでいることもあります。使
用中に異常を感じた場合は本製品の使用を中止してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

製造業者

ENTFirst 第一医科株式会社

東京都文京区本郷2-27-16

TEL 03-3814-0111

FAX 03-3814-0135