



Edwards

**2021年 9月改訂 (第4版)
*2017年 1月改訂 (第3版)

医療機器届出番号 13B1X00231000040

機械器具07 内臓機能代用器
一般医療機器 人工心臓弁用サイザ 17703010
(人工弁ホルダ及びハンドル 70483000)

*カーペンターエドワーズ牛心のう膜生体弁マグナミトラルEASE ThermoFix Process用サイザー



**【形状・構造及び原理等】

**・トレイキットの構成品

		i	ii	iii	iv
トレイキット	SET1173R23	○		○	○
	SET1173B23		○	○	○

**・構成品一覧

	品番	種類	入数	材質
*	i 1173RSET23	マグナミトラル E A S E ThermoFix Process用レプリカサイザースセット23mm入り	23~33mm (計6本入)	ポリフェニルスルホンニッケル・チタン合金
*	ii 1173BSET23	マグナミトラル E A S E ThermoFix Process用パレルサイザースセット23mm入り	23~33mm (計6本入)	ポリフェニルスルホンニッケル・チタン合金
	iii 1173	マグナミトラル用ハンドル	2本入	ポリフェニルスルホンニッケル・チタン合金 ステンレス鋼 (クロムおよびニッケルを含有)
	iv SET1173A	サイザートレイ	1個入	ポリフェニルスルホン ステンレス鋼 (クロムおよびニッケルを含有)



*本サイザはカーペンターエドワーズ牛心のう膜生体弁マグナミトラルEASE ThermoFix Process専用のサイザであり、適切なサイズの人工弁を決定するために使用します。

本サイザは弁輪内でサイザの設置位置を直視下で確認できるようデザインされています。

サイザ1173Bと1173Rの円筒部(図1、図2)はステント外形を示しています。レプリカサイザ1173Rのリップ部(図1)は、縫合方法や弁下部組織温存術式を決定できるよう、前尖側のサドルシェイプと黒いマーカのある生体弁の縫着輪を模しています。リップ部の黒いマーカは縫着輪の黒いマーカ糸を模しています。黒いマーカは生体弁縫着輪の前方部分を示し、左室流出路を跨ぐように患者弁輪の前尖の交連間に位置させます。生体弁の適切な設置位置を評価するため、レプリカサイザ(1173R)はステントポストの高さと位置を示しています。低侵襲による手術や胸部が深い場合等、視野の確保が難しい場合でのアクセスを向上するため、サイザには長めのハンドルが取り付けられています。

サイザから離れた位置にハンドルがあるため、円筒部から心室内にかけて視野を妨げることなく弁下部構造を評価することができます。

サイザ(1173B、1173R)には、生体弁のサイズが記載されています。

**すべてのサイザのセットとハンドルがトレイに収納されており、再使用および再滅菌ができます。

【使用目的又は効果】

心臓弁置換術時に手動で用いる外科用器具で、適切なサイズの人工心臓弁を植え込む開口部を測定することができる。

**【使用方法等】

*本体(カーペンターエドワーズ牛心のう膜生体弁マグナミトラルEASE ThermoFix Process)のサイジングおよび植込みを含む詳細な説明については、本体の添付文書を参照してください。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ** 1. 本品は滅菌されていないため、使用する前には開封して必ず洗浄、消毒および滅菌をしてください。製品お届け時の袋に入れた状態での滅菌はしないでください。
- ** 2. 該当する病院の手順および以下の推奨手順およびパラメーターに従って、使用する前に毎回、洗浄、消毒、滅菌する必要があります。
- ** 3. 構成部品に亀裂、ひび割れ、その他の劣化が明らかに認められた場合は、使用をやめる必要があります。弊社の営業担当者に連絡して該当する交換品を入手してください。

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ** 1. サイザおよびハンドルの破片はX線不透過性ではなく、外部画像装置で見つけることができません。

不具合・有害事象

重大な有害事象

- ** 1. 感染（洗浄、消毒および滅菌が不十分な場合、感染の原因になる可能性があります。）

****【保管方法及び有効期間等】**

耐用期間

- ** 構成部品にくすみ、亀裂やひび割れなどの損耗の徴候がないか調べます。劣化が認められた場合は構成部品を交換します。

****【保守・点検に係る事項】**

使用者による保守点検事項

- ** **注意：**ハンドルは洗浄、消毒、滅菌前にホルダから必ず取り外してください。
- ** **注意：**本添付文書に記載の方法以外で洗浄、消毒、滅菌を行う場合は、使用者の責任において実施してください。

**** 洗浄手順**

**** 手動洗浄の手順**

- ** 1. 構成部品を冷たい水道水の流水ですすぎ、全体の汚れを落とします。
- ** 2. 製造業者の推奨に従って、中性pHの洗浄液（サイデザイムや同等品）（3.8リットルあたり30mLの温かい水道水）を準備します。
- ** 3. 構成部品を洗浄液に完全に浸して最低5分間浸漬します。他の器具と接触するのを避けてください。
- ** 4. 5分間浸漬した後、柔毛ブラシを使用して構成部品を最低3分間こすり、目に見える汚れをすべて落とします。
- ** 5. 構成部品を洗浄液から取り出し、冷たい水道水の流水ですすぎます。次に、逆浸透/脱イオン水で最低2分間すすぎます。
- ** 6. 目に見える汚れがある場合は洗浄プロセスを繰り返します。

**** 自動洗浄の手順**

- ** 1. 構成部品を冷たい水道水の流水で洗い、全体の汚れを落とします。
- ** 2. 製造業者の推奨に従って、中性pHの洗浄液（サイデザイムや同等品）（3.8リットルあたり30mLの温かい水道水）を準備します。
- ** 3. 構成部品を洗浄液に完全に浸して最低1分間浸漬します。他の器具と接触するのを避けてください。
- ** 4. 構成部品を、トレイのマークに従ってトレイに設置します。
- ** 5. 設置したトレイを、自動洗浄機に蓋をはずして入れます。
- ** 6. 該当する場合はモーターのスピードをHIGHにし、サイクルおよびサイクルパラメーターを以下の推奨に従って選択します。

フェーズ	再循環の時間	温度	洗剤の種類
予洗浄	2分	冷たい水道水	N/A
酵素による洗浄*	2分	温かい水道水	中性pHの酵素系洗剤（サイデザイムまたは同等品）3.8リットルあたり30mL
洗浄	2分	50° C (設定温度)	アルカリ洗剤（Neodisher Mediclean Forteまたは同等品）3.8リットルあたり7mL
すすぎ	1分	60° C (設定温度)	N/A
乾燥	7分	115° C (設定温度)	N/A

- ** *酵素による洗浄の段階はオプションで、洗浄機のモデルによって異なる場合があります。

**** 消毒**

**** 高温消毒の手順**

- ** 1. 構成部品を、トレイのマークに従ってトレイに設置し、蓋をはずして洗浄器/消毒器に入れます。
- ** 2. 該当する場合はモーターのスピードをHIGHにし、以下の推奨パラメーターを選択します。

フェーズ	再循環の時間	最低温度
温熱すすぎ	5分	90° C

**** 高濃度消毒の手順**

- ** 1. 高濃度消毒液（Cidex OPAまたは同等品）の水浴を最低20° Cで平衡化、または製造業者の推奨に従います。
- ** 2. 構成部品を消毒液に完全に浸し、滅菌済みの柔らかい布で表面を拭いてすべての気泡を表面から確実に除きます。
- ** 3. 構成部品を最低15分間浸漬します。
- ** 4. 構成部品を滅菌済み純水または同等の液に完全に浸し、かくはんして最低1分間浸漬して徹底的にすすぎます。各すすぎごとに、新しい滅菌済み純水または同等の液を用いてこれを3回繰り返します。
- ** 5. 構成部品を滅菌済みの柔らかい布を使用して乾かします。

**** 滅菌の手順**

- ** **注意：**施設ごとに、生物学的インジケーターによる評価を含む手順を用いて滅菌手順の有効性を確認する必要があります。
- ** **注意：**滅菌時にはトレイを重ねないでください。

滅菌器の種類	設定	プレコンディショニング	最低温度	最高温度	露出時間	最小乾燥時間	最小冷却時間
重力蒸気滅菌	二重包装	N/A	132° C	137° C	15分	50分	60分
予備真空	二重包装	4バルス	132° C	137° C	4分	45分	15分

- ** 使用の前にすべての装置を調べてください。粒子が見える場合は、洗浄と滅菌のプロセスを繰り返してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

エドワーズライフサイエンス株式会社
電話番号：03-6894-0500（顧客窓口センター）

- ** Edwards, エドワーズ, Edwards Lifesciences, エドワーズライフサイエンス, 定型化されたEロゴ, Carpentier-Edwards, カーペンターエドワーズ, Magna, Magna Mitral Ease, マグナミトラライズおよびThermaFixはEdwards Lifesciences Corporationの商標です。その他の商標は全てそれぞれの商標権者に帰属します。