



## 機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 脊椎手術用器械 70963001

## 胸腰椎手術器械 1

## 【禁忌・禁止】

・併用医療機器

製造販売業者が指定する製品以外と組み合わせて使用しないこと。  
〔相互作用の項を参照すること〕

## 【形状、構造及び原理等】

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については包装表示又は本体の記載を確認すること。

本品の構成、製品名、サイズ、形状については、表示ラベル、本体又は器械貸出時に添付している貸出器械明細を参照すること。

材質(血液・体液等に接触する部分)

ステンレス鋼、アルミニウム、チタン合金、シリコーン樹脂、ポリアセタール、フッ素ゴム、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエーテルイミド、ポリフェニルスルホン

## 【使用目的又は効果】

本品は、脊椎固定術等の脊椎手術のために用いる手術器械である。手動式であり、再使用可能である。

## 【使用方法等】

・手術手順の詳細は、使用するインプラントの手技書を参照すること。

・本品は、未滅菌品であるため、使用前には適切な方法で洗浄(【保守・点検に係る事項】の項参照)し、滅菌は各医療機関でバリデーションされた滅菌装置を使用して行うこと。

(例)

滅菌方法	温度	時間
プレバキューム式 高圧蒸気滅菌法	134℃	18分

(使用方法例)

- ・本品を使用して脊椎固定術等の脊椎手術を行う。
- ・詳細な使用方法については、必ず手術手技書を参照すること。

## 【使用上の注意】

## 1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の材質に対して過敏症を有する患者には使用しないこと。
- (2) 医療機関において、正しく整備・校正及びバリデーションされた滅菌装置を使用して、滅菌すること。
- (3) 鋭利な部分は破損・変形しやすく、また使用者が怪我をする可能性があるため、手袋をするなど取扱いに注意すること。
- (4) 過度な力による変形、または経年の度重なる使用による力(応力)により、疲労破壊を起こすことがあるので注意すること。
- (5) 塩素系及びヨウ素系の洗浄剤・消毒剤は、腐食(錆び)の原因になるため、使用しないこと。
- (6) 錆取り・熱やけ除去作用のある洗剤により、表面光沢や陽極酸化被膜が、変色することがあるので注意すること。
- (7) 創部の縫合前に、手術前に準備された医療機器が全て揃っているか、また医療機器の部品が脱落等していないか、確認すること。
- (8) 使用後は、直ちに、骨片、血液・体液等を除去し、医療従事者への感染防止のため、洗浄・消毒すること(【保守・点検に係る事項】の項参照)。
- (9) 不具合等の原因となるため、本品の改造や加工等は行わないこと。
- (10) 汚れが付着した状態で滅菌すると、汚れが固着し腐食の原因や菌性が担保されなくなるため、滅菌前に、十分洗浄し、汚れが付着していないことを確認すること。

## 2. 相互作用

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
製造販売業者が推奨しない医療機器。	重大な不具合・有害事象が発生する。	医療機器が正しく設置できず、良好な手術結果を得られない。

## 3. 不具合・有害事象

## 不具合

- ・器械に過剰な荷重をかけたり、損傷及び不適切な取り扱いをした場合は、破損、折損、ルースニング、摩耗、腐食、酸化、機能の低下が発生する可能性がある。

## 有害事象

- ・金属アレルギー反応
- ・破損・脱落による体内遺残
- ・使用時の負傷
- ・組織、筋肉、靭帯、腱、神経、血管、骨等の損傷及び感染症が考えられる。

## 【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿を避けて、保管すること。
- ・保管するときは、専用のケースに格納後、保管すること。

## 【保守・点検に係る事項】

## 1. 使用者による保守点検事項

&lt;洗浄・滅菌&gt;

- (1) 洗浄する時は、手袋や保護メガネ等を装着すること。
  - (2) 分解可能な器械は分解した上で、洗浄等の汚染除去を行い、血液等異物が付着していないことを目視で確認後、滅菌すること。
  - (3) 汚染除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤や酵素入り中性洗剤を適正な濃度で使用すること。また強アルカリ/強酸性の洗剤・消毒剤は器械を腐食させるおそれがあるので、使用しないこと。
  - (4) 洗浄には柔らかいブラシ・スポンジ等を使用し、金属たわし・クレンザー(磨き粉)等は器械の表面が損傷するので、使用しないこと。
  - (5) 洗浄するときは、中空部、ネジ山、可動部は入念に洗浄し、骨片や血液等を除去し、洗剤を完全に洗い流すこと。
  - (6) 洗浄装置(超音波洗浄装置等)を使用するときは、使用する洗浄装置の取扱説明書を遵守し、洗浄中に、鋭利部同士が接触して損傷しないよう注意すること。
  - (7) 最終洗浄後は汚れが付着していないか確認し、破損、変形、腐食、可動部の動きなど外観、機能を確認した後に、滅菌すること。
  - (8) 滅菌後乾燥し、専用のケースに入れ、適切な場所で保管すること。
- <点検>
- ・受入時、使用前および洗浄後には、本品の汚れ、破損、変形、腐食、可動部の動きなど、外観、機能を確認すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者  
ジンマー・バイオメット合同会社  
電話番号: 03-6402-6600

手術手技書を必ずご参照ください

・製造業者

製造業者名: Zimmer Spine, Inc.

ジンマー スパイン インク

製造業者名: Zimmer Spine, Inc. (Memphis)

ジンマー スパイン インク(メンフィス)

国名: アメリカ合衆国

製造業者名: Zimmer Spine, Inc. (Bordeaux)

ジンマー スパイン インク(ボルドー)

国名: フランス

製造業者名: U&I Corporation.

ユー アンド アイ コーポレーション

国名: 韓国

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。

手術手技書を必ずご参照ください