

スーパーロード640

**【警告】

- ① 本製品は未滅菌です。感染防止のため、初めて使用する際は必ずエアタービンの滅菌および付属品の滅菌または清掃を行うこと。
- ② 感染防止のため、使用者および近傍にいる者は必ずマスク、グローブ、メガネ等適切な保護具を着用すること。
- ③ 感染防止のため、患者ごとに必ず清掃および滅菌を行うこと。
- ④ 感染防止のため、清掃は外装部やヘッド内に付着した異物が乾燥する前に行うこと。
- ⑤ エアタービンの注油およびお手入れを行うこと。エアタービンの注油やお手入れを怠るとカートリッジのベアリングが焼き付き、回転不良、異音、芯ブレ、振動等さまざまなトラブルの原因となります。
- ⑥ パーは、JIS T 5504-1 に合致するパーで以下の条件のものをを使用すること。

パーのタイプ	FG(ショートシャンクパー)
シャンク径長さ	φ 1. 59~1. 60mm ・ 9mm以上
全長	21.5 mm以下
作業部径	φ 2mm以下


また、パーは、パーごとに指定されている回転速度を確認し、本製品の無負荷最高回転速度より低い使用回転速度のパーは使用しないこと。また曲がっているもの、芯のでいていないもの、傷のあるものは使用しないこと。パーが抜け、口腔内に飛び出すおそれがあり危険です。

- ⑦ パーが突き当たるまで確実にチャックに挿入すること。パーが突き当たるまでチャックに挿入しないと、チャック部がパーを確実に保持することができず、パーが抜け口腔内に飛び出すおそれがあり危険です。
- ⑧ プッシュチャックタイプの場合、回転中にプッシュボタンに触れないこと。ボタンが押されて回転中のカートリッジに接触し発熱したり、パーが抜け口腔内に飛び出すおそれがあり危険です。また、プッシュボタンが磨耗すると、パーが抜けなくなるおそれがあります。
- ⑨ 診療の際、安全のためラバーダムを使用すること。また、エアタービンを回転させるときは、使用者および近傍にいる者はゴーグル等で顔を保護する手段を講じること。チャックの磨耗や過度の負荷、操作時のかき上げ使用により、パーが抜けるおそれがあります。
- ⑩ 強い衝撃や振動により、ヘッドおよびプッシュボタンのネジ部の緩みや磨耗または損傷が生じた場合はキャップ等が脱落・飛散するおそれがありますので、直ちに使用を中止し、ご購入のディーラまたは㈱ヨシダ営業所へ連絡してください。
- ⑪ 異常な振動や音が生ずる場合は、直ちに使用を中止し、ご購入のディーラまたは㈱ヨシダ営業所へ連絡してください。
- ⑫ 智歯抜歯術等において、エアタービンを使用すると皮下気腫等の偶発症が起きることがあるので注意すること。生じた場合は、それらの操作をただちに止め、適切な処置を行うこと。
- ⑬ 薬液による浸漬は行わないこと。水またはエタノール以外の清掃は行わないこと。

**【形状・構造及び原理等】

1) 構成及び外観図

表1. 外観図



2) 原理

エアタービン本体内に装着されたカートリッジの羽根を、コンプレッサーの圧縮空気により高速回転させます。

3) 構造

表2. 構造

型式	BQ	B-LUX	BQP	BP-LUX
照明用ファイバ	なし	あり	なし	あり
注水	四方注水			
チャック方式	FGチャック		プッシュチャック	

【使用目的又は効果】

本製品は、エアタービン用ホースに接続し、歯牙の切削、歯面の研磨等に使用するものです。

**【使用方法等】

詳細については、取扱説明書をご参照ください。

1) 使用方法

① エアタービンの接続

エアタービンにホースのジョイントをカチッとロック音がするまで挿入し確実に固定させる。

② パーの装着

・FGチャックタイプ

パーをエアタービンのヘッドのチャック部に軽く入れ着脱器のピンが出ていない方の大きな穴にパーの先端を差し込み、真っ直ぐ押し込む。

・プッシュチャックタイプ

パーをエアタービンのヘッドのチャック部に軽く入れ、プッシュボタンを親指で押し、パーが突き当たるまで確実にチャックに挿入する。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

③バーの取りはずし

・FGチャックタイプ

着脱器から出ているピンを、エアタービンヘッドのバー抜き穴に差し込み、バーを押さえながら着脱器にヘッドが突き当たるまで押し、バーを抜く。

・プッシュチャックタイプ

プッシュボタンを親指で押し、バーを取りはずす。

＊【使用上の注意】

詳細については、取扱説明書をご参照ください。

1) 警告

【警告】の項に記載の通り。

2) 使用注意

- ①空気圧はホースとの接続部において最高0.22±0.01MPaで使用する。規定圧力を超過して使用するとカートリッジの故障、または破損の原因になります。(ただし、手元排気ホース使用時は最高0.20±0.01MPaで使用する。)
- ②注水は規定の水圧0.20±0.01MPaで行うこと。規定の水圧以下で使用する注水不足を招き、切削部位が発熱します。また、規定の水圧以上で使用する、水漏れの原因になります。
- ③エアタービンを駆動させる場合、必ずバーを装着した状態で回転させること。
- ④本製品の使用後、バーを装着したままにしないこと。バーを装着したままにしておくと、チャックの寿命を縮めるおそれがあります。
- ⑤バーの消毒のため薬液を使用する場合、必ず薬液を拭き取ってからチャックに挿入すること。
- ⑥エアタービンとホースのジョイントを接続する際、ロック音がして確実に固定されたことを確認すること。
- ⑦切削は、患者とエアタービンのためにソフトタッチで行うこと。
- ⑧重切削により、バーが抜けなくなる場合がありますので、プッシュチャックタイプはプッシュボタンを強く押し、バーを引き抜き、FGチャックタイプは着脱器で強く押し出してください。プライヤー等で無理に引き抜かないでください。

3) 機器の使用中は次の事項に注意すること。

- ①機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
- ②機器全般及び患者に異常が発見された場合には患者に安全な状態で機器の作動を停止するなどの適切な処置を講ずること。
- ③機器に患者が触れることのないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

本製品は、オートクレーブを推奨しています。

- ①滅菌後、滅菌パックに入れたまま保管すること。
- ②以下の場所には保管しないこと。
 - ・水のかかるおそれのある場所
 - ・気圧、温度、湿度、風通し、日光及びほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのある場所
 - ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所

2) 耐用期間

製造の日から、正規の保守点検を行った場合に限り5年間とする。

[自己認証(当社データ)による]

＊【保守・点検に係る事項】

「使用者による保守点検事項」

- 1) 本製品は必ず日常の点検を行うこと。

表3. 日常の点検リスト

No.	点検項目	点検頻度
1	キャップの緩み	診療前・患者ごと
2	バーの振れ	診療前・患者ごと
3	バーの保持力	診療前・患者ごと
4	回転時の異音、振動	随時
5	スプレオイル(注油時)の汚れ	注油ごと

- 2) 使用後は、取扱説明書「4. お手入れ」の項に従い、本製品及び付属品のお手入れを行うこと。
- 3) カートリッジは、本製品の性能及び安全性に重大な影響を及ぼすものとして厳正に管理されています。ヨシダの純正品以外は使用しないこと。交換に際しては、ご購入のディーラまたは(株)ヨシダ営業所へご連絡ください。
- 4) 本製品を注油後3週間以上使用しなかった場合、使用前に必ず注油を行うこと。また機器が正常に且つ、安全に動作することを確認すること。
- 5) 本製品に故障が発生した場合は、取扱説明書「5. 故障かな?と思ったら」の項に従い、点検を行うこと。
- 6) 製品の特性上、錆びる可能性があるため、部品が錆びた場合は速やかに使用を中止し、錆びた部品は交換修理を行うこと。

「業者による保守点検事項」

1) 消耗部品

消耗頻度はご使用条件によりかわります。

表4. 消耗部品リスト

No.	部品名
1	カートリッジ
2	キャップ

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 吉田製作所 TEL : 03-3635-1686 (CS部) FAX : 03-3635-8937 (CS部)
販売業者 株式会社 ヨシダ 住所 : 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL : 03-3845-2941 (機械部) FAX : 03-3845-2948 (機械部)