



**2017年8月（第4版 新記載要領に基づく改訂）

*2016年2月（第3版）

承認番号：21800BZY10028000

医 04 整形用品

高度管理医療機器 全人工膝関節 35667000

MIS プレコートシステムティビアベースプレート

再使用禁止

**【禁忌・禁止】

禁忌（次の患者には適用しないこと）

- ・罹患関節に感染の既往歴がある患者
- ・感染様症状が認められる患者
- ・脛骨表面の骨量が不十分な患者
- ・骨格が未成熟な患者
- ・神経障害性関節症の患者
- ・骨粗鬆症又は患部の症状を悪化させるおそれのある神経筋疾患の患者
- ・関節固定術を受け、通常の機能肢位において痛みのない状態の患者
- ・側副靭帯の欠損により、重度の不安定性が認められる患者
- ・皮膚に潰瘍又は再発性の皮膚破壊の既往歴がある関節リウマチ患者【遅発性の感染症が発現する危険性がある】
- ・ステロイドを使用している RA 患者も感染の危険性が高い。RA 患者における遅延性感染が手術の 24 カ月後に報告されている

禁止

- ・再使用禁止
- ・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと【相互作用の項参照】


**【使用方法等】

・骨への固定に骨セメントを用いる（間接固定）。

	1 脛骨近位部を切除する。 脛骨用トライアルにより適切なサイズを選択し、ブローチングする。
	2 上記のトライアルによる確認後、同様の手順によりトライアルと同じサイズの MIS ティビアを選択し、ステムプラグを挿入しセメント固定する（MIS システム エクステンションにより支持性を高める必要がない場合）。
	3 MIS システム エクステンション 基本的に支持性を高めることを目的に MIS システム エクステンションを使用する。特に患者の骨質が不十分である、骨移植をしたあるいは軟部組織の支持性が弱い場合は、使用すること。 また、MIS ティビアと組み合わせて使用する関節面サーフェイスの厚さが 17mm 以上である場合は使用する。 MIS ティビアのステムプラグを取り外す。 MIS システム エクステンションをホールへ挿入し、固定する。
	4 MIS システム エクステンション フラッシュ MIS システム エクステンションにより支持性を高める必要がないが MIS ティビアと組み合わせて使用する関節面サーフェイスの厚さが 17mm 以上である場合は使用する。 MIS ティビアのステムプラグを取り外す。 MIS システム エクステンション フラッシュをホールへ挿入し、固定する。
	5 MIS Flex スクリュー MIS ティビアと組み合わせて使用する関節面サーフェイスの厚さが 17mm 以上である場合、関節面サーフェイスに付属されているスクリューの代わりに MIS Flex スクリューを使用し MIS ティビアと関節面サーフェイスを固定する。

【形状・構造及び原理等】

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については包装表示又は本体に記載されているので確認すること。

製品名	製品外観	材質
MIS ティビア		チタン合金 ポリメチルメタクリレート (PMMA) 超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)
MIS システム エクステンション		コバルトクロム合金
MIS システム エクステンション フラッシュ		コバルトクロム合金
MIS Flex スクリュー		チタン合金

【使用目的又は効果】

使用目的

- ・ MIS ティビアは人工膝関節置換術の実施時に使用する関節機能再建のための材料であり膝関節の機能を代替するため脛骨側に使用し置換する部位が全置換用である。
- ・ MIS システム エクステンションは MIS ティビアと組み合わせ、支持性を高めることを目的に使用する延長用ステムである。
- ・ MIS システム エクステンション フラッシュ及び MIS Flex スクリューは関節面サーフェイスとの固定に使用される部品である。
- ・ 滅菌済であるので、そのまま直ちに使用できる。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 外側膝蓋支帯の不正確なラテラルリリースによって、膝蓋骨亜脱臼及び最終的にはインプラント破損が生じることがある。
- 大腿骨コンポーネントと脛骨コンポーネントの摺動面でエッジローディングが起ると、破損などの関節面サーフェイス損傷の危険性が高くなる。超高分子ポリエチレンにおけるこの傾向はクロスリンクすることにより幾分高くなる。エッジローディングを最小限に抑えるために、適切な軟部組織のバランスを維持し、コンポーネントの設置位置を確認するように注意する。
- 骨セメントの加圧は血管外圧力が増加し、臨床的に重篤な塞栓症の危険性が増すので注意すること。
- チタン合金又はコバルトクロム合金をステンレス鋼と併用しないこと [ガルバニック腐食 (異種金属が電解液中にて、電位差を生じることにより起きる腐食) が発現する可能性がある]。
- 術前計画には X 線フィルム用テンプレートを使用すること。
- 人工関節は永久的な機能を有するものではない。経時的に人工関節の摩耗や緩み (ルースニング)、あるいは破損が生じる場合がある。摩耗や緩み、あるいは破損により人工関節の再置換が必要となることがあるので注意すること。人工関節置換術を受けた患者に対しては、定期的に医師による経過観察を受けるよう指導すること。
- また、一時的であっても人工関節が過大な応力を受けることで摩耗が進み、あるいは破損が生じることがあるので注意すること。
- 人工関節置換術後に脱臼が生じることがあるが、主に以下の要因が考えられる。
 - 骨切りや軟部組織等の処置が不適切であった場合
 - 人工関節の設置位置が術前計画と著しく異なる場合
 - 人工関節のサイズ選択が不適切であった場合
 - リハビリテーションを適切に実施しない場合
 - 転倒など過大な負荷を受けた場合
 - 患者の筋力が弱い場合
 - 患者自体の疾患が発生又は悪化した場合
- なお、脱臼が反復して生じて徒手整復できない場合は、人工関節の再置換が必要となることがあるので注意すること。
- 術後感染症が生じることがある。術前、術中及び術後にわたり感染症の予防処置を十分に行うこと。なお、感染症が発症した場合は、適切な処置を施すこと。
- 滅菌パッケージを開封した製品は、再使用しないこと。未使用製品については再滅菌の上使用することは可能であるが、滅菌処理による破損・品質低下が考えられる。再滅菌による品質低下については弊社では一切の責任を負わないので注意すること。医療機関での責任の下、必要に応じて処理すること。
- 患者には次の注意事項について、インフォームド・コンセントを十分行うこと [重篤な不具合、有害事象が発現するおそれがある]。
 - 人工関節と正常な関節との相違点
 - 体重及び活動性が人工関節に与える影響
 - 術後のあらゆる制限事項、特に職業・活動性の制限について指示を守ること
- 次の患者は合併症やインプラントの破損が起りやすいので注意すること [重篤な不具合、有害事象が発現するおそれがある]。
 - 人工関節に性能以上の機能を求める患者
 - 術後管理ができない患者
 - 体重が重い患者
 - 骨形成、骨量及び骨質が不十分な患者
 - 運動量が多い患者
 - 感染病巣が処置部位から離れている患者 [血流により感染症が拡散する場合がある]
- 骨セメントを使用すること。
- 大腿骨と脛骨コンポーネントの表示のカラーやサイズが関節面サーフェイスの表示と一致したときコンポーネントは適切なマッチングとなる。不適切な組み合わせでは、接触面の適合がうまくいかず、疼痛、耐摩耗性の低下、コンポーネントの不安定、コンポーネント耐用年数の低下を来す可能性がある。
- 正確に骨を切除し、軟部組織のバランスを取り、術中は膝の機能を評価することが重要であるので注意すること。
- 使用禁止
 - 設置又は挿入の際に損傷が認められた又は起こった場合。
 - 表示に特に記載されていない他の人工膝関節システムのコンポーネントとの併用 (他の人工膝関節システムへの併用もしないこと)。早期の摩耗やルースニングが生じ、再手術を要する可能性がある。
 - MIS ティビアクンポーネントと LCKK 関節面サーフェイスの併用。これらの組み合わせが適合するようには設計されていない。
 - MIS ティビアクンポーネントと NexGen オーギュメントの併用。これらの組み合わせが適合するようには設計されていない。
 - MIS ティビアクンポーネントと CR-Flex 又は LPS-Flex 関節面サーフェイスと一緒に梱包されているロッキングスクリーンの併用。これらの組み合わせが適合するようには設計されていない。MIS ティビアクンポーネントは MIS Flex スクリューのみを使用すること。
- コンポーネントの不正確なアライメント又は設置位置の場合には、コンポーネントの機能不全の危険性が高くなる。
- MIS アプローチのように視覚的制限のある展開は、充分なセメントマントルの作成を損なう可能性がある。骨棘を除去し、コンポーネントを確実にセメント固定するため、関節への良好なアクセスが得られるよう細心の注意を払わなければならない。コンポーネントの固定を確実なものとするため、ドロップダウンシステム (MIS システムエクステンション) の使用を強く推奨する。MIS ティビアクンポーネントは、セメントが柔らかい状態で (セメントの後期重合が始まる前に) 全周に塗布し、完全に固定されなければならない。早期ルースニングが起こる要因にはドロップダウンシステムエクステンション (MIS システムエクステンション) を使用しないこと、MIS ティビアクンポーネント固定の際に前後の表面に圧をかけないこと、または重合初期の段階でセメント固定しないことがあげられる。
- 適切な軟部組織のバランスを維持しコンポーネントの設置位置を確認するように注意する。
- 脂肪塞栓のリスクは、髓内用手術器械の使用により高まる。脂肪塞栓は肺及び神経系に傷害を与え、生命に危険を及ぼすことがある。髓内ロッドを使用する場合は、大腿骨及び脛骨の髓腔内容物の排出を考慮すること。
- 両膝手術を同時に行う場合は、タニケットのガス放出と共に起こる肺への傷害を少なくするため、一方のタニケットを 10 分間隔で緩めること。
- コンポーネントに刻み目を加えること、引っかき傷を付けること、打撃を与えることを避けること。
- 手術の際には、層流及び個別内蔵換気装置、非透過性ドレープを用いること、並びに空気を介する器具の汚染を防ぐことによって深部敗血症を最小限にできる。

**・本品は、MR (磁気共鳴) 環境における安全性・適合性の評価は実施されていない。MRI (磁気共鳴画像診断装置) 検査において、温度上昇、マイグレーションやアーチファクトが発生する可能性がある。

2. 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

- ・ 弊社が指定した製品以外との併用はしないこと [専用品でない
と設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある]。

3. 不具合・有害事象

重大な不具合・有害事象

- ・ 膝コンポーネントの緩み（ルースニング）、破損、損傷、周辺組織の損傷
- ・ 脱臼、膝関節の不安定性
- ・ 膝コンポーネントのアライメント不良、設置位置不良
- ・ 骨折、神経の損傷
- ・ 腫脹、感染
- ・ 脚長差の発生
- ・ 関節可動域の不良
- ・ 疼痛
- ・ 静脈血栓症
- ・ 炎症
- ・ 金属アレルギー
- ・ 金属製コンポーネントの腐食
- ・ 摩擦による骨溶解及びコンポーネントの緩み（ルースニング）

その他の不具合・有害事象

整形外科用インプラント全般に次の不具合・有害事象が報告されている。

- ・ インプラントの破損、折損、ルースニング、摩耗
- ・ インプラント摩耗粉による組織球性肉芽腫
- ・ 金属アレルギー
- ・ 周囲の神経障害
- ・ 感染症
- ・ 寛骨臼又は大腿骨への穿孔
- ・ 血管系の合併症
- ・ 転子部における問題
- ・ 脱臼及び亜脱臼
- ・ 筋肉と軟部組織の緩み
- ・ 静脈血栓症
- ・ 肺塞栓症
- ・ 術中及び術後の骨折
- ・ 疼痛
- ・ 異所性骨化

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

常温、常湿にて保管すること。

有効期間・使用の期限

外箱に記載した表示を参照[自己認証による]。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:ジンマー・バイオメット合同会社

電話番号:03-6402-6600(代)

主たる設計を行う製造業者:

Zimmer Inc.、米国

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。

