

## PORTEX・呼吸回路

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

\* 形状・構造

002837 フレックスチューブ



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| フレックスチューブの長さ            | 約16.51cm                     |
| 死腔量                     | 約35mL                        |
| 重量                      | 32g                          |
| コネクタ<br>(ISO 5356-1に適合) | 接続部一端 内径15mm<br>接続部他端 内径22mm |

・未滅菌

### 【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は呼吸回路使用時に用いるチューブである。

### 【使用方法等】

1. 本品と使用する器具（人工鼻、気管内チューブ、気管切開チューブ、手動式人工呼吸器、人工呼吸器用呼吸回路やフィルタ等）のコネクタと接続してください。
2. 接続後、リークがないことを確認してから使用してください。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) 使用前に本品を接続して、一回換気量測定によりリークがないことを確認すること。

### 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 本品の死腔量を考慮して、患者の換気量を評価すること。
- 2) 使用する前にどの部分にもリークや閉塞が無いこと、異物が附着していないことを確認すること。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。

- 1) その他の不具合  
・チューブの閉塞、狭窄、潰れ、折れ、キンク、破損、リーク、変形
- 2) その他の有害事象

本品の使用に伴い、以下のような有害事象が生じる可能性があるため、患者の状態を十分に観察し、異常の恐れが生じた場合は、直ちに適切な措置を施すこと。なお、以下は代表的な有害事象であり、すべてを列記するものではない。専門書・研究発表等も参考にすること。

- ・感染
- ・リーク、閉塞等による呼吸不全

〈その他の注意〉

- 1) 本品にオートクレーブ滅菌、乾熱滅菌等、材質に影響を及ぼす滅菌消毒はしないこと。

### 【保管方法及び使用期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈使用期間〉

- \* 最長30日間で交換することを推奨する。ただし、30日以内でも、本品の異常、機能不全等が認められた場合は、新品に交換すること。

〈有効期間〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証（当社データ）による]。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\* 製造販売業者

**smiths medical**

スミスメディカル・シヤパン株式会社

<https://www.smiths-medical.com/ja-jp>

\* 問合せ先

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル ASD, Inc.

Smiths Medical ASD, Inc.

〈国名〉

アメリカ合衆国