



※2017年8月（第4版 新記載要領に基づく改訂）
 ※2016年2月（第3版）

承認番号：22200BZX00963000

医 04 整形用品

高度管理医療機器 人工膝関節大腿骨コンポーネント 35668000

Zimmer PFJ コンポーネント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 禁忌（次の患者には適用しないこと）

- ・罹患関節の感染症の既往歴がある患者
- ・感染症症状が認められる患者
- ・骨量が不十分な患者
- ・半月板や靭帯構造が不十分な患者
- ・骨格が未成熟な患者
- ・神経障害性関節症の患者
- ・膝蓋骨、膝蓋大腿関節や脛骨大腿関節の重度の不安定性、トラッキング不良、アライメント不良が認められる患者
- ・皮膚に潰瘍又は再発性の皮膚破壊の既往歴がある関節リウマチ（RA）患者〔遅発性の感染症が発現する可能性がある〕

2. 併用医療機器

- ・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと〔相互作用の項参照〕

3. 禁止

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止〔再滅菌処理により破損・品質低下を生じるおそれがある〕

【形状・構造及び原理等】

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については表示又は本体の記載を確認すること。

製品名	製品外観	材質
Zimmer PFJ コンポーネント		コバルトクロム合金、 ポリメチルメタクリレート (PMMA)

原理等

膝蓋大腿関節領域に置換することで膝関節の機能を代替する。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

特定の疾患過程（骨関節炎等）に起因する変性や、外傷によって冒された膝蓋大腿関節のパテラグループの置換を目的とする。

2. 適用患者

- ・膝蓋大腿関節の慢性関節リウマチ、変形性関節症、外傷性関節炎、多発性関節炎、重度軟骨石灰化症
- ・過去に失敗した外科的処置（関節鏡視下手術、外側分離術、軟骨移植術等）の救済治療
- ・膝蓋骨脱臼又は膝蓋骨骨折の既往
- ・形成不全による膝蓋大腿関節変性症

**【使用方法等】

- ・固定には骨セメントを用いること。


1. ＜大腿骨前方の骨切り＞

髓内ドリルを用いて穴を開ける。
 髓内前方骨切りガイドを挿入し固定後、オシレーティングソーで前方骨切りを行う。



2. ＜パテラグループのサイジング＞

適切なサイズと左・右のミリングガイド（兼：サイジングガイド）を選択する。大腿骨上の望ましい位置を決定する。



3. ＜パテラグループのミリング＞

ミリングガイドを固定する。ハンドピースに取り付けミリングする。




4. ＜ペグ穴及びテール穴のドリリング＞

適切なサイズのペグ/テールガイドを選択し、固定する。ドリルでペグ穴とテール穴をあける。



5. ＜トライアル整復の実施＞

トライアルを大腿骨の正しい位置に挿入する。



6. ＜インプラント 嵌入＞


トライアルを取り外す。
 適切なサイズのインプラントを選択する。骨セメントを塗る。
 インパクトを用いて所定の位置にインプラントを嵌入する。
 余分な骨セメントを除去する。



手術手技書を必ずご参照ください

7. <閉創>

骨セメントが硬化するまでインプラントに圧力をかける。
縫合前に手術部位を完全に洗浄し、骨粉、骨セメント等の細片を完全に除去する。縫合する。



**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・次の患者は合併症やインプラントの破損が起こりやすいので注意すること〔重篤な不具合、有害事象が発現するおそれがある〕。
 - －人工関節に性能以上の機能を求める患者
 - －体重が重い患者
 - －運動量が多い患者
 - －術後管理が出来ない患者
- ・患者には次の注意事項について、インフォームド・コンセントを十分行うこと〔重篤な不具合、有害事象が発現するおそれがある〕。
 - －人工関節と正常な関節との相違点
 - －体重及び活動性が人工関節に与える影響
 - －術後のあらゆる制限事項、特に職業・活動性の制限について指示を守ること。
- ・人工関節は永久的な機能を有するものではない。経時的に人工関節の摩耗や緩み（ルースニング）、あるいは破損が生じる場合がある。摩耗や緩み、あるいは破損により人工関節の再置換が必要となることがあるので注意すること。人工関節置換術を受けた患者に対しては、定期的に医師による経過観察を受けるよう指導すること。また、一時的であっても人工関節が過大な応力を受けることで摩耗が進み、あるいは破損が生じることがあるので注意すること。
- ・手術の際には、層流及び個別内蔵換気装置、非透過性ドレープを用いること、並びに空気を介する器具の汚染を防ぐことによって深部敗血症を最小限にできる。
- ・不適切な組み合わせは表面接触が不良となり、疼痛の発生、摩耗抵抗性の低下、インプラント不安定性の発生、インプラント寿命の低下をもたらす。
- ・正確に骨を切除し、軟部組織のバランスを取り、術中は膝の機能を評価することが重要であるので注意すること。
- ・コンポーネントのサイズ選択は医師が自らの臨床的判断に基づいて決定しなければならない。
- ・本品は滅菌済みである。使用前に滅菌製品の包装材料に破れ、破損などの損傷がないか確認すること。損傷が認められた場合、その製品は絶対に使用しないこと〔無菌性が損なわれている可能性がある〕。

- ・本品は、MR(磁気共鳴) 環境における安全性・適合性の評価は実施されていない。MRI(磁気共鳴画像診断装置) 検査において、温度上昇、マイグレーションやアーチファクトが発生する場合がある。
- ・本品を使用する際は、骨セメントを使用すること〔骨セメントを使用するよう設計された製品である〕。
- ・本品は Zimmer Unicompartmental Knee System、M/G Unicompartmental Knee System、もしくは Natural-Knee II Unicompartmental Knee System と適合する。
- ・縫合前に手術部位から骨粉、骨セメント等の細片を完全に除去すること。関節インターフェイスに微小異物が存在すると過度の摩耗が生じる可能性がある。
- ・使用禁止
 - －適応外使用
 - －設置又は挿入の際に損傷が認められた又は破損した場合は使用禁止
 - －表示に記載されていない他の人工膝関節システムのコンポーネントを併用すること（適合が確認されていない他の人工膝関節システムへの併用もしないこと）。早期の摩耗やルースニングが生じ、再手術を要する可能性がある。

- ・NexGen オールポリエチレンパテラのみ併用すること。
- ・コンポーネントの不正確なアライメント又は設置位置の場合には、コンポーネントの機能不全の危険性が高くなる。
- ・適切な軟部組織のバランスを維持し、コンポーネントの設置位置を確認するように注意する。
- ・脂肪塞栓のリスクは、髄内用の手術器械の使用及び／又はセメントの加圧により高まる。脂肪塞栓は肺及び神経系に傷害を与え、生命に危険を及ぼすことがある。髄内ロッドを使用する場合は、大腿骨及び脛骨の髄腔内容物の排出を考慮すること。

2. 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

・併用禁忌（併用しないこと）

弊社が指定した製品以外との併用はしないこと〔専用品でない
と設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある〕。

3. 不具合

- ・インプラントの緩み（ルースニング）、破損、損傷、周辺組織の損傷

4. 有害事象

- ・脱臼又は亜脱臼、関節の不安定性
- ・インプラントのアライメント不良、設置位置不良
- ・骨折、神経の損傷
- ・腫脹、感染
- ・関節可動域の不良
- ・疼痛
- ・静脈血栓症
- ・炎症
- ・金属アレルギー
- ・金属製インプラントの腐食
- ・摩耗によるインプラントの緩み及び骨溶解

【保管方法及び有効期間等】

・貯蔵方法・保管方法

常温、常湿にて保管すること。

・有効期間・使用の期限

外箱に記載した表示を参照〔自己認証による〕。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社
電話番号：03-6402-6600（代）
主たる設計を行う製造業者：
Zimmer Inc.、米国

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。