

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
高度管理医療機器 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル 32584004

ロゴス

再使用禁止

【警告】

1. 本品操作時に異常を感じたら、直ちに操作を中止し、X 線透視下でその原因を確認すること。[血管損傷、内膜剥離、血管攣縮、本品の破損等の恐れがある。]
2. カテーテルを抜去する時に少しでも抵抗がある場合は、無理に引き抜かず、ガイディングカテーテル等の親カテーテル（以下、親カテーテルという）を含むシステムごと慎重に抜去すること。[血管損傷、内膜剥離、血管攣縮、本品の破損等の恐れがある。]
3. 本カテーテルのバルーンは、コンプライアンス型で注入容量に応じて外径が変化するため、X 線透視下で計測した血管径を考慮しながら臨床上の判断に基づき慎重に拡張すること。[バルーンを血管径以上に拡張すると血管破裂等の合併症を起こす可能性がある。]
4. バルーンを拡張させた状態で薬剤等を注入する際、拡張したバルーンが動かないことを確認すること。[血管損傷、内膜剥離、血管攣縮、本品の破損等の恐れがある。]
5. 併用する親カテーテルや本品の主腔には、ヘパリン加生理食塩液等の薬剤による灌流又はフラッシング等、適切な抗血栓処置を行うこと。[遠位部塞栓等の合併症を起こす恐れがある。]
6. 本カテーテルをガイディングカテーテル等の親カテーテルに挿入した状態で、高い圧力をかけて当該親カテーテルの内腔に薬液等を注入しないこと。[本カテーテルが圧迫され予期せずバルーンが過度に拡張し破壊する恐れがある。]

【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 再使用禁止
2. バルーンは、ヨード含有量をおよそ 150mg/mL に調整した造影剤（以下、拡張液という）以外で拡張させないこと。[高濃度の造影剤を使用するとデフレーション不良を起こす恐れがある。]
3. バルーンを拡張させた状態で本カテーテルを動かさないこと。[親カテーテル内の通過不能、血管損傷、内膜剥離、血管攣縮、本品の破損等の恐れがある。]
4. インジェクター（自動注入装置）、付属の拡張用シリンジ及びプライミング用シリンジ以外のシリンジを本カテーテルのマニホールドのバルーン腔ポートに接続しないこと。[バルーンの破壊、注入量の不安定化、過度の圧力によるシャフトの破損の恐れがある。]
5. カテーテルの挿入時、又は操作時に折れ曲がった場合は、無理な操作を行わず抜去して新しい製品と交換すること。
6. 活栓付きの親カテーテルを使用する場合、本カテーテルを挿入したまま活栓操作を絶対に行わないこと。[体内残留する恐れがある。]
7. バルーンに最大容量を超える拡張液を注入して、拡張させないこと。[バルーンが過度に拡張し破壊する恐れがある。]
8. 本カテーテルはトルク操作を行わないこと。


<適用禁止>

1. 血管の一時閉塞に耐えられない患者
2. 血管が極度に傷つきやすく、破裂等を引き起こす可能性がある患者
3. 石灰化等バルーンを傷付けたり、挿入や抜去ができない可能性のある患者
4. 急性期の心筋梗塞、重篤な不整脈、又は血清電解質異常を有する患者
5. 血液凝固障害、又は何等かの原因による凝固性の重篤な変化を有する患者
6. うっ血性心不全、又は呼吸障害のために血管造影台に仰臥位をとれない患者
7. 検査に協力が得られない患者 [予測不可能な事故を誘発する危険性がある。]
8. 頭頸部の血管
9. 造影剤等、施術に必要な薬剤に対して重篤なアレルギーのある患者

【形状・構造及び原理等】

【形状、構造等】


<カテーテル>




材質

シャフト：ポリウレタン、ナイロン系樹脂
バルーン：ポリウレタン
マニホールド：ナイロン系樹脂


<接続チューブ>




<ストップコック>



<プライミング用シリンジ>



*＜拡張用シリンジ 1mL＞



<主腔用シリンジ 1mL＞



【原理等】

拡張したバルーンで血管内を閉塞することにより、血流を遮断し治療を行う。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、緊急止血、術中止血、動脈塞栓術、動注化学療法等を実施する際に血流を遮断して、治療を行うことを目的に使用される。本カテーテルの主腔より、薬剤等の液体の注入が可能である。


【品目仕様等】

1. 最大ガイドワイヤー径：0.36mm(0.014 インチ)
2. 主腔耐圧：4.14MPa(600psi)
3. バルーン最大容量：0.20～0.21mL


【操作方法又は使用方法等】

**1. 術前準備（プライミング）


- 1-1) 包装材料内にヘパリン加生理食塩液を注入して、本カテーテルの表面を濡れた状態にし、包装材料から取り出す。
- 1-2) 拡張液（ヨード含有量をおよそ 150mg/mL に調整した造影剤 例、生理食塩液と 300mg/mL 造影剤を 1：1 で混合する）を用意する。
- 1-3) プライミング用シリンジに拡張液10mLをシリンジ内に空気が含まれない状態で充填する。
- 1-4) バルーン腔ポートに接続する付属品を下図のようにセットする。




- 1-5) プライミング用シリンジのプランジャーを押し、ストップコック及び接続チューブ内の空気を拡張液で除去する。その際、プライミング用シリンジ内の拡張液が5mLになるよう調整する。




- 1-6) 接続チューブを本カテーテルのマニホールドのバルーン腔ポート（Balloonと印字）に接続する。



- 1-7) プライミング用シリンジのプランジャーを完全に引き、ロックして1分間以上維持する。



- 1-8) プライミング用シリンジの後端を上方に向け、拡張液をプライミング用シリンジの先端側に溜める。その後、シリンジのロックを解除してプランジャーを元の位置に戻し、1分間以上維持する。




- 1-9) 1-7) および1-8) の操作をもう一度繰返す。この際プライミング用シリンジへの空気の引き込みが無い場合は、プライミング用シリンジに空気が引き込まれるまで、1-7) および1-8) の操作を繰返す。
- 1-10) ストップコックのつまみ（offと刻印）を接続チューブ側に向けた後、プライミング用シリンジをストップコックから外す。

**2. 術前準備（主腔、表面及びガイドワイヤー挿入）

- 2-1) 本カテーテル主腔をヘパリン加生理食塩液でフラッシュする。
- 2-2) ヘパリン加生理食塩液を満たしたトレーに本カテーテルを 30 秒以上浸し、表面に潤滑性が現れていることを確認する。
- 2-3) 本カテーテルとガイドワイヤー(本品には含まれていない)が適合する事を確認した後、ガイドワイヤーを、その添付文書及び取扱説明書に従って包装材料から取り出し、表面をヘパリン加生理食塩液で濡らす。
- 2-4) ガイドワイヤーの表面に潤滑性が表れていることを確認した後、本カテーテルのマニホールドより、ガイドワイヤーを本カテーテル内腔に挿入する。その際、ガイドワイヤー先端が本カテーテルから出るまでガイドワイヤーを挿入すること。

**3. カテーテル挿入及び注入操作


- 3-1) 本カテーテルと親カテーテル(本品には含まれていない)が適合する事を確認する。
- 3-2) 目的部位まで挿入した親カテーテルのハブ又は親カテーテルに接続したYコネクター (本品には含まれていない) より、本カテーテル及びガイドワイヤーを少しずつゆっくり挿入する。
- 3-3) X線透視下でガイドワイヤー操作をしながら、本カテーテルを目的部位に誘導する。
- 3-4) 拡張用シリンジに拡張液1mLをシリンジ内に空気が含まれない状態で充填する。拡張用シリンジをストップコックに接続した後、拡張用シリンジのプランジャーを押し、ストップコック内の空気を拡張液で除去する。その際、拡張用シリンジ内の拡張液が0.21mLになるよう調整する。



- 3-5) ストップコックのつまみを開口部側に向ける。
- 3-6) X線不透過マーカの位置を確認しながらバルーンの位置を調節し、拡張用シリンジを用いてバルーンをゆっくり拡張する。その際、次の表を参照して拡張し、拡張後に血流を遮断していることを確認する。

バルーン推奨容量	バルーン直径	バルーン有効長
0.05 以上 0.06mL 未満	約 3mm	約 12mm
0.10 以上 0.11mL 未満	約 4mm	
0.20 以上 0.21mL 未満※	約 5mm	



※バルーン推奨容量の最大値＝バルーン最大容量



- 3-7) バルーン拡張状態を維持する場合は、ストップコックのつまみを接続チューブ側に向ける。
- 3-8) 必要な場合、本カテーテル主腔に気泡が入らないようにガイドワイヤーを抜去し、マニホールドの主腔ポートに主腔用シリンジを接続して薬剤等の注入を行う。

**4. バルーン収縮及びカテーテルの抜去

- 4-1) 拡張用シリンジをストップコックから外す。
- 4-2) プライミング用シリンジに拡張液5mLをシリンジ内に空気が含まれない状態で充填し、ストップコックに接続する。
- 4-3) ストップコックのつまみを開口部側に向けた後、プライミング用シリンジのプランジャーを完全に引き、バルーンを完全に収縮させる。



- 4-4) プライミング用シリンジの後端を上方向に向け、拡張液をプライミング用シリンジの先端側に溜めた後、シリンジのロックを解除してプランジャーを元の位置に戻す。
- 4-5) ストップコックのつまみを接続チューブ側に向けた後、プライミング用シリンジをストップコックから外す。引き続きカテーテル操作を行う場合は、本カテーテル主腔にガイドワイヤーを先端が出るまで再挿入し、3-3)から3-8)の操作を行う。
- 4-6) 本カテーテル抜去の際は、4-4)までの操作を行った後、本カテーテル主腔にガイドワイヤーを先端が出るまで再挿入し、ガイドワイヤーとともに親カテーテルから少しずつゆっくり抜去する。強い抵抗が生じた場合、もしくは抜去が困難な場合は、本品をシステムごと抜去する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 十分な潤滑性を発現させるために、本カテーテルの表面をヘパリン加生理食塩液で30 秒以上濡らしてから使用すること。
2. 包装材料から取り出すときに抵抗を感じたら、無理に引き出さず、包装材料内にヘパリン加生理食塩液を更に注入してから再度取り出すこと。
3. 挿入中に本カテーテルの操作性が悪くなった場合、Yコネクターよりヘパリン加生理食塩液で親カテーテル内をフラッシングすること。操作性が改善しない場合は、挿入を中止し、親カテーテルと一緒に抜去すること。
- *4. 併用する医療機器及び医薬品の使用については、それらの添付文書及び取扱説明書に従って使用すること。
5. 本カテーテル操作中は主腔とバルーン腔を取り違えないよう、十分注意すること。
6. 挿入、抜去及び挿入位置の調節は、バルーンを完全に収縮させた後に、本カテーテル主腔にガイドワイヤーを先端が出るまで挿入した状態で、行うこと。〔親カテーテル内の通過不能、血管損傷、内膜剥離、血管攣縮、本品の破損等の恐れがある。〕
7. シリンジ操作において過度の抵抗を感じた場合は、操作を中止すること。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1. 本品は血管内治療に熟練した医師のみが使用すること。
2. カテーテルを血管内に挿入中は、本カテーテル及び親カテーテル内腔に必ずヘパリン加生理食塩液等を注入して、抗凝固処理を行うこと。
3. 親カテーテル及びガイドワイヤーは所定の適合サイズを使用すること。
4. インジェクター（自動注入装置）を使用する場合は、注入圧を600psi 以下（開放系）に設定すること。
5. 急激なカテーテル操作は絶対に行わないこと。〔血管内膜を損傷する恐れがある。〕
6. 本カテーテルの挿入時、又は操作時に折れ曲がった場合は、無理な操作を行わず抜去して新しい製品と交換すること。
7. ガイドワイヤー操作又は、薬剤等の注入操作時に何らかの原因によりカテーテル内腔で詰まり又は操作性に抵抗を感じた場合は、無理な操作を行わず抜去して新しい製品と交換すること。
8. 本カテーテルをメス、はさみ及び鉗子等で傷付けないこと。
9. 本品に含まれる主腔用シリンジの使用にあたっては、必ず主腔用シリンジの添付文書を参照のこと。また、本カテーテルのマニホールドの主腔ポートには、付属品のうち主腔用シリンジ以外のシリンジを接続しないこと。
10. 本品の使用中は体温・脈拍・呼吸等の患者の状態に注意し、異常を認めた場合は即座に使用を中止するか、医師の判断により患者の状態に応じた適切な対策を講じること。
11. 蒸気（スチーム）・しごき・小さい径での曲げ・ピンセットや鉗子等による挟み等の方法で、本品の先端成形を行わないこと。〔本品の破損等の恐れがある。〕

〔不具合・有害事象〕

本品の使用に伴い、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。なお、発生する可能性がある不具合・有害事象は以下に限られない。

1. 不具合
 - ・カテーテルの破断
 - ・カテーテルのキンク
 - ・バルーン破裂
 - ・バルーン拡張収縮不良
 - ・抜去困難
2. 有害事象
 - ・局所又は全身の感染症及び拒絶作用
 - ・局所的内出血又は血腫
 - ・内膜損傷
 - ・内膜剥離
 - ・血管の解離、パーフォレーション、破裂及び出血
 - ・血栓、血液凝固物又は動脈硬化性粥腫による遠位部塞栓
 - ・動静脈瘻又は動脈瘤の形成
 - ・造影剤に対するアレルギー反応
 - ・血管攣縮
 - ・空気塞栓
 - ・体内残留

〔その他の注意〕

1. 本品又は包装に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 滅菌包装開封後は直ちに使用し、使用後は医療廃棄物として処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 水濡れと直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。
2. 外箱に使用期限を記載。〔自己認証（当社データ）による。〕使用期限切れのものを使用しないこと。

【包装】

1セット／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*【製造販売元】

名 称：株式会社カネカ

住 所：〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

電話番号：06-6226-5256

【製造元】

名 称：株式会社カネカメディックス

【販売元の氏名又は名称及び住所等】

名 称：株式会社 パイオラックス メディカル デバイス

住 所：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20

電話番号：045-477-4045