

医療用品（6）視力表及び色盲検査表

一般医療機器 特殊視力検査装置 JMDN 70973000


スペースセイビングチャート SSC-370

**【形状・構造及び原理等】

呈示する視標が A チャートのものと D チャートのものがあり、A チャートのものについては、設置距離が異なるタイプがあります。

視標	設置距離	検査距離
A チャート	1.1m	5m
	0.9m（S タイプ）	5m
	0.6m（SS タイプ）※	5m
	0.9m（オブション設定）	4m
	1.3m（オブション設定）	6m
	1.6m（オブション設定）	7m
D チャート	0.9m	5m

※SS タイプは検眼テーブル搭載専用機



1. 構成

各構成部品は単体または任意の組み合わせで出荷されます。

基本構成

本体、電源コード※、偏光メガネ※、ダストカバー、取扱説明書、手持ち視標（D チャートの場合のみ）

（※印は SS タイプの基本構成に含まれません。）

オブション

リモコン※、自動検眼システム用通信ケーブル※、専用搭載台※、専用テーブル※、レッドグリーンメガネ

（※印は SS タイプのオブションに含まれません。）

2. 電氣的定格

電源：AC100～240V、50/60Hz、60VA

3. 機器の分類

電撃に対する保護の形式：クラス I 機器

電磁両立性規格への適合：EMC 規格 IEC60601-1-2：2007 に適合している。

4. 寸法及び質量

寸法：396mm（W）×268mm（D）×560mm（H）

質量：18.5kg

5. 作動・動作原理

本装置は、視標を後面から照明し、凹面ミラーを介して視認することにより、光学的に短い設置距離で検査距離 5m と同等な視標の呈示を可能にします。

また、視標輝度を落とし、薄明時の視力を確認ができる夜間機能を備えています。

**詳細は装置付属の取扱説明書【第 1 章】、【第 5 章】、【第 7 章】を参照のこと。

【使用目的又は効果】

使用目的

光学的に遠方の視標を呈示する視力検査装置

詳細は装置付属の取扱説明書【第 1 章】を参照のこと。

*【使用方法等】

1. 環境条件

温度：+10～+35℃

湿度：30～90%（結露なきこと）

気圧：800～1060hPa

2. 使用方法

基本的な操作は(1)→(2)→(3)→(4)の流れとなります。

(1)起動

(1)-1. 電源コードを確実にコンセントに接続します。

(1)-2. 本体の電源スイッチを ON にします。

(1)-3. 始業点検を行います。

(2)準備

被検者は装置の前に座り、視標が視認できるようチャートの位置を調整します。

(3)測定

必要な設定を行い、測定を行います。

(4)終了

(4)-1. 電源スイッチを OFF にします。

(4)-2. 電源コードをコンセントから外します。

(4)-3. 次回の使用に支障がないように、ダストカバーをかける等、清潔な状態で保管します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

・構成部品は、必ず（株）ニデック指定の物を使用すること。

〔添付文書および取扱説明書の範囲外の使用により予期せぬ不具合・有害事象が発生する恐れがある。〕

・被検者が替わる毎にチャート呈示位置の調整を行うこと。

〔正しく測定できない恐れがある。〕

・視標窓に傷が付いたり、指紋、ホコリ、その他で汚れたりしないようにすること。

〔測定結果の信頼性が低下する恐れがある。〕

*・指定の環境条件の状態で使用すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

スペースセイビングチャート SSC-370 添付文書
33292-P941-C1

詳細は装置付属の取扱説明書【序章】、【第2章】、【第3章】を参照のこと。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・測定に先立ち、測定の目的、方法について十分に説明すること。

2. 移動及び設置等の注意

- ・専用搭載台に載せる場合は、落下、転倒しないようにねじで本体を台に固定すること。
[落下、転倒により怪我および故障の恐れがある。]
- ・装置がその使用中に強い電磁場にさらされることがない場所に設置すること。
- ・装置の運搬時は、電源コードを装置につけたまま引きずらないこと。
[装置を落下させて、怪我および故障になる恐れがある。]
- * 装置の移動の際は、二人で持ち運ぶようにすること。
[腰を痛めたり、落として怪我をしたりする原因になる。]
- * 振動、衝撃の加わらない、傾斜のない安定した場所に設置すること。
- * 装置付属の電源コード以外は使用しないこと。また、付属の電源コードを他の機器に転用しないこと。
[故障、火災の恐れがある。]
- * 装置の電源供給には、テーブルタップまたは延長ケーブルを使用しないこと。
[電氣的安全性が低下する恐れがある。]
- * 通電した状態で、電源コードを抜き差ししないこと。
[故障の原因になる。]
- * 直射日光、スポットライト等の外乱光が通信用赤外受信部や視標窓正面に直接当たらない場所に設置すること。
- * 輸送時には、過度の振動、衝撃を加えないようにすること。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 環境条件

温度 : -10～+55℃
湿度 : 10～95% (結露なきこと)
気圧 : 700～1060 hPa

2. 耐用期間

新規購入日から8年 [自己認証による]

3. 貯蔵・保管

- ・視標窓周辺にホコリが溜まらないようにダストカバーを被せること。
- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・直射日光や湿度の高い環境を避け、室温にて保管すること。
- ・清潔で乾燥した場所に、荷重の掛からない状態で保管すること。
- ・化学薬品、有機溶剤の保管場所や腐食性ガスの発生する場所には保管しないこと。
- ・空気中に塩分、イオウ分、多量のホコリを含む場所には保管しないこと。
- ・振動、衝撃が加わらず、傾斜のない場所に保管すること。

- ・装置が結露しないようにすること。

**詳細は装置付属の取扱説明書【序章】、【第5章】を参照のこと。

**【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・万一装置が故障した場合は、電源コードをコンセントから抜き、装置の内部に触れないで、(株)ニデックまたは購入先まで連絡すること。
- ・ミラーの清掃には、眼鏡レンズ用クリーナーを使用しないこと。
[ミラー面にむらができ、見え具合が悪くなる恐れがある。]
- ・しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- * 耐用期間を超えて装置を使用しないこと。

[適切な保守点検の上でも、装置の信頼性・安全性が目標値を維持できなくなる場合がある。]

**詳細は装置付属の取扱説明書【序章】、【第4章】を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ニデック

電話番号 : 0533-67-6151(代)

取扱説明書を必ずご参照ください。

スペースセイビングチャート SSC-370 添付文書
33292-P941-C1