

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル 35170000

アイデントマンドレル

【形状・構造及び原理等】

形状：

円柱状 長さ約 48mm×軸径 2.3mm（頭部径 4.5 mm）

成分：

軸部 鋼鉄

＊ ＊ 【使用目的又は効果】

研磨器材であるバフ、ブラシ、ホイール等を装着する為の回転心棒として用いる。

＊ ＊ 【使用方法等】

〔使用方法〕

1) 口腔内での使用する場合は、本材を滅菌します。

2) (装着)

頭部のねじをはずし、頭部にバフ、やブラシ、ホイール等を装着し元の軸部に取り付けて下さい。

この場合ゆるみ等ないよう締め付けて下さい。

3) 研削・研磨材をセットした本材を、歯科用電気エンジン、マイクロモーター、高速レーズなどに装着して使用します。

4) 再使用する際には速やかに清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、滅菌を行います。

＊ ＊ 5) 指定の最高許容回転数を超過して使用しないこと

最高許容回転数
30,000 回転/分

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

＊ ＊ 1) バフ等使用回転数が異なる場合は、安全の為低い方の最高許容回転数を優先すること。

2) ねじ部と軸部を取り付ける際無理な力をかけずに締め付けること。

3) ブラシ、バフ等を使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

4) ハンドピースに装着

この場合ハンドピースメーカーの取り扱い説明書に従って確実にセットしてください。

＊ ＊ 5) 腐食性のある薬剤での滅菌は避けること。

＊ ＊ 6) 本材は必ず右回転で使用する

＊ ＊ 【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1) 変形、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のある物は使用しないこと。

2) 研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

3) 研磨作業を行う際には、目の損傷を防ぐために保護メガネを使用すること。

【保管方法および有効期間等】

〔保管方法〕

1) 水分、腐食性薬剤およびその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

2) 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元： 有限会社 アイデント化学工業

住所： 〒567-0035

大阪府茨木市見付山 1- 2- 24

電話番号： 072-626-0418