

医療用品 (4) 整形用品
高度管理医療機器 人工股関節寛骨臼コンポーネント 35661000

Alteon カップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 適用対象外（次の患者には使用しないこと）
 - 局所性、全身性を問わず、急性もしくは慢性の感染症〔感染創の転移や敗血症のおそれがある〕
 - 手術部位近傍の感染症〔術部に感染創が移り良好な手術結果が得られないおそれがある〕
 - 重篤な筋疾患、神経系又は血管系疾患〔術後脱臼やインプラントの安定性が得られないおそれがある〕
 - インプラントの安定固定を妨げる可能性のある骨量が不十分もしくは骨質が不良の患者〔術後脱臼やインプラントの安定性が得られないおそれがある〕
 - その他、移植後のインプラントの機能を危うくする全ての付随疾患：インプラント材料によるアレルギー、腎不全、心不全等〔金属イオンの血中濃度が高まるため〕
 - 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等〔早期の不具合が予想されるため〕
- 使用方法
 - 再使用禁止
 - 再滅菌禁止
- 併用医療機器
 - 当社が推奨する以外の製品との併用は行わないこと。
（【使用上の注意】3. 相互作用の項参照）

【形状・構造及び原理等】

本品は、股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ（再置換用を含む。）および関節摺動面を確保するライナーである。カップは骨との固定力を強化するためのチタンによる表面加工が施されている直接固定タイプである。またライナーは原材料に摩耗粉軽減を目的としてビタミン E を添加したものが用いられている。

1. 形状

構成品名	外観(代表例)
アルテオンカップ	
アルテオン XLE ライナー	

2. 原材料

- チタン合金
- チタン
- ビタミン E 添加超高分子量ポリエチレン

3. 原理

寛骨臼側股関節を置換し、大腿骨コンポーネントと組み合わせ使用し摺動させることにより股関節機能を代替する。

【使用目的又は効果】

機能不全に陥った股関節と置換することにより、股関節の代替として機能する。

【使用方法等】

（詳細な手術手技に関しては手技書を参照すること。）

- 寛骨臼のリーミング
- アセタブラー シェル トライアルの設置
- アセタブラーシェル（インプラント）の設置
- アセタブラー ライナー トライアルの設置
- アセタブラー ライナー（インプラント）の設置

本品は以下の製品と組み合わせて使用する。

構成医療機器である既承認医療機器等の名称	
販売名(承認番号)	本品と併用する構成品名
Novation Crown カップシステム (22900BZX00064000)	メタルヘッド、スクリユー
NOVATION セメントヒップシステム (22400BZX00325000)	メタルヘッド、ステム
イグザクテック デルタ セラミックヘッド (22900BZX00202000)	イグザクテック デルタヘッド、イグザクテック デルタオプションヘッド
NOVATION ヒップシステム (22200BZX00522000)	ステム
Alteon Tapered Wedge ステム (22900BZX00089000)	Alteon Tapered Wedge ステム
Z-システム人工股関節 (22600BZX00327000)	Z-システム

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- 体内に埋め込まれた、あるいは開封済みインプラントはいかなる状況においても再使用しないこと。
- 本品の設置に当たっては、専用の器械を使用すること。
- 本品の開封は、無菌的手術状態を保持して行うこと。
- 開封時には滅菌包装に破損がないか、挿入時にはインプラントに損傷がないか確認すること。
- 滅菌包装は使用直前のみ取り除くこと。
- 開封したインプラントの表面は、手術器械等の金属あるいはその他の硬い物で表面を傷付けないこと。
- 本品は、症例に応じて各構成品を組合わせて使用すること。

*【使用上の注意】

1. 使用注意(下記の患者には慎重に適用すること。)

- 本品の原材料にアレルギーの疑いのある患者
- 重篤な骨粗鬆症患者、骨軟化症患者
- 重篤な変形、先天性股関節脱臼
- 局部的骨腫
- 全身性疾患及び代謝障害
- 感染症や転倒の病歴患者
- 薬物乱用、喫煙、大量飲酒
- 過度の肥満体
- 可動域以上での振動や負荷
- 活発なスポーツ及び激しい労働

取説明書(手術手技書)を必ずご参照ください。

- (11)インプラント固定の準備又は挿入により生じた術中の血
栓症や肺血栓症
- (12)耐力構造の弱体化（例えば腫瘍、肥大）及び使用された材料
での変形（セメント基盤の摩滅や破損あるいはインプラント
に対する組織反応）を持つ患者

2. 重要な基本的注意

- (1) 人工関節置換術の手術手技を熟知している医師にのみ使用
可能である。使用前に、本添付文書、インプラントラベル、
相当する製品、手術手技の情報を十分に理解すること。本製
品の使用に関する情報は弊社までお問い合わせください。
- (2) 術者は、患者に事前に手術の目的・内容及び手術で起こりう
る不具合・有害事象（【使用上の注意】 4. 不具合・有害事
象の項参照）についても、十分に説明を行うこと。とりわ
け、手術の成功を妨げる可能性（【使用上の注意】 1. 使用
注意の項参照）がある患者には、これらの要因が手術の結果
を左右することも事前に伝えておくこと。
- (3) インプラントの安全性及び寿命に影響する活動をコントロ
ールする方法（例えば、過度の運動を避ける、標準体重を維
持する等）をアドバイスすること。
- (4) 術者は、患者に提供した情報を全て文書で記録しておくこ
と。
- (5) 適切なインプラントのサイズ、配置等にはX線あるいはMRI
をもとに詳細に術前計画すること。なお、他のサイズが必要
な場合や、計画していたインプラントが使用できなかった
場合に備えて追加のインプラントを入手しておく必要があ
る。
- (6) 下記事項はいかなる状況下においても挿入しないこと。
- ① インプラントに損傷、擦り傷がある場合
 - ② 不適切に使用されたかあるいは認可されていない方法
で加工されたインプラント
 - ③ 既に使用されたインプラント
 - ④ インプラントの包装あるいはラベリングが破損してい
る場合、又は包装やラベリングがされていない場合
- (7)滅菌済みのインプラントは再滅菌しないこと。
- (8)使用済みインプラントもしくは開封済みインプラントは、再
滅菌しないこと。
- (9)本品使用前に滅菌期限及び外箱のラベルの記載(製品番号、
サイズ等)が一致しているか確認すること。
- (10)患者に用いたインプラントのロットナンバーを患者のカル
テに記載し、トレーサビリティを確実にする意味から、
インプラントに同封されているラベルをカルテに使用する
こと。
- (11)非臨床試験によって本品はMR Conditional であることが示
されている。本品を装着した患者に対して、以下に示され
る条件下においては、安全にMR 検査を実施することが可
能である「自己認証による」；
- ・ 静磁場強度：1.5 T、3.0 T
 - ・ 静磁場強度の勾配：2,950 Gauss/cm(29.50 T/m)以下
 - ・ MR 装置が示す全身最大 SAR：
2.0 W/kg(胸骨の中央またはそれより上をランドマークと
した場合)
1.0 W/kg(3.0 T で胸骨中部から脛骨近位部をスキャンする
場合)
(通常操作モード)
- 上記条件で 15 分のスキャンにおいて本品に生じる最大温
度上昇は 5.3℃未満である。本品が 3T の MR 装置における
勾配磁場エコー法による撮像で生じうるアーチファクトは
本品の実像から 6.9cm である。

T：Tesla、磁束密度の単位、1 T = 10,000 Gauss

SAR：単位組織質量あたりの吸収熱量、単位は W/kg

3. 相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

医療機器	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
製造業者の推奨 する人工股関節 以外の製品	機能不良、ゆるみ、摩 耗、破損または早期不 全が生じる恐れがあ る。	インプラントの 関節面が正確に 適合しないこと により、インプ ラントの固定が 不確実になる。
製造業者の推奨 する専用器械セ ット以外の器械 セット	インプラントにゆるみ が生じる恐れがある。	インプラントの サイズが正確に 適合せず、正し く埋植されない ことにより、イン プラントとの 固定が不確実に なる。

4. 不具合・有害事象

本品の使用において、患者の状態、骨部の形態等により次のよう
な不具合・有害事象がまれに発生することがあるので、異常
が認められた場合には直ちに適切な処置を行うこと。

(1) 重大な不具合

本品の使用により、以下のような不具合が現れた場合は使用
を中止し、適切な処置を行うこと。

過度の負荷や不適切な手術等によるインプラントの破損

(2) 重大な有害事象

本品の使用により、以下のような有害事象が現れた場合
は直ちに適切な処置を行うこと。

① インプラント材料によるアレルギー

② 静脈血栓症、肺血栓症

(3) その他の不具合

インプラントの緩み、摩耗、機能低下

(4) その他の有害事象

① 脱臼、亜脱臼、下肢の短縮あるいは伸長

② 急性又は遅発性の感染症

③ 疼痛

④ 可動域の減少

⑤ 心血管系、肺動脈障害(例：脂肪塞栓症)及び神経機能障
害

⑥ 子宮留血症、創傷子宮留血症及び創傷治癒遅延

⑦ 一時的な負荷、脆弱な骨質による骨折

⑧ インプラント表面の摩耗及び異物反応に起因するインプ
ラント周辺の骨溶解

5. 高齢者への適用

高齢者は一般的に骨量・骨質が十分でないことが多いので、本品
の使用は慎重に行うこと。

6. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法：高温、多湿、直射日光を避け、室内で保存

有効期間：外箱の表示を参照

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

アドヴィタ・オルソ・ジャパン株式会社

03-6262-0880

製造業者：

Exactech, Inc.(米国)