



2021年7月作成（新様式第1版）

医療機器届出番号：27B1X00132000004

医療用品（04） 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏（JMDNコード：34864000）

販売名：キュラポール トランスペアレント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<適用対象>

以下を呈する患者には使用しないこと。

- 1) 原材料に対する過敏症

<使用方法>

- 1) 感染した深い創傷や滲出液の多い創傷に使用しないこと。[予期せぬ不具合・有害事象により、病状の悪化を招く恐れがある。]
- 2) 再使用しないこと。[巨視的損傷を認めない際においても、本品の機能損傷や使用時の破損に至る恐れがある。]
- 3) 再滅菌しないこと。[本品は、滅菌包装より取り出した後に、直ちに使用することを意図した製品であるため、繰り返し滅菌に対する安全性は担保されていない。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

製品名、サイズ、製品番号、ロット番号等については、法定表示ラベルの記載を確認すること。

- 1) Curapor transparent

		外観写真
原材料	- ポリウレタン - ポリアクリレート - ビスコース - ポリエステル - ポリエチレン	
サイズ	枠外を参照	

- 7cm×5cm/5枚入（製品番号：13099）
- 7cm×5cm/50枚入（製品番号：13101）
- 10cm×8cm/5枚入（製品番号：13100）
- 10cm×8cm/25枚入（製品番号：13102）
- 10cm×15cm/25枚入（製品番号：13103）
- 10cm×20cm/25枚入（製品番号：13104）
- 10cm×25cm/25枚入（製品番号：13105）
-

2. 原理

創傷部に貼付することにより創傷部の被覆・保護材となる。

【使用目的又は効果】

1. 傷の被覆及び保護、身体の創傷部位の支持などに用いる。
2. 術後創傷の体液（滲出液）の吸収、保護のために用いる被覆・保護材である。

【使用方法等】

1. 使用方法
 - 1) 適切なサイズを選択する。
 - 2) 貼付前に創の周囲を清拭する。
 - 3) 包装より取り出し、台紙を剥がし、透明フィルムの粘着面を出す。
 - 4) 傷がパッドの中心に来るよう位置を合わせ、シワや隙間が出来ないように注意して粘着面側を傷に貼付する。
2. 使用方法に関連する使用上の注意
 - 1) サポートフィルムを剥がすと皮膚にはパッド付き透明フィルムのみ残る。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 包装の破損や製品の以上が認められた場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温、多湿、直射日光を避け、水漏れに注意の上、室内で保管

有効期間：外箱の表示を参照（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

伊藤メデックス株式会社
緊急連絡先：042-274-0711（代表）

<製造業者（設計）>

ローマン アンド ラシアー社（Lohmann & Rauscher GmbH & Co.KG.）、ドイツ