

器具器械54  
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

# シードスワブ<sup>®</sup>γ2号‘栄研’

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止


## 【形状・構造及び原理等】

アルミニウム軸の片側先端部に化学繊維綿を巻き付け、それをキャップに取り付けた滅菌キャップ付綿棒と、培地チューブ（ベンチュリータイプ）をセットにしたものである。


細菌試験に使用する検体（鼻腔粘液、耳漏、眼疾材料、淋疾材料、膿等）を捲綿子（滅菌キャップ付綿棒）で採取し、培地チューブに入れて保存及び輸送を行う。

本製品はγ線照射滅菌、及び窒素ガス充填包装品である。

滅菌キャップ付綿棒



培地チューブ（ベンチュリータイプ）



変法アミーズ培地（組成：培地1,000mLあたり）

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 塩化ナトリウム……3.0g | リン酸二ナトリウム ……1.15g    |
| 塩化カルシウム……0.1g | リン酸一カリウム………0.2g      |
| 塩化カリウム………0.2g | チオグリコール酸ナトリウム ……1.0g |
| 塩化マグネシウム…0.1g | 活性炭 ………………10.0g      |
| カンテン……………7.5g |                      |


pH 7.2±

## 【使用目的又は効果】


身体の一部及び体内に、薬剤を塗布又は治療を適用すること、又は検査のための試料を採取することを目的とした器具をいう。アプリケーションには様々な種類があり、通常、専用の機能をもつ\*。  
※上記事項は、クラス分類告示の一般的な名称の定義からの抜粋。

## 【使用方法等】


- 1) 本品の袋上部の開封口を開け、中の培地チューブのキャップをねじって開ける（キャップは廃棄する）。



- 2) 滅菌キャップ付綿棒を取り出し、検体を採取する。



- 3) 検体を採取したキャップ付綿棒を培地チューブに挿入し、キャップをしっかり閉める。



## ＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1) 綿棒を強く押したり、過剰に折り曲げると基軸が折れる場合があるので、使用時に綿棒の基軸を折らないよう注意すること。
- 2) 鼻腔、耳等から直接採取する場合は、基軸を折損して患者を傷つけないよう十分注意すること。

## 【使用上の注意】

- 1) 本品の凍結及び急激な温度変化は避けること。
- 2) 本品は検体採取と保存輸送以外に使用しないこと。
- 3) 綿棒による検体の採取は、十分習熟した人の指示のもとに実施すること。
- 4) 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱うこと。
- 5) 採取後の菌の生存状況は、菌種、菌量、保存温度、輸送時間等、種々の要因によって影響を受けるので、採取した検査材料は速やかに検査すること。やむを得ず検査材料を保存する場合には、冷所で保管すること。
- 6) 検体の保存輸送の際には必ず容器を密閉すること。
- 7) 製品に破損、汚れ、曲がりなどの異常を認めたときは使用しないこと。
- 8) 本品はγ線照射滅菌処理を施しており、γ線照射の影響で、一部綿球等が着色する場合があるが、性能等に問題はない。
- 9) 使用後は速やかに滅菌処理して廃棄すること。廃棄の際は、医療廃棄物等に関する規定や水質汚濁防止法等の各種規制に従い、各施設の責任において処理すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法：5～30℃（禁凍結）

有効期間：1年8ヵ月間

## 【包装】

| 製品名           | 包装    | 製品コード  |
|---------------|-------|--------|
| シードスワブγ2号‘栄研’ | 100回分 | E-MS62 |

## 【主要文献及び文献請求先】

主要文献

- 1) Amies : Can. J. Public. Health., 58 : 296, 1967.
- 2) 佐野 和三, 他 : 臨床と微生物, 30 : 417, 2003.

文献請求先

栄研化学株式会社

お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎0120-308-421

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

栄研化学株式会社

〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木 143 番地

製造業者

コパン COPAN ITALIA S.p.A. (イタリア)

製造販売元



栄研化学株式会社  
栃木県下都賀郡野木町野木143番地

製造元



COPAN ITALIA S.p.A. (イタリア)