

機械器具 74 医薬品注入器  
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ 35384000  
(静脈ライン用コネクタ 17501000)

## ケアサイト (耐圧用)

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 薬液を注入する際は 300psi (2068kPa) を超えないこと。  
[破損・リークの可能性ある。]

### 【形状・構造及び原理等】


<形状>

写真は製品の一例を示す

- ケアサイト「品番：415122」



- 延長チューブ、スタビライザー付セット「品番：470185」



<原材料>

- ケアサイト：ポリカーボネート、シリコンゴム
- メス LL アダプタ：硬質ポリ塩化ビニル又はポリカーボネート
- 薬液チューブ：ポリ塩化ビニル
- オスコネクタ：ABS 樹脂、ポリカーボネート
- スタビライザー：低密度ポリエチレン

<原理>

本品はニードルレスコネクタであり、メスルアーロック部より注射筒等のルアーアダプタ部を直接接続することにより、薬液等の注入が可能となる。

スタビライザーが付属しているものは、スタビライザーを使用することでオスコネクタ部に接続した製品の固定を補助する。

### 【使用目的又は効果】

注射筒等をチューブ、コック、その他の構造に接続する器具である。チューブ付きのものもある。

### 【使用方法等】

- 汚染に十分注意し、滅菌包装内から取り出す。
- オスルアー部を輸液回路等のメスルアー部にしっかりと接続し、ロックする。
- スタビライザーを使用する場合、必ずオスコネクタ部までスライドさせ固定すること。
- ルアースリップのシリンジを使用する場合は、混注口にルアースリップを押し込み、90°まわってしっかりと締まった状態で使用する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

#### 1. 使用前

- 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマン油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤等を含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、アダプタのひび割れについて注意すること。[薬液によりひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なおライン交換の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]

#### 2. 使用中

- 使用中は本品の破損、接続部のゆるみ及び薬液漏れ等について、絶えず確認すること。
- 消毒剤がメスルアーバルブの胴体に付かないように混注口のみを消毒すること。又、消毒剤に浸して消毒しないこと。[ひび割れの可能性がある。]
- チューブ付きタイプは、チューブを傷つけないようにすること。
- ポリ塩化ビニル製のメスコネクタと接続する場合は過度な締め付けは行わないこと。[外れなくなる可能性がある。]
- ケアサイト本体及び延長チューブ付セットのケアサイト部のメスルアーロック部に針を使用しないこと。

### \*\*【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 本品は MR Safe であり、一般的な MR 検査による影響はない。

#### 2. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

<重大な不具合>

- 製品の変形、破損、ひび割れ等
- 液漏れ

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

#### 2. 有効期限

使用期限は外箱に記載。[自己認証(自社データ)による。]

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

製造元：ビー・ブラウン メディカル、米国

B.Braun Medical Inc.

### \* 販売元：ニプロ株式会社

問い合わせ窓口：フリーダイヤル 0120-226-410

受付時間：9:00～17:15 (土・日・祝日を除く)