医 O 4 整形用品 一般医療機器 止血用押圧器具 70617000

滅菌アンギオファイバーロッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

本品はポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維で円柱型又は T字型に加工したものである。EOG 滅菌済みである。

【使用目的又は効果】

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕(橈骨動脈)部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器具をいう。

【使用方法等】

製品を無菌的に取り出し、止血部分に圧迫止血できる程度に抑えて、テープや包帯で固定する。

【使用上の注意】

包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。

開封後は全量を消費すること。(滅菌状態が保てないため) 滅菌期限内に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保 管すること。

有効期間

容器又は被包に表示【自己認証(自社データ)による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社エフスリィー

愛知県名古屋市西区笠取町 3-415

TEL 052-522-5226

株式会社エフスリイー