

一般医療機器 医 04 整形用品
単回使用汎用サージカルドレープ JMDN35531000

滅菌吸水ドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 本品は、吸水性のある不織布にポリエチレンフィルムを貼り合わせたドレープである。使用方法や手技に応じて複数のサイズがある。本品は滅菌済である。
- 単回使用

【使用目的又は効果】

- 手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。

【使用方法等】

- ① 使用目的に適したサイズを選択する。
- ② 本品を開封し、無菌的に取り出す。
- ③ 本品を展開し保護したい箇所、隔離したい箇所に掛ける。
- ④ 使用後は適切に廃棄する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本品の使用により、かぶれ等の皮膚への影響が生じた場合や、アレルギー性症状を起こした場合には、ただちに本品の使用を中止し、適切な処置をすること。
- 本品の使用目的の範囲内で使用すること。
- 複数の患者には使用しないこと。
- 包装が破損していたり、汚損していたり、水濡れや異物などの異常が認められた場合には使用しないこと。
- 開封後は直ちに使用すること。
- 開封済の未使用品は廃棄し、再利用しないこと。
- 本品はディスプレイ製品であり、再使用及び再滅菌はしないこと。
- 高温を発生する機器類に本品が接しないように注意すること。
- 可燃性消毒薬（アルコール等）を使用した場合は、乾燥を確認してから使用すること。
- 本品を廃棄する場合は、感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避け、清潔な場所に保管すること。
- 包装に傷、ピンホール等の損傷が認められる等の場合には、当該製品の使用を避けること。

2. 有効期間

- 有効期間はラベルに記載。

【製造販売業者及び外国製造所国名】

- 製造販売業者
A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通一丁目2番10号読売神戸ビル9階
TEL 078-327-2333
- 外国製造所国名
中華人民共和国