

機械器具 29 電気手術器

管理医療機器 バイポーラ電極 JMDN コード：70655000

再使用禁止

Swyng ディスポーザブルノンスティックバイポーラピンセット

【警告】

<使用方法>

- 酸素や亜酸化窒素などの可燃性ガスの濃度が高くなっている所では、一時的にこれらの濃度を低下させてから使用すること。[酸素及び亜酸化窒素(N_2O)は火勢を強め、激しい燃焼を引き起こすため]
- 可燃性の液体や物質(アルコール性の皮膚消毒剤、チンキ類、液体包帯、骨セメント及び乾燥したガーゼ)などが存在する所では、十分に乾燥させるなどこれらの物質を除去する措置を講じてから使用すること。特に人体の陥凹部や体の下に可燃性溶液が溜まらないように注意すること。[バイポーラ電極先端から火花が発生した場合に着火源となる可能性があるため]
- 可燃性麻酔剤や可燃性ガスを除去すること。また、体内で発生する可燃性ガスも含めて気化したガス等が充填しないように排除すること。[バイポーラ電極からの火花により爆発・引火を引き起こす可能性があるため]
- 一時的に使用しないバイポーラ電極は患者から離して置くこと。特に使用直後の電極先端は患者体表面や覆布の上に直接置かないこと。[使用直後の電極先端は高周波電流により高温となっており、火傷や発火の原因となり得るため]

【禁忌・禁止】

<併用医療機器>

- MRI 下での使用は不可。[非磁性体ではないため]

<使用方法>

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- ケーブルを介してモノポーラとバイポーラの機能を併せ持った電気手術器に接続する場合、モノポーラ出力端子へは接続しないこと。[感電、火傷、発火等、予期せぬ事態の防止のため]
- 先端が見えない状態で使用しないこと。[意図しない組織への損傷の恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

- ・スタンダードタイプ/スリムタイプ



<バイロンガイド>

※スタンダードタイプのみ

本品の開閉操作の際、電極部のずれを防止する。

- ・ケーブル接続部 (US タイプ)



2. 性能

最大許容電圧：500Vp/最大定格電圧：500Vp

3. 作動原理

電気手術器（別売品）を作動させ、本品先端の 2 極間に高周波電流を流すことで生じる熱の作用により組織が局所的に凝固し、止血される。

4. 原材料

- ① 主材：アルミニウム合金
- ② 電極部(先端部)：ロジウム
- ③ 絶縁被覆部：ポリアミド

5. 寸法等：外装に記載

6. その他

本品は放射線滅菌済みであり、単回使用である。

【使用目的又は効果】

本品は外科手術の際、高周波電流を用いた生体組織の凝固を行うために使用する。

【使用方法等】

1. 使用準備

- ①使用前に本品の滅菌包装に破損が無いことを確認する。

- ②本品を滅菌包装より無菌的に取り出し、本品に破損がないこと、または絶縁状態が不良でないことを確認する。

- ③本品のケーブル接続部を確認し、左欄に記載の寸法及び形状に適合するケーブル（別売品）を接続する。
※ケーブルの電気手術器側はフライングリード型ではないこと。

- ④電気手術器（別売品）にケーブルのもう一端を接続する。
※モノポーラ（電気メス）とバイポーラの機能を併せ持った電気手術器に接続する際は、必ずバイポーラ出力端子に接続すること。
※併用する電気手術器は、最大許容電圧が 500Vp のものであること。

2. 使用中の操作

電気手術器を作動させて高周波電流を本品に流し、本品にて摘んだ部分のみを局所的に熱凝固止血する。
※電気手術器の使用の際は、電気手術器の添付文書及び取扱説明書を熟読すること。

3. 使用後の処理

- ①電気手術器の電源を切る。
- ②ケーブルから本品を、電気手術器からケーブルを取り外す。
- ③使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で廃棄すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ①本品は異なる種類の金属を接合しているため、強い負荷、繰り返し負荷等により破損する場合がある。
- ②材質の特性により先端電極部が変色(酸化)するが、焦げ付き等の性能、及び生体への悪影響はない。先端を傷つけないために、そのままの状態を保つことを推奨する。
- ③可燃性のものが近くにある部位で使用する際は、火花の発生や温度上昇による発火に注意すること。
- ④電気手術器の出力設定時は、低い出力から徐々に上げること。
[生体組織の損傷、器具の破損防止のため]

⑤出力の低下や停止、又は通常出力設定であるにもかかわらず望ましい効果が得られない等の場合は、電気手術器の出力を上げる前にケーブルの接続状態、断線の有無を確認すること。

⑥ピンセットの先端サイズに合わせて電気手術器の出力を適切に設定すること。[細い先端で高い出力の場合、エネルギーの集中により先端が溶ける場合があるため]

⑦超音波手術器を作動させている術野では、使用しないこと。
[変形防止、絶縁コーティングの損傷防止のため]

⑧先端部を拭く際は、器具用の繊維くずの出ない医療用スポンジ等を湿らせて用い、サンドペーパーの類、その他の硬いもの、及びガーゼ等でこすらないこと。[変形防止、絶縁コーティングの損傷防止のため]

⑨電気メスを用いた接触凝固はしないこと。[感電、火傷、器械の損傷防止のため]

⑩電気手術器がモノポーラとバイポーラの一体型の場合は、バイポーラの出力端子に接続されていることを作動前に必ず確認すること。

⑪手術中は本品に通電していなくても、本品の先端部に触れたり、本品を患者の上に置いたりしないこと。(先端部を清拭する場合を除く) [使用直後の先端部は高温になっており、患者及び術者に熱傷の恐れがあるため]

2. 不具合・有害事象 ＜有害事象＞

①感電、火傷。

②本品の破損に伴う、術野への部品等の脱落。

③有害事象の発生に伴う、患者又は手術従事者の損傷及び手術時間の延長又は再手術。

【保管方法及び有効期間等】

1. 先端の保護に細心の注意を払い、マイクロ器具用の保管ケース等を用いて保管すること。
2. 化学薬品の影響がなく、温度、湿度が極端に変化しない場所、及び直射日光を避けて保管すること。
3. 有効期間
使用期限は表示ラベルに記載。[自己認証(製造元データ)による]

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検
外観、機構等、異常がないことを確認すること。
2. 故障時のお願い
異常のあるもの、及びその疑いのあるものは使用を中止し、本文書に記載の＜問い合わせ先＞に連絡するか、新しいものと取り換えること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

欧和通商株式会社 TEL 03 (5803) 7172

＜製造業者＞

日本語名：ズッター社（ドイツ）

英 名：Sutter Medizintechnik GmbH (Germany)

＜問い合わせ先＞

欧和通商株式会社 札幌営業所：TEL 011 (708) 7725

東京営業所：TEL 03 (3813) 8201

大阪営業所：TEL 06 (6304) 9305

福岡営業所：TEL 092 (526) 3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認ください。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>