


オムロン電子体温計 MC-677W-HP

【禁忌・禁止】

- （電子体温計を適正にご使用いただくための注意事項です。）
- ・検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。
 - ・人の体温測定以外に使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 主要部の形状と名称



標準付属品

収納ケース	1 個
リチウム電池 CR1025（内蔵）	1 個
取扱説明書（品質保証書付き）	1 部
医療機器添付文書（本書）	1 部
EMC 技術資料	1 部

2. 本体寸法及び重量

外形寸法	135（長さ）× 17.8（幅）× 12.4（奥行き）mm
質量	約 16 g（電池含む）

3. 電気的定格

電源	リチウム電池 CR1025（DC 3 V）（交換不可）
電撃保護	内部電源機器 B 形装着部

4. 作動・動作原理

本製品は、サーミスタの抵抗変化を利用して温度を検出し、測定開始から 60 秒後に予測値を、それ以降は、実測値の最高温度を 0.1℃単位で表示する電子体温計である。

測定中は、測定開始から 60 秒後に予測測定が終了した事を知らせるブザーが鳴る。測定をそのまま続けると、予測測定開始後から約 10 分後に実測測定終了のブザーが鳴る。

EMC 適合

本製品は EMC 規格 IEC 60601-1-2：2007 に適合しています。

【使用目的、効能又は効果】

本製品は、サーミスタ式の電子体温計です。体温計の感温部をわきに接触させて、人の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示します。わき専用。

消費電力	：0.01 W
感温部	：サーミスタ
測定方式	：予測・実測（ピークホールド方式）
体温表示	：デジタル表示 3 桁 +℃表示、0.1℃毎
測定範囲	：32.0～42.0℃
使用環境周囲温度	：+ 10～+ 40℃ 相対湿度：30～85%RH
保管環境周囲温度	：- 20～+ 60℃ 相対湿度：10～95%RH

【品目仕様等】

- 最高温度保持機能：実測した最高温度値を保持し一定時間表示する
 - デジタル表示：実測した体温をデジタル表示する
 - 最大許容誤差：一般用 ± 0.1℃（32～42℃）
※標準室温 23℃にて恒温水槽で実測測定した場合
 - 電源電圧：JIS T 1140：2005 に適合
 - 防 浸：JIS T 1140：2005 に適合
 - 測温範囲：一般用 32.0～42.0℃
 - 最小表示単位：一般用 0.1℃
 - 測定範囲外告知：32.0℃未満のとき「L」を表示、42.0℃を超えるとき「H」を表示
- ※試験は JIS T 1140：2005 による

【操作方法又は使用方法等】

- 収納ケースから取り出す、または電源スイッチを押して電源を入れます。
- 表示部が「検温準備完了表示」になっていることを確認します。
- 感温部をわきに挿入し、密着させます。

- 予測検温を終了するまで、本体を保持します。
 - 予測検温終了のブザー音で、予測検温値を確認します。
 - 予測検温のみの場合は、電源スイッチを押して電源を切る、または収納ケースに収納すると電源が切れます。実測検温の場合はそのまま検温を続けます。
 - 予測検温開始から約 10 分で測定が終了しブザー音が鳴ります。
 - 実測検温値を確認し、電源スイッチを押して電源を切る、または収納ケースに収納すると電源が切れます。
- ・詳細については取扱説明書をよくお読みください。

【使用上の注意】

- わき以外で検温しないでください。
- 連続して検温しないでください。一度電源を切り、30 秒以上間隔をあけてから、もう一度検温してください。
- 検温中、感温部を検温する部位に密着させるように固定し、空隙はつけないようにしてください。また、大幅に動かないでください。
- 電池の電圧が低下すると電池マークが表示されますので新しい体温計をお求めください。
- 運動や入浴後、30 分以上あけてから検温してください。
- 飲食後、30 分以上あけてから検温してください。
- 起床直後の行動開始時期は、比較的激しく体温が上昇しますので、30 分以上あけてから検温してください。
- わきの下が汗ばんでいるときは、わきの下を乾いた布で数回拭いてから検温してください。
- 本体は水で洗えますが、激しく水をかけたり、長時間水につけたままにしないでください。
- 感温部を強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけでのご使用はさけてください。
- 周囲温度は 10～40℃の範囲で使用してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵方法

次のようなところに保管しないでください。

- 収納ケースに磁気テープ、磁気カード、フロッピーディスク等を近づけないでください。内蔵されている磁石の影響で磁気記録された内容が損なわれる原因となります。
- 高温・多湿、直射日光、ホコリ、暖房器具のそば、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- 傾斜、振動、重圧、衝撃（運搬時を含む）のあるところ。
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

2. 耐用期間

製造日から正規の保守点検を行った場合、5 年間とする。

〔当社データによる。〕

【保守・点検に係る事項】

- 故障した場合は勝手に修理、分解せず、お客様サービスセンターにご連絡ください。
- 勝手に改造しないでください。
- 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみ込ませた布をかたく絞って拭き取った後、やわらかい布でから拭きしてください。
- 下記のことを守ってください。故障の原因となります。汚れを落とすときは、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
本体内部に、水などが入らないように注意してください。超音波洗浄をしないでください。
- 感染防止のため、定期的に消毒をしてください。ただし、ガス消毒器などによる滅菌、消毒はしないでください。
- 消毒するときは消毒用アルコールをしみ込ませた綿で拭き取ってください。クレゾールなどは、使用しないでください。
- 必要時間以上、消毒液につけないでください。必要な時間については消毒液の添付文書をご参照ください。
- 熱湯消毒（50℃を超える湯を使用）をしないでください。
- 体温計は収納ケースに入れて保管してください。収納ケースに収める際、乾いた布等で水気を拭き取ってください。

【包装】

1 台／箱あるいは 6 台／箱

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：オムロンヘルスケア株式会社

〒615-0084 京都府京都市右京区山ノ内山ノ下町 24 番地
電話：0120-30-6606

製 造 元：欧姆龍（大連）有限公司

OMRON DALIAN CO., LTD. 中華人民共和国

取扱説明書を必ずご参照下さい。

5328563-0A