


電子体温計 MC-6800Bシリーズ

【禁忌・禁止】

- ・検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。
[自己診断は、病気が悪化する原因になります。]
- ・人の体温測定以外に使用しないでください。
[動物などを無理に測ろうとすると、暴れてけがをする原因になります。]
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
また、子供だけで使用させないでください。
[誤飲による窒息や傷害に至ることがあります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 主要部の形状と名称



2. 構成

本体	1個
リチウム電池CR1220	1個
収納ケース	1個
取扱説明書	1部

3. 動作原理

本製品は、サーミスタの抵抗変化を利用して温度を検出し、測定開始から約15秒後にブザーが鳴り、予測値を表示する。そのまま測定を継続すると実測測定へ移行する。測定開始から約10分後に測定終了ブザーが鳴り、実測測定値を表示する。又、音波通信機能により測定値を外部へ転送することが出来る。

4. 仕様

外形寸法	: 20.1(幅)×136.8(長さ)×12.8(厚さ)mm
質量	: 約14 g (電池含む)
使用環境条件	: +10～+40℃/30～85%RH (結露なきこと)

5. 電気的定格

電源	: リチウム電池CR1220×1個 (DC3V)
電撃保護	: 内部電源機器 BF形装着部
消費電力	: 0.01 W

6. 性能及び安全性に関する規格等

- (1) 最高温度保持機能：実測した最高温度値を保持し一定時間表示する
- (2) デジタル表示：実測した体温をデジタル表示する
- (3) 最大許容誤差：一般用 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (32.0～42.0℃)
※標準室温23℃にて恒温水槽で実測測定した場合
- (4) 電源電圧：試験前後の温度表示の差：一般用 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 以内
- (5) 防 浸：試験1回目と2回目及び1回目と3回目の温度表示値の差：一般用 0.1°C 以下
- (6) 測温範囲：一般用 32.0～42.0℃
- (7) 最小表示単位：一般用 0.1°C
- (8) 測定範囲外告知：32.0℃未満のとき「L」を表示、42.0℃を超えるとき「H」を表示
- (9) 感 温 部：サーミスタ
- (10) 測定方式：予測・実測（ピークホールド方式）
- (11) 体温表示：デジタル表示3桁+℃表示、 0.1°C 毎

【使用目的又は効果】

測温部を部位に接触させて、腋窩の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示すること。

【使用方法等】

- (1) 電源スイッチを押して電源を入れます。
- (2) 表示部が「検温準備完了表示」になっていることを確認します。
- (3) 感温部をわきに挿入し、密着させます。
- (4) 予測検温を終了するまで、本体を保持します。
- (5) 予測検温終了のブザー音で、予測検温結果を確認します。
- (6) 予測検温のみの場合は、電源スイッチを押して電源を切ります。実測検温の場合はそのまま検温を続けます。
- (7) 予測検温開始から約10分で測定が終了しブザー音が鳴ります。
- (8) 実測検温結果を確認し、電源スイッチを押して電源を切ります。

測定値を転送する方法

あらかじめ、「専用アプリケーション」を、スマートフォンにダウンロードしておく。

- (1) 「専用アプリケーション」を起動する。
- (2) 上記の「使用方法」に従い、検温を行います。検温終了後（「使用方法」(5)、(7)）、約2分以内に体温計をスマートフォンの上に置いて下さい。（但し、電源を切ると約2分以内でも転送は出来ません。）
- (3) 検温データが「専用アプリケーション」上に表示されたら転送完了です。
- (4) 体温計をスマートフォンから離す。電源スイッチを押して電源を切ります。

詳細については取扱説明書をよくお読みください。

【使用上の注意】

- (1) わき以外で検温しないでください。
- (2) 連続して検温しないでください。一度電源を切り、30秒以上間隔をあけてから、測り直してください。
- (3) 検温中、感温部を検温する部位に密着させるように固定し、空隙はつからないようにしてください。また、大幅に動かさないでください。
- (4) 電池の電圧が低下すると電池交換マークが表示されますので電池を取り替えてください。
- (5) 起床、運動、飲食、入浴後は、30分以上あけてから検温してください。
- (6) わきの下が汗ばんでいるときは、わきの下を乾いた布で数回拭いてから検温してください。
- (7) 感温部およびプローブは防湿ですが、それ以外(表示部など)は防湿ではありません。本体を水につけないでください。
- (8) 感温部を強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- (9) 音波通信は、静かな環境で行ってください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 次のようなところに保管しないでください。
 - 1) 水のかかるところ。
 - 2) 高温・多湿、直射日光、ほこり、暖房器具のそば、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
 - 3) 振動、重圧、衝撃（運搬時を含む）のあるところ。
 - 4) 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。
- (2) 保管環境条件：-20～+60℃/10～90%RH

2. 耐用期間

標準的な使用期間：5年 [自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

- (1) 故障した場合は勝手に修理、分解せず、お客様サービスセンターにご連絡ください。
- (2) 勝手に改造しないでください。
- (3) 本製品に水や化学薬品をかけないでください。
- (4) 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- (5) 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみ込ませた布をかたく絞って拭き取った後、やわらかい布でから拭きしてください。
- (6) 消毒する場合は、消毒用アルコール綿で2～3回拭き取ってください。

＊【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売元：オムロンヘルスケア株式会社
電話：0120-30-6606
(オムロン お客様サービスセンター)