

機械器具 7 内臓機能代用器
高度管理医療機器 人工心肺用回路システム JMDN コード 70524100

人工心肺回路

(LTA 回路)

再使用禁止

【警告】

患者によっては治療中に重篤な症状が現れることがあるので
【使用上の注意】に特に注意すること。(＜不具合・有害事象＞
の項参照)

【禁忌・禁止】


再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 本品は、血液を体外循環させる際に用いる回路により構成され、概略は以下のとおりである。
2. 各回路及び部品は省略、または追加される場合もある。
3. 本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ２－エチルヘキシル）を使用している。

＜構造図＞


回路 1 (LTA-7001)




回路 2 (LTA-7003)




回路 3 (LTA-7007)




回路 4 (LTA-7013)



回路 5 (LTA-7014)



回路 6 (LTA-7016)



【使用目的又は効果】

開心術時における人工心肺用回路。
本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

次に示した使用法は一般的な方法であり、詳細については[使用上の注意]、＜不具合・有害事象＞を参照の上、実際の使用に当たっては医師の判断によること。

使用前

接続後コネクターなどを増し締めし、緩みや脱落がないことを確認すること。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

接続部が確実に接続されていることを確認すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 使用中は本品の破損、接合部のゆるみ及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。^{1,2)}
2. 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、三方活栓及びコネクターのひび割れについて注意すること。[薬液により三方活栓及び延長チューブなどのメスコネクターにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤などの投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び過度な増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]^{1,2)}
3. ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。^{1,2)}

4. 使用中に本品に血液・補液の漏れ、エアの吸い込みなどの異常が生じた場合は、直ちに医師の指示に従い処置すること。
5. チューブを鉗子等でクランプする場合、鉗子等で傷つけないよう注意すること。
6. 本品は、可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので、注意すること。
7. 本医療機器を用いた体外循環回路の接続・使用に当たっては、学会のガイドライン等、最新の情報を参考とすること。³⁾

＜不具合・有害事象＞

本品の使用に伴い、以下の不具合・有害事象が発生する可能性があるため異常が認められたら直ちに適切な処置を行うこと。

1. チューブの閉塞[チューブの折れ、つぶれ、ねじれなどによる閉塞]
2. チューブの切断・損傷[カンシやはさみなどの器具による損傷]

一般的に治療中又は終了後に患者に以下のような不具合、または有害事象が発生することが報告されている。

血液凝固異常

体外循環開始前には必ず ACT 値（活性血液凝固時間）を確認し体外循環開始後も回路内での血栓形成の有無の観察や ACT 値の定期的なチェックを行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、直射日光・紫外線・高温多湿を避けて保存すること。

＜有効期間＞

箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証（当社データ）による]

**＜使用期間＞

6 時間 [性能評価は 6 時間で実施されている]

【主要文献及び文献請求先】

＜主要文献＞

- 1) 日本医療器材工業会ポリカーボネート対応ワーキンググループ：ポリカーボネート製三方活栓のクラックに関する試験報告書 1（脂肪乳剤での試験結果）（2003）
- 2) 日本医療器材工業会ポリカーボネート対応ワーキンググループ：ポリカーボネート製三方活栓のクラックに関する試験報告書 2（脂肪乳剤を除く油性成分、溶解補助剤）（2003）
- 3) 日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本人工臓器学会、日本体外循環技術医学会、日本医療器材工業会：人工心肺装置の標準的接続方法およびそれに応じた安全教育等に関するガイドライン（2007）

*＜文献請求先＞

川澄化学工業株式会社
TEL 03 (5769) 2600

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者

川澄化学工業株式会社
TEL 03 (5769) 2600

販売業者

ヘモネティクスジャパン合同会社
TEL 0120 (448) 263