

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000
ドレープパック

再使用禁止

【警告】

- 可燃性消毒薬をご使用の際は、消毒用アルコール等を拭き取り、または気化拡散させてから本品を使用してください。〔電気メス等のご使用の際、気化したアルコール蒸気の濃度により、引火することもあります。〕

***【禁忌・禁止】**

＜使用方法＞

- 再使用禁止。

＜適用対象（患者）＞

- ヨウ素化合物含有の切開用フィルムドレープが同梱されている場合は、ヨウ素に過敏性が判明している患者に使用しないでください。〔ヨウ素過敏症を発症する恐れがあります。〕
- 天然ゴムを使用した粘着弾力包帯が同梱されている場合は、天然ゴムアレルギーが判明している患者に使用しないでください。〔アレルギー反応を起こす恐れがあります。〕

***【形状・構造及び原理等】**

- 本品は不織布、又は不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせたサージカルドレープに場合により切開用のポリエチレンフィルム等の構成品と雑品を組み合わせた滅菌済みの組み合わせ医療機器（キット）です。
- 同一包装内に複数の手術用ドレープおよび、不織布またはプラスチック製の付属品、アクリル系粘着剤（場合によりヨウ素化合物含有）を塗布した切開用フィルム、天然ゴムを使用した自着性弾力包帯等が同梱される場合があります。
- 構成品（1セット中）
セットに含まれているドレープの種類及び数量、構成品の種類、数量は、本品に添付する構成表、又はパッケージのラベルに表示しています。

【使用目的又は効果】

- 手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具です。本品は、患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用します。本品は単回使用です。

***【使用方法等】**

1. 術野を各施設または医師の処方により消毒してください。
2. 消毒した皮膚を十分に乾かしてください。
3. 粘着部がある製品の場合、適用に先立ちライナー紙をはがしてください。
4. それぞれの製品を最適位置に貼付または配置してください。

***【使用上の注意】**

＜使用注意＞

- この製品に天然ゴムを使用している製品があります。天然ゴムアレルギーの患者には天然ゴムを使用していない製品を選択してご使用ください。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。

＜重要な基本的注意＞

- 本品の使用により、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合には、直ちに本品の使用を中止し、適切な処置をしてください。
- 高熱を発する医療機器等に接触させないでください。引火する恐れがあるので、注意して使用してください。

＜その他の注意＞

- 開封後は直ちに使用してください。

***【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法
直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
2. 使用期限
使用期限（自己認証）を袋に記載しています。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）