

## ミキシングチップ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・ 外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【形状・構造及び原理等】\*

ミキシングチップ（サイズ：50mL 用 SSS、SS、S、10mL 用）

50mL 用

10mL 用



イントラオーラルチップ（サイズ：50mL 用 SS、10mL 用）

50mL 用

10mL 用

（ミキシングチップ SS サイズ用）



### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\* \*\*

製造販売業者：フィード株式会社  
商品インフォメーションデスク  
電話 0120-004-504

製造業者：シュルツァー ミックスパック エーゲー（スイス）  
（Sulzer Mixpac AG）

### 【使用目的又は効果】

歯科材料を練和又は混和する器具で、注入機能を有する。

### 【使用方法等】

本品は歯科材料カートリッジに接続して使用する。

1. ディスペンサー（カートリッジガン）にカートリッジをセットし、キャップを外す。カートリッジにミキシングチップを取り付ける。
2. 直接口腔内へ歯科材料を注入する際は、必要に応じてミキシングチップ先端にイントラオーラルチップを取り付ける。  
50mL 用のイントラオーラルチップは 50mL 用 SS サイズのミキシングチップに、10mL 用のイントラオーラルチップは 10mL 用のミキシングチップに組み合わせて使用する。
3. ディスペンサーを操作し、材料を練和及び混和し、注入する。
4. 使用後、カートリッジに残っている材料を引き続き次回に使用する場合は、次回使用時までミキシングチップをはめたまま保管することが可能である。材料がミキシングチップの中で硬化し、キャップの役割を果す。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・ ミキシングチップと適合しないイントラオーラルチップは使用しないこと。
- ・ あらかじめ口腔外で接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。また、使用中は定期的に緩み、外れがないことを確認すること。

### 【使用上の注意】

- ・ 使用前に必ず点検し、損傷、変形、変質等のあるものは使用しないこと。
- ・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外の使用はしないこと。
- ・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・ 廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則に従うこと。