

カーバイドバー

【形状・構造及び原理等】			【使用上の注意】		
軸の種類：ISO 1797-1 タイプ 1（RA タイプ） タイプ 3（FG タイプ）			・ 使用前に必ず製品の点検、洗浄・滅菌（【保守・点検に係る事項】参照）をし、異常が確認された場合は使用しないこと。		
作業部の材質：タングステンカーバイド （一部製品 金めっき又は窒化チタンめっき）			・ 研削作業時には、目の損傷、飛沫感染を防ぐために保護メガネ、マスク等を着用すること。		
【使用目的又は効果】			・ 折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。		
タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いる回転式の研削器具である。金属、プラスチック、陶材、及び同様の材料の研削に用いることもできる。			・ 破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に取り扱うこと。		
【使用方法等】			・ 血液、生理食塩水と長時間接触させたままにしないこと。		
・ 使用前に滅菌する。（高压蒸気滅菌／各医療機関により検証され確認された滅菌条件による。推奨 134℃ 3 分間）			・ 長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。		
・ 歯科用ハンドピースに装着し、回転させてソフトタッチで断続的に被研削物に押し付けて研削を行う。			・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。		
・ 使用後は適切に洗浄、滅菌する。			・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。		
推奨回転数			・ 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。		
作業部径 (1/10mm)	回転数 (min ⁻¹)		【保管方法及び有効期間等】		
	RA タイプ	FG タイプ	・ 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。		
005	160,000	300,000	・ 滅菌済みのものを貯蔵・保管する際、汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。		
006	160,000	300,000	・ 「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。		
007	160,000	300,000	・ 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。		
008	160,000	300,000	・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。		
009	160,000	300,000	【保守・点検に係る事項】		
010	160,000	300,000	・ 使用前に必ず点検し、破損、磨耗、腐食（錆）、変形等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。		
012	160,000	300,000	・ 使用後洗浄又は消毒する際は、感染予防のためゴム手袋、保護メガネ、マスク等を着用すること。		
014	160,000	300,000	・ 機器に付着した血液、体液、組織及び薬品、歯科材料等は、乾燥・固化する前に流水による洗浄、洗浄液等への浸漬等により確実に除去すること。		
016	160,000	280,000	・ 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。防錆性の洗剤を使用すること。		
018	160,000	250,000	・ 塩素系、ヨウ素系、強アルカリ、強酸性の洗浄剤や消毒剤は、腐食の原因になるので使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。		
021	160,000	210,000	・ カーバイドバーは過酸化水素との接触を避けること。		
023	160,000	190,000	・ 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは洗浄時及び滅菌時に接触させないこと。		
027	120,000	160,000	・ 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面を損傷し腐食の原因となるので使用しないこと。		
040	100,000	100,000	・ 洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシュャーディスインフェクタ等）で洗浄する際、器具どうしが接触して損傷することがないように注意をすること。		
「使用方法に関連する使用上の注意」			・ 洗剤の残留がないよう十分にすすぎを行うこと。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いること。		
・ 本品を接続する歯科用ハンドピースは、以下の内容に適合する機器に限定する。			・ 腐食、変色、シミ等を防ぐため、保管期間の長短にかかわらず洗浄後は直ちに乾燥すること。		
・ 本品のシャンク（軸）を確実に把持することが可能である。			・ 滅菌は高压蒸気滅菌をすること。		
・ 使用中、規定する回転数での制御が可能である。			・ 高压蒸気滅菌のセット又は包装は、関連器材の仕様を熟知して行うこと。		
・ 注水機能を備えている。（注水する場合）			・ 滅菌時（乾燥時を含む）180℃以上に加熱しないこと。		
・ 接続する機器の取扱説明書等に従ってシャンク（軸）を確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。					
・ 予め患者の口腔外で動作させ、振れがないことを確認すること。					
・ 頭部が細い、長い、あるいは大きい形状のものは、折れ、曲がりが生じる可能性があるため、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。					
・ 過剰な熱を発生させないため、注水下フェザータッチで使用する					
こと。					
・ 冷却水は 50mL/min 以上供給すること。特に FG タイプで、長さが 22mm を越えるあるいは先端径が 2mm (=020 (1/10mm)) を越えるサイズのバーは、十分に冷却水で冷やすこと。					

- ・ 完全に乾燥していることを確認してから保管（【保管方法及び有効期間等】参照）すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ジョタ エージー（スイス）
（JOTA AG）