



機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

ドレナーバッグ接続用コネクティングチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - 1) 再使用禁止
 - 2) 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、吸引器と回収容器又は排液用チューブと回収容器を接続するプラスチック製のコネクティングチューブである。吸引器又は排液用チューブとの接続側に流路開閉用のストップcockを有する。



※ 本品にはポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)及びフタル酸ジイソノニル)を使用している。

2. 原理

吸引器と回収容器又は排液用チューブと回収容器を接続し、本品を介して浸出液等を吸引器又は排液用チューブから回収容器へ排出する。

【使用目的又は効果】

本品は、浸出液等を吸引により除去する際に、吸引器と回収容器又は排液用チューブと回収容器との接続に用いるチューブである。

【使用方法等】

本品を介して吸引器と回収容器又は排液用チューブとを回収容器を接続する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品にはポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)及びフタル酸ジイソノニル)を使用しているが、この可塑剤が溶出するおそれがあるため注意すること。(妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用の項についても参照すること。)
- 2) ミコナゾール、硝酸イソソルビド、シクロスポリン、ミダゾラム、あるいはタクロリムス水和物を含む医薬品は、ポリ塩化ビニル製品に吸着するおそれがあるため使用しないこと。

2. 不具合・有害事象

本品の使用に伴い、以下のような不具合が発生する可能性がある。

- 1) 重大な不具合
 - (1) チューブ、ストップcockの破損
 - (2) ストップcockの回転不良
 - (3) ストップcockからの漏れ

3. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- 1) ポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)及びフタル酸ジイソノニルが妊娠/授乳中の女性、もしくは乳幼児、小児に暴露した場合の潜在的影響は明らかにされておらず、生殖系、または発育に影響がでる場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水漏れに注意し、日光・蛍光灯・紫外線滅菌装置等の光、高温及び多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

使用期限は包装に表示されている。[自己認証による]

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》

- * クックメディカルジャパン合同会社
連絡先 TEL:0120-289-902