

機械器具 (34) 医療用刀  
一般医療機器 メス JMDN:35130001

## 弾発指用メス

### 【形状、構造及び原理等】

- 材質  
ステンレス鋼
- 形状、構造:代表例



### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

 ケイセイ医科工業株式会社

〒959-0261 新潟県燕市吉田鴻巣96  
Tel:0256-92-3582

### 【使用目的又は効果】

- 外科の手術、切離並びに検査・研究用資料及び物体の切断に使用する。

### 【使用方法等】

- 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄、滅菌を行うこと。【保守・点検に係る事項】参照
- 組織等を切断・切離する。
- 使用後できるだけ速やかに洗浄を行う。

### 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本品を包装から取り出す際には、刃部に十分注意すること。
- 破損、曲りの原因になるので、必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 使用中に変形や損傷を発見したり、異常を感じた際には、直ちに本品の使用を中止すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 腐食、変形等を防ぐため、保管前に本品を必ず乾燥させること。
- 高温、多湿、水ぬれや直射日光を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

- 洗浄、滅菌
  - ① 使用後は速やかに洗浄を行ってください。
  - ② 洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで本品の表面を磨かないでください。[切れ味の損失、器具表面が損傷し腐食や変色の原因となるため。]
  - ③ 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避け、中性の洗剤をご使用ください。
  - ④ 超音波洗浄の際にはメーカー指定の適正な洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないで下さい。
  - ⑤ 洗浄後は十分に乾燥させ、湿った状態で放置しないでください。
  - ⑥ 腐食や変色の原因となるため、汚れが残った状態での滅菌、消毒はしないでください。
  - ⑦ 滅菌は高圧蒸気滅菌(推奨:121℃20分又は134℃5分)又はEOG滅菌でおこなってください。
- 点検  
洗浄後、使用前後には、汚れや変形、損傷等がないことを確認してください。