

**コーケンネオブレス
(ダブルサクシオンタイプ)**

再使用禁止

【警告】**

- 1) 気管切開術後に皮膚から気管へのルートが確立していない時には、再挿管が困難となる場合があるので注意すること。なお、詳細は【使用上の注意】【重要な基本的注意】の1)及び2)を参照のこと。
- 2) 本品を呼吸回路等と接続する場合は、確実に接続されていること（リーク、閉塞、接続が緩いなどの問題がないこと等）を確認すること。[接続が不完全な場合、換気障害等を引き起こすおそれがあるため。] なお、詳細は【使用上の注意】【重要な基本的注意】の8)を参照のこと。
- 3) 本品を介して高濃度酸素を投与している場合は、本品の使用部位の近傍でレーザーメスや電気メスを原則として使用しないこと。[酸素中では突然発火したり、発火による気道熱傷等のおそれや有毒ガス発生のおそれがあるため。]
- 4) スタイレットが挿入された状態では換気ができないため、挿管直後に必ず取り除くこと。

【禁忌・禁止】*

【併用医療機器】*

- ・ 本品をノーマンエルボータイプ（コネクタ内部のガス供給用内筒が患者方向に突出した形状）のコネクタに接続しないこと。なお、詳細は【使用上の注意】の[相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）]を参照のこと。

【使用方法】*

- 1) 再使用禁止
- 2) 吸気や呼気を妨げるもの（栓や発声バルブなど）を取り付けないこと。[呼吸困難になるため。]

【形状・構造及び原理等】*

本品は、ポリ塩化ビニル製（可塑剤：フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)）の気管切開チューブである。吸引のルーメンが2本あり、カフの上部及びチューブ内側に貯留した分泌物等の吸引が可能である。 ※シールバルブ：一部、金属を使用





表1：製品番号と規格

製品番号	外筒(外径)	外筒(内径)
# 3291	8 mm	6.5 mm
# 3292	9 mm	7 mm
# 3293	10 mm	8 mm
# 3294	11 mm	8.5 mm
# 3295	12 mm	9.5 mm
# 3296	13 mm	10 mm



【使用目的又は効果】

本品は低圧カフの気管切開用カニューレである。気道を確保するために、気管切開後に患者の切開口から気管に挿入するものであ

る。カフを膨らませカニューレと気管の隙間をシールすることで、空気等を強制的に肺に送り込むことができる。また、術後の血液や分泌物が肺に入り込むのを防ぐ等の役割もある。

【使用方法】*

【A. 使用前】*


- 1) 「表1：製品番号と規格」を参照し、適切なサイズ選定を行う。

【注意】

- ① 他社製品から本品への移行時には呼称及び表示の差異に注意すること。[不適切なサイズ選定により、事故除去や呼吸困難に陥るおそれがあるため。]
- ② 収縮時のカフの厚みも考慮に入れること。[気管切開口に挿入しにくい時があるため。]
- 2) カフ等を傷つけないよう注意してパッケージから本品を取り出す。
- 3) カフ、インジケーターカフ、カフチューブ、シールバルブに機能不良（リーク・閉塞）がないことを使用前にテストすること。

【注意】

- ① 使用前に必ず通気プレートを取りはずし、廃棄すること。[通気プレートは製造時にカフが変形するのを防止するための部品であり、取りつけた状態で使用すると空気漏れを起こすため。]
- ② 通気プレート取りはずしの際は、下図のように通気プレートとシールバルブを持ち、折り曲げるようにして取りはずすこと。[通気プレートを無理に引っ張ると、インジケーターカフが破損するおそれがあるため。]



- ③ 鉗子や鋏のような鋭利な器具を周囲に置かないこと。[カフは、薄くて鋭利なものの接触により破損するおそれがあるため。]
- 4) 本体先端側からフレーム側に空気を徐々に移動させながらカフ内の空気を完全に抜き取る。

【B. 挿管するとき】*

- 1) 潤滑剤（塩酸リドカインゼリー等）をカフ及びスタイレットと本体の先端等の突出部に薄く塗布し、気管切開口より気管内に挿管する。

【注意】

- ① 挿管の際に使用する器具（鉗子等）や体内突起物（軟骨等）でインジケーターカフ及びカフチューブを傷つけないように注意すること。
- ② 挿管の際、スタイレットは、装填されたままにしておくこと。[挿管を容易にするため。]
- ③ 潤滑剤で本体内腔を閉塞しないこと。[気道を確保できないことがあるため。]
- ④ 予期せぬ再挿管に備えて本品の予備を近くに用意しておくこと。

- 2) 正しく挿管された後、速やかにスタイレットを抜去する。
- 3) 綿テープ等をフレームの固定孔に取り付け頭のまわりに固定する。
- 4) シリンジを用いてカフを膨らませる。カフ内の圧力は市販のカフ圧計等で測定した場合 27~33hPa (20~25mmHg) 程度が適切と言われているが、計測できない場合にはインジケーターカフの膨らみ具合を参考にする。

【注意】

- ① カフ内圧は気管をシールできる最小限の空気注入量により管

理すること。[カフへの過剰な空気注入はカフ破損や気管損傷・壊死の原因になるため。]([主要文献]1) 参照)

- ② 33hPa(25mmHg)以内のカフ圧で気管壁を密閉できない場合は、カフの空気を抜き、再度カフに空気を入れる。再度行ってもできない場合は、より大きなサイズの本品を用意すること。
[カフのサイズが不適切か、あるいはカフが十分に膨らんでいないため。]
- ③ カフへの空気の注入・脱気を行う際は、以下に注意すること。
 - ・シールバルブに異物混入させないよう清潔なシリンジやカフ圧計を用いること。[シールバルブに異物(乾燥した体液や糸くずなど)が挟まり、カフが膨らまないおそれがあるため。]
 - ・シールバルブにシリンジやカフ圧計の先端をしっかりと押し込むこと。[挿入が浅いと、空気の注入・脱気ができないことがあるため。]

5) 患者の換気状態を確認する。

<注意>

- ・呼吸困難等の換気不全の症状がないことを観察する。

[C. 挿管しているあいだ]*

患者の十分な観察と管理を行う。

<注意>

- ① 人工呼吸器と接続中で、内部吸引チューブから吸引していないときは、付属のチューブクランプを用いてチューブを閉塞させること。[エアリークを確実に防止するため。]
- ② 吸引源を用いて分泌物等を吸引する場合、換気に影響しないことを監視しながら吸引すること。[低酸素血症を引き起こすことがあるため。]
- ③ チューブクランプを使用しているときは、はずしてからチューブ内側の吸引を行うこと。
- ④ 分泌物等が内部吸引チューブから吸引できない場合(粘稠な痰が含まれる場合など)は、別に用意した吸引カテーテルを使用して吸引を行うこと。
- ⑤ カフはときどき空気を抜いてしばませること。[カフが気管粘膜を圧迫し続けると、気管粘膜が損傷するおそれがあるため。]
- ⑥ カフへの空気の注入及び使用中のカフ圧は、カフ圧計を用いるなどの方法で定期的に確認し、適切に管理すること。
- ⑦ 人工呼吸器等からの取りはずしが困難な場合は、チューブ取り外し用ウェッジ等を用いることを推奨する。[取りはずし時の患者への負荷を低減するため。]

[D. 抜管するとき]*

- 1) カフの上に貯留した分泌物等の液体をカフ上部吸引チューブから吸引する。
- 2) シリンジにてカフから空気を完全に抜き、本体をゆっくりと引き抜く。

<注意>

- ① 肉芽が引っかかり本品が抜け難くなったり、出血したりするおそれがあるため、抜管の際はゆっくり慎重に引き抜くこと。
- ② 抜管後、呼吸困難等の換気不全の症状がないことを観察すること。
- ③ 抜管後の換気不全に対し、速やかに気道確保を行うために、気管挿管等の準備を整えておくこと。

[使用上の注意]**

[重要な基本的注意]**

- 1) 本品が抜けないう、綿テープ等を用いて適切に固定すること。[固定の緩みにより、チューブが気管から逸脱したりチューブの位置がずれるおそれがあるため。]
- 2) 気管切開術後は、本品が抜けないうしっかりと固定できるような処置を講じる。また、切開術後や事故抜去等により再挿管する際には、皮下に異所留置したり、挿管が困難となる場合に備えて、緊急気管挿管等の準備を整えておくこと。
- 3) 小児や意識障害患者、認知症患者等意思表示の困難な患者に使用する場合には、気道閉塞の発見が遅れるおそれがあるため、厳重に観察すること。
- 4) チューブ内側の分泌物の凝固を最小限にし、気管粘膜の損傷を防ぐため、患者の気道を適切に加湿すること。
- 5) チューブ内側に付着した分泌物等による閉塞を防ぐため、適宜、吸引を行うこと。

- 6) カフ上部吸引チューブ及び内部吸引チューブから分泌物等を吸引する時には、必要最小限の吸引圧で行うこと。[高い吸引圧では、気管粘膜が本品のカフ上部吸引口に吸い込まれて損傷することがあるため。]
- 7) 吸引操作後にカフ内圧及び呼吸管理状態が適切であることを確認すること。
- 8) 本品に呼吸回路等を接続する場合には、本品に過剰な力がかからないように注意すること。[本品の気管からの逸脱、呼吸回路との接続外れ、本品又は呼吸回路の閉塞等の原因となるため。]
- 9) カフチューブ及びインジケータカフを引っ張らないこと。[故障又はリークの原因となるため。]
- 10) シールバルブに三方活栓や輸液用延長チューブ等を接続しないこと。[三方活栓等を取りはずす際にバルブが破損し、カフ内へ空気注入や脱気が不能となることがある。]
- 11) カフ内圧を測定する前に、カフチューブ及びインジケータカフ等に液体が溜まっていないことを確認すること。[水蒸気がカフ膜を透過しカフ内部で凝結する事象が報告されている。カフチューブに凝結した水滴により水封され、カフ内圧を正確に測定できないことがあるため。]
- 12) 本品を挿管または抜管、及び位置補正を行う前には、カフから空気を完全に抜くこと。[気管と気管切開口を損傷するおそれがあるため。]
- 13) カフを脱気する前に、カフ上部に貯留した分泌物を吸引すること。[カフの脱気時、肺に分泌物が流入するおそれがあるため。]
- 14) カフが脱気できない事態が発生した場合には、カフチューブを切断し、脱気すること。
- 15) 患者の状態、局所の変化並びに本品の汚れ等の状態に応じて、新品と交換すること。
- 16) 「コーケンネオプレス」では、それぞれのタイプで適用が異なるので適正使用推進のため次表を参照すること。

	適用	内筒	側孔	ラベル	フームの表記と文字色	インジケータカフ
単管タイプ	レスピレーター等との接続による厳密な呼吸管理が必要な患者	なし	なし	緑色	Single-Tube 緑色	緑色
複管タイプ	痰が多く、チューブが閉塞しやすい患者	あり	なし	白色	Double-Tube 黒色	透明
スピーチタイプ	誤嚥が少なく、発声訓練を行う患者	あり	あり	水色	Speech 青色	青色
ダブルサクシオンタイプ	レスピレーター等との接続による厳密な呼吸管理が必要な患者 チューブ内側に貯留した分泌物等を内部吸引チューブから吸引可能	なし	なし	黄色	W-Suction オレンジ色	オレンジ色

- 17) カフ上部吸引チューブからの持続的吸引は行わないこと。[気管内に唾液を引き込む原因となるため。]
- 18) 開封後、何らかの事情で直ちに使用しない場合には、再滅菌せずに廃棄すること。
- 19) 本品は、塩化ビニル樹脂の可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがある。
- 20) 非臨床試験によって本品は MR Conditional であることが示されている。本品を留置した患者に対して、以下に示される条件下においては、安全に MR 検査を実施することが可能である。[自己認証による]
 - ・静磁場強度 1.5 T、3.0 T
 - ・静磁場強度の勾配 20T/m (2,000 Gauss/cm)
 - (T: Tesla、磁束密度の単位、1T=10,000Gauss)
 - ・本品が3TのMR装置における勾配磁場エコー法による撮像で生じるアーチファクトは、本品の実像から37mmである。
 - ・本品のシールバルブを走査エリア外に置き、サージカルテープで動かないよう固定すること。[シールバルブ内のスプ

リングが画像に影響を与えたり、本品が変位するおそれがあるため。]

なお、本品において金属が使用されているシーラバルブは患者の体外に位置するため、発熱試験を実施していない。

【相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)】**

1) 併用禁忌 (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ノーマンエルボー・タイプ (コネクタ内部のガス供給用内筒が患者方向に突出した形状) のコネクタを有する医療機器	本品と接続しないこと。	本品を閉塞させ、肺の過膨張や換気不能を発生させるおそれがある。

2) 併用注意 (併用に注意すること) **

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
レーザー治療器 電気手術器	本品を介して高濃度酸素を投与している場合は、本品の使用部位の近傍でレーザー治療器(レーザーメス)や電気手術器(電気メス)を原則として使用しないこと。	酸素中でレーザー治療器(レーザーメス)・電気手術器(電気メス)を使用すると、突然発火したり、発火による気道熱傷等のおそれや有毒ガス発生のおそれがある。
磁気共鳴画像診断 (MRI)	本品のシーラバルブを走査エリア外に置き、サージカルテープで動かないよう固定すること。	シーラバルブ内のスプリングが画像に影響を与えたり、本品が変位するおそれがある。
高気圧酸素治療装置	カフの収縮・膨張に注意すること。	吸気のリークや気管損傷のおそれがある。

【不具合・有害事象】*

本品の使用中に次の事象が起こることがある。使用期間中は十分な観察を行い、このような場合には本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。

- 1) 重大な不具合
 - 穴、折れ、切断、破裂、外れ、潰れ、事故抜去、狭窄、詰まり、漏れ、異所留置、誤接続
- 2) その他の不具合
 - キズ、剥離、異物混入、拡張不能、収縮不能、抜去不能、緩み、捻れ、凹み
- 3) 重大な有害事象
 - 肺炎、換気不全、呼吸不全、壊死、穿孔、気道閉塞
- 4) その他の有害事象
 - 発赤、炎症、感染、発熱、喉頭狭窄、誤嚥、呼吸困難、潰瘍、出血、損傷、咳、痛み、痒み、気道狭窄、気道粘膜の虚血、喘鳴、肉芽形成、癒痕形成、びらん

【その他の注意】*

- 1) 本品に、噴霧式表面麻酔剤(リドカイン噴霧剤等)を直接噴霧しないこと。[製剤の添加物により、カフが変形・破損するとの報告があるため。]([主要文献]2)参照)
- 2) 亜酸化窒素が混合するガスを使用する麻酔を行う際は、カフの収縮や膨張に注意すること。[亜酸化窒素がカフを透過し、カフ内圧が上昇し気管が損傷したとの報告があるため。]([主要文献]3)参照)
- 3) 院外で本品を使用する際、医療従事者は本品の取扱者に必ず安全な使用方法と操作方法の説明を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】*

【有効期間】*

3年 [自己認証(当社データ)による。]

【主要文献及び文献請求先】*

【主要文献】*

- 1) Carroll, R.G. and Grevik, K. : Proper use of large diameter, large residual volume cuffs. Critical Care Medicine Vol.1, No.3: 153-154, 1973
- 2) K. D. Jayasuriya, W. F. Watson : P.V.C. Cuffs and Lignocaine-base Aerosol. British Journal of Anaesthesia 53:1368, 1981
- 3) 平川紫織,北野敬明,岩坂日出男,野口隆之,宇野太啓: 各種ガスバリア型気管チューブの有用性の検討. 臨床麻酔 Vol.23 / No.9, 1999-9
- 4) 「気管カニューレの種類と使用上の留意点(1)」堀口利之、鈴木康司: 訪問看護と介護 3 (2)135-140, 1998
- 5) 「気管カニューレの種類と使用上の留意点(2)」堀口利之、鈴木康司: 訪問看護と介護 3 (3)219-222, 1998

【文献請求先】*

株式会社 高研 営業企画部
TEL 03-3816-3500

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

【製造販売元】*

株式会社 高研
TEL 03-3816-3500

【製造元】

株式会社 高研

