

ポルジェ 泌尿器用カテーテル（ユニバーサルコネクター）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法

再使用禁止

2. 次の患者に使用しないこと

過去に「ラテックス」に対してアナフィラキシー症状様の既往歴のある患者

【形状・構造および原理等】

材質：ラテックス及びポリプロピレン



長さ：124mm

【使用目的、効能又は効果】

本品は滅菌済製品であり、そのまま直ちに使用できます。

【操作方法又は使用方法等】

1. 接続する尿管カテーテルのフレンチ外径が該当するサイズ（5-3、8-6、10-9、12-11）の含まれる部分中央でカットし、接続してください。
2. もう一端はウロバッグと接続します。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 単回使用製品の再使用は、患者へのリスクを高める可能性があります。
- 再処理、再消毒及び再滅菌は、患者への感染、術者への追加リスク及び製品の品質を保持できない可能性があります。

【保管方法使用期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保存してください。

2. 使用の期限

直接の包装及び外箱を参照してください。
(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者

コロプラスト株式会社

住所：東京都千代田区九段南 2-1-30 イタリア文化会館ビル

製造業者

Coloplast A/S（コロプラスト社）

国名：デンマーク

