

添付文書  
歯 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN : 70908000

## カーボダッシュ
















### 【禁忌・禁止】

- ・ 破損・変形・劣化品の使用禁止。

### \*【形状・構造及び原理等】

#### \*\*【形状・構造】

軸部と先端研削部から構成され、レギュラータイプとハードタイプがある。（最高回転数 25,000rpm）

								
#1	No.2	No.9	No.10	No.11	No.13	No.19	No.20	No.28
								
No.42	No.44	ハート No.11	ハート No.13	ハート No.35	ハート No.47			

### \*【原理】

補綴物の研磨に用いる。

#### 【包装】

■ 1 箱（12 本入）

■ 1 グロス（144 本入）

\*※レギュラータイプはグロス包装なし

### \*\*【使用目的又は効果】

補綴物等の研削に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

### 【使用方法等】

軸部をハンドピースに装着し回転させて、補綴物等を研削する。

### 【使用上の注意】

- ・ シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- ・ 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・ 使用の際は、必ず保護メガネを使用すること。
- ・ 損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・ 歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

- ・ 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避けること。
- ・ 本品は適切に保管管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ  
住所 名古屋市天白区高島 1 丁目 117-1  
TEL 052-805-1181

外国製造業者 ジュンサックデンタル  
JUNG SUK Dental  
国名 韓国