

## 機械器具65 歯科用充填器

一般医療機器 歯科用根管プラグ (JMDNコード: 41876000)

## チアフルプラグー

## 【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造等〕

## 1) 形状



## 2) 材質・組成 材料: ステンレス (SUS420J2)

【使用目的又は効果】円柱状又は先細の作業部分を持ち、横断面が円形か楕円形で先端が平坦又は鋭利な歯科用器具をいう。根管に充填物を主に軸方向に充填することを目的としている。

【使用方法等】手指でしっかり固定し、使用する。

【使用上の注意】〈重要な基本的注意〉

- 1) 患者ごとに【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件で、滅菌前の洗浄・滅菌を行い、使用すること。
- 2) 本製品の使用によりアレルギー反応が現れた場合は、直ちに使用を中止すること。

〈その他の注意〉

- 1) 折損等の原因となるので、以下は行わないこと。
  - ① 本製品に対する改造 (曲げ・切削等)
  - ② 粗雑な扱い (キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等)
- 2) 使用の際は、無理な角度・過度の加圧を避けること。
- 3) 薬液等が金属部に付着した場合、腐食するおそれがあるので速やかに清拭すること。
- 4) 破折片等の誤飲に注意を払うこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

## 【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項 (日常点検)〉

- 1) 以下の方法及び条件で、患者ごとに滅菌前の洗浄・滅菌を行うこと。

① 洗浄方法家庭用洗剤の使用禁止: 家庭用洗剤は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。

機能水の使用禁止: 超機能水 (超酸性水) 等は金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。

(次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロロヘキシジン) 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響 (錆び等) を及ぼすことがある。

使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。

洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。

② 滅菌方法加熱滅菌器 (オートクレーブ滅菌器など) の乾燥温度には注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。(オートクレーブの滅菌温度と時間。121℃ (0.1 Mpa) で20分間・132℃ (0.2 Mpa) で3~5分) 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。

- 2) 使用前に本製品の外観に汚れ、破損、ヒビ、キズ、腐食及び劣化等の異常はないかについて点検すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕 有限会社 齋藤デンタル工業  
許可番号: 13B3X00030  
〒124-0006 東京都葛飾区堀切2-56-8  
電話番号: 03-3691-2219  
ファックス: 03-3691-9487

〔製造業者〕 有限会社 齋藤デンタル工業  
許可番号: 13BZ002400  
〒124-0006 東京都葛飾区堀切2-56-8  
電話番号: 03-3691-2219  
ファックス: 03-3691-9487