

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 脊椎手術用器械 JMDN 70963001

クリッププレートシステム器械セット















【禁忌・禁止】

1. 弊社の指定する製品以外の医療機器と併用しないこと。
[使用上の注意 3.相互作用を参照]

【形状・構造及び原理等】

** 1.形状・構造等

本品は脊椎内固定器具 クリッププレートシステム(医療機器承認番号:30100BZX00029000)専用の手術器械で、以下の構成となる。本添付文書に該当する製品については、包装表示ラベル又は本体に記載されている表示を確認すること。組合せにより同梱されない製品がある。

番号	製品番号 名称	形状
1	SPNW001D チャックドライバー	
	SPNW002D ドライバーハンドルLP	
3	SPNW003D ドライバービットT6	
	SPNW004D LPデプスゲージS	
5	SPNW005D LPデプスゲージL	
	SPNW006D CPTトライアルS,M	
7	SPNW007D CPTトライアルL,LL	
	SPNW008D i-スプレッター	
9	SPNW014D ミラスプレッター	
	SPNW015D ラミノキャリパー	
11	SPNW016D スクリュースタンド	
12	SPNW017D ミラーレトラクター	
	SPNW020D ラミノミラー	
** 14	SPNW030D チャックドライバー2	

** 2.原材料

ステンレス鋼・チタン合金・PPSU樹脂・アルミニウム合金・シリコーンゴム

3.原理

椎弓形成術において、目的物の開大、適切なインプラントのサイズを決定することができ、スクリューを物理的な処置により設置する。

【使用目的又は効果】

本品は椎弓形成術等の脊椎手術のために用いる手動式の手術器械である。再使用可能であることを目的とする。

*** 【使用方法等】**

1.使用前の準備

- (1) 本品は未滅菌品である。使用前に当社の推奨する又は、本品使用施設指定の滅菌方法及び滅菌条件で滅菌してから使用すること。([保守・点検に係る事項]参照)
- (2) 必ず目視等で外観検査を行い、傷、割れ、有害なまくれ、錆、亀裂、変形(曲がり)・破損の異常がないこと、また正常に作動することを確認する。


2.使用方法

** <チャックドライバー><チャックドライバー2>

本品のハンドル部を操作することによりスクリューを把持し、ねじ込む。

<ドライバーハンドルLP><ドライバービットT6>

- (1) ハンドルのソケット部を引き(下図矢印方向)、挿入口に使用するドライバービットを装着する。



- (2) ソケットを戻し、ドライバービットを固定する。
装着時、ドライバービットが確実に固定され、外れないことを確認する。
- (3) ドライバービットの先端部に対象とするスクリューを取付け、回しながら締め込む。

<LPデプスゲージS><LPデプスゲージL>

本品は骨孔に挿入される先端部とフランジによりスクリューのサイズを確認する。

<CPTトライアルS,M><CPTトライアルL,LL >

本品はインプラントと同等の大きさを持ち、設置するインプラントのサイズを確認する為に使用する。

<i-スプレッター><ミラスプレッター>

本品は持ち手を操作することで先端が開閉し、目的物を開大する。

<ラミノキャリパー>

本品はガターを掘る際、ガター間の距離を測るために使用する。

<スクリュースタンド>

本品はチャックドライバーでスクリューを把持する際、スクリューを挿入し位置が動かないように固定するために使用する。

<ミラーレトラクター><ラミノミラー>

本品はインプラント、椎弓の状態を確認するために使用する。

取扱説明書(手術手技書)を必ずご参照ください。

3.使用後

本品は直ちに洗浄・消毒し、高圧蒸気滅菌を行う。
（【保守・点検に係る事項】参照）

【使用上の注意】

1.使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- (1) 金属や異物に対しての重篤なアレルギーがある患者
[アレルギー発現のおそれがある]
- (2) 重度骨粗鬆症、癌、腎臓透析、骨減少症の患者
[原則使用しないこと]

* 2.重要な基本的注意

- ・使用前に必ず洗浄【保守・点検に係る事項】参照）滅菌（推奨滅菌条件参照）を行うこと。
- ・本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- ・本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

3.相互作用

[併用禁忌](併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
専用器具以外の手術機械器具	摩擦、磨耗粉等が発生する。 正常な機能が得られない恐れがある。	設計、開発方針が異なる為、適合しない恐れがある。

[併用注意](併用に注意すること)

- (1) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は腐食の原因となるので、できるだけ使用を避けること。使用中に付着した際には、水洗いをする。
- (2) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。

4.不具合・有害事象

(1) 重大な不具合

- ・本品の変形、折損及び破損
- ・金属疲労による製品の破損

(2) 重大な有害事象

- ・不十分な滅菌等による感染
- ・アレルギー反応
- ・神経、血管、身体組織の損傷
- ・空気・血管凝固等による塞栓
- ・骨折、穿孔、骨の亀裂
- ・麻痺
- ・不適切な取扱いによる破損片等の体内留置

(3) その他の有害事象

- ・痛み、不快、違和感

5.高齢者への適用

骨粗鬆症など、骨形成、骨量、骨質が十分でない患者は、術中に過度の力(応力)を加えることにより、上記の有害事象が発生する可能性がある為、慎重に使用すること。

6.妊婦、産婦、授乳婦及び、小児等への適用

小児へ適用する際、骨形成、骨量、骨質が十分でない患者は、術中に過度の力(応力)を加えることにより、上記の有害事象が発生する可能性がある為、慎重に使用すること。

7.過剰使用

- ・本品は意図された適正な使用方法を遵守すること。意図しない使用方法の場合、応力による変形、破損の可能性がある。
- ・応力による変形により、正しく機能しなくなる。又は経年の度重なる使用による反復的な応力により疲労を起し破損にいたることがある。（【使用方法等】1.使用前の準備を参照）

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所に保管すること。
- ・貯蔵・保管の際、変形や損傷の原因となりうる硬い物への接触や衝撃を避ける様、注意を払うこと。

【保守・点検に係る事項】

1.日常・使用前の点検

使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、可動部の動き等の損傷・異常がないことを点検すること。

2.洗浄

付着している血液・体液・組織・薬品等の除去が必要な場合、洗浄及び乾燥を行うこと。洗浄に使用する水は、蒸留水や脱イオン水を推奨する。

[洗浄・乾燥方法]

- ・使用後は、できるだけ早く洗浄、濯ぎ等で汚れを除去し、血液等異物が付着していないことを確認すること。
- ・汚れの残存がある箇所はブラッシングによる用手的洗浄を追加すること。
- ・洗浄には柔らかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、機器表面が損傷するため使用しないこと。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ・洗剤の残留がないように十分に濯ぎをすること。仕上げ濯ぎには、浄化水(濾過、蒸留、脱イオン水等)を用いることを推奨する。
- ・洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等)で洗浄する際は、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱い説明書を遵守すること。
- ・洗浄時は、鋭利部同士又は他の器械と接触し損傷することがないように注意すること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- ・可動部を有するものは可動部分を操作しながら洗浄すること。
- ・分解可能なもの或いは組み合わせて使用するものは、最小単位まで分解し洗浄すること。
- ・隙間部分や中空穴を有する製品はブラシ等で内部を入念に洗浄し、異物を除去すること。洗浄後の製品に異物がないことを十分確認すること。
- ・合成樹脂が使用されている製品に高圧蒸気滅菌を行う場合、合成樹脂部分が滅菌トレー又は、滅菌用金網容器等の金属部分に直接触れないように注意すること。

3.保守

保管の際には、可動部に水溶性潤滑剤を塗布すること。

[使用者による保守点検事項]

- ・使用前の点検において、手術に必要な医療機器がすべて揃っていることを確認すること。
- ・使用(滅菌)前及び使用後は、汚れ、傷、曲がり、可動部の動き等の損傷・異常がないことを点検すること。
- ・点検後セット・包装をし、必要に応じて高圧蒸気滅菌をすること。なお、滅菌のためのセット・包装にあたっては、確実に滅菌出来るよう配慮すること。
- ・洗浄後は潤滑・防錆保守剤が完全に取り除かれている為、洗浄後は滅菌する前に水溶性潤滑・防錆保守剤を塗布することを推奨する。摺動部に潤滑・防錆保護剤が塗布されていない場合、動作不良となる恐れがある。[かじりの原因となる]

取扱説明書(手術手技書)を必ずご参照ください。

* 4.滅菌

推奨滅菌条件一例は以下の通り。

・高圧蒸気滅菌(プレバキューム)

滅菌温度	時間 ※
121°C	15分
126°C	10分
134°C	3分

※時間は被滅菌物の全ての部分が規定の温度に達してから起算すること。

- ・上記条件は滅菌後の製品の無菌性を保証するものではなく参考値である。
- ・滅菌後の製品における無菌性の保証については各医療機関の責任の下、行うこと。
- ・条件、方法については滅菌器製造業者取扱説明書の指示に従うこと。
- ・過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の禁止
本品に過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌を使用しないこと。
[表面が褪色し、性状に影響を及ぼす]

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 **巖佐文工業所**

電話番号 : 025-382-2171

取扱説明書(手術手技書)を必ずご参照ください。