

類別：医療用品 4 整形用品
 高度管理医療機器 一般の名称：脊椎内固定器具（JMDN コード：37272003）

Monarch スパイナル システム

再使用禁止

【警告】

遷延癒合もしくは偽関節により負荷が増大した場合、本品は材料疲労のため破損するおそれがあり、強固な骨癒合がえられた場合においても、本品はゆるみ、湾曲、破損するおそれがある。

【禁忌・禁止】

◆ 次の患者には使用しないこと

- 活動性全身感染症または埋植予定部位に感染がある患者〔感染の長期化およびこれによる遷延癒合もしくは偽関節のため、本品のゆるみ・破損を招き、良好な手術結果が得られないおそれがある〕
- 本品材料に対する過敏症の患者
- 金属に対する過敏症の患者

◆ 禁止

- 本品を使用する際、キズ、亀裂等の異常が認められる場合には使用を中止し、埋植したものは体内から抜去すること〔本品の破損のおそれがある〕

◆ 再使用禁止

◆ 原則禁忌（次の患者には使用しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に使用すること）

- 重度骨粗鬆症の患者〔固定力が不十分となるおそれがある〕
- 癌の放射線療法や化学療法、腎臓透析などによる骨減少症の患者〔骨癒合率が低くなるおそれがある〕
- 重度の肥満患者・進行性の変性疾患の患者〔過大な負荷による本品の破損および治療の不成功のおそれがある〕

◆ 併用医療機器

- 弊社取扱製品以外のインプラントを併用する手術では本品を使用しないこと。〔本品との併用による安全性の確認がなされていないため〕
- 本品と異なる金属インプラント材料を隣接して使用しないこと。〔異種金属間の電位差による腐食を生じるおそれがある〕

【形状・構造及び原理等】


◆ 材質

チタン合金

◆ 形状・構造

以下構成品一覧を参照のこと。ただし、組合せによって同梱されない製品がある。

◆ スパインプレート

形状	サイズ		
	1 穴（ショート）	1 穴	
	半穴＋半穴	1 穴＋半穴	2 穴
	半穴＋半穴＋半穴	半穴＋1 穴＋半穴	2 穴＋半穴

◆ ペディクルスクリュー

形状	サイズ			
	φ 4.75×25mm	φ 5.50×45mm	φ 6.25×70mm	φ 7.75×30mm
	φ 4.75×30mm	φ 5.50×50mm	φ 7.00×30mm	φ 7.75×35mm
	φ 4.75×35mm	φ 6.25×30mm	φ 7.00×35mm	φ 7.75×40mm
	φ 4.75×40mm	φ 6.25×35mm	φ 7.00×40mm	φ 7.75×45mm
	φ 4.75×45mm	φ 6.25×40mm	φ 7.00×45mm	φ 7.75×50mm
	φ 4.75×50mm	φ 6.25×45mm	φ 7.00×50mm	φ 7.75×55mm
	φ 5.50×25mm	φ 6.25×50mm	φ 7.00×55mm	φ 7.75×60mm
	φ 5.50×30mm	φ 6.25×55mm	φ 7.00×60mm	φ 7.75×65mm
	φ 5.50×35mm	φ 6.25×60mm	φ 7.00×65mm	φ 7.75×70mm
	φ 5.50×40mm	φ 6.25×65mm	φ 7.00×70mm	

◆ ペディクルリダクションスクリュー

形状	サイズ			
	φ 4.75×25mm	φ 5.50×45mm	φ 6.25×70mm	φ 7.75×30mm
	φ 4.75×30mm	φ 5.50×50mm	φ 7.00×30mm	φ 7.75×35mm
	φ 4.75×35mm	φ 6.25×30mm	φ 7.00×35mm	φ 7.75×40mm
	φ 4.75×40mm	φ 6.25×35mm	φ 7.00×40mm	φ 7.75×45mm
	φ 4.75×45mm	φ 6.25×40mm	φ 7.00×45mm	φ 7.75×50mm
	φ 4.75×50mm	φ 6.25×45mm	φ 7.00×50mm	φ 7.75×55mm
	φ 5.50×25mm	φ 6.25×50mm	φ 7.00×55mm	φ 7.75×60mm
	φ 5.50×30mm	φ 6.25×55mm	φ 7.00×60mm	φ 7.75×65mm
	φ 5.50×35mm	φ 6.25×60mm	φ 7.00×65mm	φ 7.75×70mm
	φ 5.50×40mm	φ 6.25×65mm	φ 7.00×70mm	

◆ コネクター

形状	品名／サイズ	
	スロットッドコネクター/ストレート	
	φ 5.50 ロッド用 φ 6.35 ロッド用	
	スロットッドコネクター/エクステンデッド	
	φ 5.50 ロッド用 φ 6.35 ロッド用	
	スロットッドコネクター/ツイスター	
	φ 6.35 ロッド用	
	スロットッドコネクター/オフセット (R)	
	φ 5.50 ロッド用、右 φ 6.35 ロッド用、右	
	スロットッドコネクター/オフセット (L)	
	φ 5.50 ロッド用、左 φ 6.35 ロッド用、左	
	スロットッドコネクター/ミニオフセット (R)	
	φ 5.50 ロッド用、右 φ 6.35 ロッド用、右	
	スロットッドコネクター/ミニオフセット (L)	
	φ 5.50 ロッド用、左 φ 6.35 ロッド用、左	
	バンドクランプ	
	φ 5.50 ロッド用 φ 6.35 ロッド用	
	ロッドコネクター/サイド-サイド	
	φ 5.50×φ 4.75 φ 6.35×φ 4.75 φ 5.50×φ 5.50 φ 6.35×φ 5.50 φ 6.35×φ 6.35	
	ロッドコネクター/エンド-エンド	
	φ 5.50×φ 4.75 φ 6.35×φ 4.75 φ 5.50×φ 5.50 φ 6.35×φ 5.50 φ 6.35×φ 6.35	
	トランスバースロッドコネクター/ロッド	
	φ 5.50×40mm φ 6.35×40mm φ 5.50×60mm φ 6.35×60mm φ 5.50×125mm φ 6.35×125mm	
	トランスバースロッドコネクター/ボディ	
	φ 5.50 ロッド用 φ 6.35 ロッド用	

使用するインプラントの手技書を必ずご参照下さい

◆ ワッシャー／ナット／セットスクリュー

形状	品名／サイズ
	ポリアキシアルワッシャー
	スペーサーワッシャー 2mm
	ドームドナット
	ドームドナット/スィーブル
	セットスクリュー

◆ ストレートロッド

形状	サイズ			
	φ 5.50×30mm	φ 5.50×65mm	φ 6.35×30mm	φ 6.35×65mm
	φ 5.50×35mm	φ 5.50×75mm	φ 6.35×35mm	φ 6.35×75mm
	φ 5.50×40mm	φ 5.50×85mm	φ 6.35×40mm	φ 6.35×85mm
	φ 5.50×45mm	φ 5.50×95mm	φ 6.35×45mm	φ 6.35×95mm
	φ 5.50×55mm	φ 5.50×450mm	φ 6.35×55mm	φ 6.35×450mm
		φ 5.50×600mm		φ 6.35×600mm

◆ プリベントロッド

形状	サイズ			
	φ 5.50×30mm	φ 5.50×65mm	φ 6.35×30mm	φ 6.35×65mm
	φ 5.50×35mm	φ 5.50×75mm	φ 6.35×35mm	φ 6.35×75mm
	φ 5.50×40mm	φ 5.50×85mm	φ 6.35×40mm	φ 6.35×85mm
	φ 5.50×45mm	φ 5.50×95mm	φ 6.35×45mm	φ 6.35×95mm
	φ 5.50×55mm		φ 6.35×55mm	

◆ クローズドフック

形状	サイズ	
	φ 5.50 ロッド用 5.0mm	φ 5.50 ロッド用ナロー5.0mm
	φ 5.50 ロッド用 6.5mm	φ 5.50 ロッド用ナロー6.5mm
	φ 5.50 ロッド用 8.0mm	φ 5.50 ロッド用ナロー8.0mm
	φ 5.50 ロッド用 9.5mm	φ 5.50 ロッド用ナロー9.5mm
	φ 5.50 ロッド用 11.0mm	φ 5.50 ロッド用ナロー11.0mm
	φ 6.35 ロッド用 5.0mm	φ 6.35 ロッド用ナロー5.0mm
	φ 6.35 ロッド用 6.5mm	φ 6.35 ロッド用ナロー6.5mm
	φ 6.35 ロッド用 8.0mm	φ 6.35 ロッド用ナロー8.0mm
	φ 6.35 ロッド用 9.5mm	φ 6.35 ロッド用ナロー9.5mm
	φ 6.35 ロッド用 11.0mm	φ 6.35 ロッド用ナロー11.0mm

◆ クローズドフック/アングルド

形 状	サイズ	
	φ 5.50 ロッド用 ナロー 右	8.0mm
	φ 5.50 ロッド用 ナロー 右	9.5mm
	φ 6.35 ロッド用 ナロー 右	8.0mm
	φ 6.35 ロッド用 ナロー 右	9.5mm
	φ 5.50 ロッド用 ナロー 左	8.0mm
	φ 5.50 ロッド用 ナロー 左	9.5mm
	φ 6.35 ロッド用 ナロー 左	8.0mm
	φ 6.35 ロッド用 ナロー 左	9.5mm

◆ クローズドフック/オフセット

形 状	サイズ	
	φ 5.50 ロッド用 ナロー 右	8.0mm
	φ 5.50 ロッド用 ナロー 右	9.5mm
	φ 6.35 ロッド用 ナロー 右	8.0mm
	φ 6.35 ロッド用 ナロー 右	9.5mm
	φ 5.50 ロッド用 ナロー 左	8.0mm
	φ 5.50 ロッド用 ナロー 左	9.5mm
	φ 6.35 ロッド用 ナロー 左	8.0mm
	φ 6.35 ロッド用 ナロー 左	9.5mm

【使用目的、効能又は効果】

本品は脊椎の変形、変性、外傷、腫瘍等の疾患に使用され、脊椎側彎症の矯正等、脊椎の固定を目的として使用する。

【品目仕様等】

◆ 硬さ

JIS Z 2245（ロックウェル硬さ試験）に準拠して本品の硬さを測定したとき、当社基準値以上であること。

【操作方法又は使用方法等】

本品は一回限りの使用で再使用しない。

本品は洗浄・滅菌した後に使用すること。

◆ 滅菌方法

本品は、以下の推奨滅菌条件もしくは医療機関内で担保された滅菌条件にて滅菌を行うこと。

〔推奨滅菌条件〕

滅菌方法：高圧蒸気滅菌

滅菌条件：115～118℃ 30 分


121～124℃ 15 分

126～129℃ 10 分

プレバキューム 132℃：6 分


◆ 使用方法

1. 固定部位を展開し、前処置を行う。
2. ペディクルスクリュー刺入位置を決定し、確認を行う。
3. 特定したスクリュー刺入点の皮質骨をオウル等で破り、刺入ポイントを確認する。
4. ペディクルプローブ等を用いてスクリュー孔を作成する。骨壁を穿破していないことをX線透視等を用いて確認しながら穿孔する。
 - ・ペディクルプローブには、スクリュー孔の深さを示すマーキングが施されており、スクリュー選択の参考にする事が出来る。
5. 必要に応じて専用のボーンタップを用いて、タッピングを行う。
6. 適切なサイズのスクリューを選択しスクリューを椎体に刺入する。または、フックを椎骨にかける。




スクリュードライバー

7. 必要に応じてワッシャー等を併用する。



ワッシャーインサーター


8. ロッド、コネクター、フック、あるいはプレートを設置し、セットスクリューまたはナットで仮固定する。



セットスクリュードライバー

9. 必要に応じてディストラクター、コンプレッサーを用いて整復操作を行う。

10. 最後にセットスクリューには、トルク値を 80in-lb に設定したトルクレンチを用いて、またナットにはトルク値を 100in-lb に設定したトルクレンチを用いてそれぞれ最終締結をおこなう。



【使用上の注意】

◆ 使用注意（次の患者には慎重に使用すること）

- 精神病・老人性痴呆症・アルコール中毒・薬物乱用患者
- 活動的な患者・衰弱した患者・軽度の痴呆症患者
- 神経筋肉系の疾病を有する患者
- 発熱している患者
- 傷口の縫合に必要な軟部組織が不十分な患者
- 妊婦「妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用」の項参照
- 喫煙習慣のある患者
- 栄養失調の患者

◆ 重要な基本的注意

- 医師は、術後回復期における活動制限について、患者に指示を与え定期的に術後検査を行い骨癒合および本品の状態を観察すること。
- 骨移植をして骨癒合が完成するまでの期間は、身体活動などにより過度な負荷がかかると本品の破損のおそれがあるため、注意すること。特に前方要素の再建をおこなわない場合、骨移植をおこなわない治療法の場合、或いは患者の脊柱変形が大きくその矯正度合いが過大な場合、十分に注意すること。
- X線撮影等により十分な骨癒合が確認されるまでは外固定（装具等）の併用を推奨する。
- 術後、放射線治療をおこなうことにより遷延癒合もしくは偽関節が起る可能性が有るため留意すること。
- 本品の抜去については、医師の慎重な判断の下におこなうこと。
- 損傷を受けた本品、または一度体内に埋植した本品はクレーム品を除き医療機関にて廃棄等適切な処置を行うこと。
- 本品の破損、もしくは本品使用に起因する器械の破損により破片が生じた場合、確実に体内より除去すること。

◆ 術前の注意

- 本品使用に際し、予め手術手技およびその手順について十分に熟知した医師のみが使用を検討すること。
- 本品のサイズ選択について、術前計画に基づいて適切に選択されたものを使用すること。
- 使用前の点検において本品および本品専用の手術器械が揃っていること、また正常に作動することを確認すること。
- キズ・破損・変形、その他の異常が認められた場合は適切な表示をおこない、返送すること。

◆ 術中の注意

- 本品または併用医療機器に異常が認められる場合は、直ちに使用を中止すること。
- 本品は先端が鋭利なものが含まれるため取り扱いには十分に注意すること。
- 埋植後本品が適正な位置に設置されていることを X 線撮影等により確認すること。
- ロッド、プレートのベンディングが不適切であると、セットスクリュー、ナットによる締結力が十分に得られない可能性があるため、ロッド、プレートのベンディングを適切におこない、同時にスクリュー、フック、コネクター等、連結部のロッド設置位置、設置角度についても十分に確認をおこなうこと。
- 本品を締結する場合は、専用手術器械を嵌合部に確実に装着し、本品との軸方向を維持しながら正しく締結すること。

◆ 術後の注意

- 手術室に搬入された本品については、未使用であっても、医療用中性洗剤を用いて洗浄し、血液等の異物がついていないか確認した後、滅菌し乾燥すること。
- クロイツフェルト・ヤコブ病に罹患している、あるいはその疑いのある患者の手術を行った場合は、手術室に搬入された本品については、未使用であっても、以下の条件で処理すること。

〈不活化処理〉

平成 14 年度厚生労働科学特別研究事業：医療機関におけるクロイツフェルト・ヤコブ病及び保因者（疑い含む）に対する医療行為についてのガイドライン策定に関する研究班による「クロイツフェルト・ヤコブ病感染予防ガイドライン」に掲げる方法（3% SDS（ドデシル硫酸ナトリウム）溶液を用い 100℃で 5 分間煮沸後、オートクレーブ処理を行う）等に従って医療機関内で責任を持ってプリオンの不活化処理を行うこと。

◆ 相互作用（他の医療機器との併用に関すること）

◆ 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
弊社取扱製品以外のインプラント	インプラントのゆるみ、磨耗、磨耗粉等が発生するおそれがある。	デザインが異なるため、適切な嵌合が得られない。
異なる金属インプラント材料	腐食による破損のおそれがある。	異種金属の隣接により電気化学的腐食が促進される。

◆ 併用注意（併用に注意すること）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
骨セメント	本品の抜去を困難または不可能にする。 神経損傷または骨壊死を引き起こすおそれがある。	本品と骨とが強固に固着する。 固化過程で発熱する。

◆ 不具合・有害事象

本品の使用により、他の類似する脊椎内固定器具と同様に以下の不具合が起りうる。

- 重大な不具合
 - 本品のゆるみ・変形または破損
- 重大な有害事象
 - 早期感染あるいは遅発性感染症
 - 空気・血液凝固等による塞栓
 - 応力遮蔽による骨密度の低下
 - 手術外傷または本品による神経または組織の損傷
 - 麻痺
 - 硬膜裂傷・慢性脳脊髄液漏・瘻孔または髄膜炎
 - 死亡
 - 手術外傷または誤って大動脈や大静脈に隣接して設置された本品による術後回復期の異常出血
 - 骨折
 - 骨癒合した脊椎隣接椎間の変性または不安定性
 - 局所的な組織反応または疼痛
 - 遅発性の過敏症やアレルギー反応の発症
 - 本品がその使用目的を完遂した後も抜去されない場合、上述の「重大な有害事象」が起りうる。
- その他の有害事象
 - 本品の使用に際する手術従事者の受傷[本品には、先端が鋭利なものが含まれる]

◆ 高齢者への適用

骨密度が低下した高齢者は、術中に過度の力を加えることにより骨折または、本品埋植後にゆるみ等が起る可能性が高いため慎重に使用すること。

- ◆ 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用
 - ◆ 妊婦、産婦、授乳婦へは使用しないことを原則とするが、不安定性骨折に対する脊椎内固定等、特に必要とする場合は、慎重に使用すること。
 - ◆ 小児に対する安全性は確立していない。
- ◆ その他の注意
 - ◆ 本品の使用により骨癒合が確認された場合であっても、重量物の持ち上げ・筋肉の緊張・体のひねり・反復屈伸・前屈・ランニング・長時間の歩行・肉體労働等が制限されることがある。
 - ◆ 本品埋植部位にマイクロウェーブ療法を実施すると体内に熱傷をおこす可能性がある。
 - ◆ 術後、X線・CT・MRI 画像の撮影に際して、本品により画像に対する干渉が起こる。また、MRI による強力な磁場により本品内に誘導電流が発生し、本品が発熱することにより体内に熱傷をおこす可能性がある。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵方法：室温保存
高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【包装】

個別包装（滅菌ケースに必要数を収めて出荷する場合もある）

【主要文献及び文献請求先】

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社
デピュー・スパイン事業部マーケティング部
住所：〒101-0065 東京都千代田区西神田 3-5-2
電話番号：03-4411-6133

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者： **ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社**
住所：〒101-0065 東京都千代田区西神田 3-5-2
電話番号：03-4411-6133
製造業者
名称：デピュー・スパイン社 (DePuy Spine, Inc.)
国名：アメリカ合衆国