



INS-Z916A-D

**2017年8月改訂(第4版(新記載要領に基づく改訂))
*2007年9月改訂(第3版)

医療機器承認番号: 21600BZY00472000

機械器具 51. 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 単回使用汎用吸引チップ (JMDNコード: 35917102)

KAMVAC サクションチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ** 1. 使用方法における禁止事項
- (1) 再使用禁止
 - * (2) 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状等

本品は、滅菌済みの吸引嘴管である。

本品は、手術時に外科的切開口からの血液等の浸出液及び組織片等の物質を除去するために用いるチューブである。

原材料: ポリスチレン

(1) 先端直型



サイズ (全長)

スタンダード: 396mm
ミニ: 280mm

(2) 先端曲型



サイズ (全長)

280mm

2. 原理

吸引嘴管として手術時の血液、体液等の吸引及び排液を行なう。

【使用目的又は効果】

本品は、手術時に外科的切開口から血液等の浸出液又は組織片等の物質を吸引及び排液により除去する目的で使用する。

【使用方法等】

本品は、治療中に吸引を調整又は管理するための吸引装置に接続して使用する。

本品は包装開封後ただちに使用し、1回限りの使用で再使用できない。

1. 本品を包装より取り出す。
2. 吸引装置のコネクティングチューブ等と本品のハンドル部を接続する。
3. 外科的切開口において、本品のチューブ先端より血液等の浸出液及び組織片等を吸引、除去する。
4. 使用中、本品のフィルター部に吸引された組織片等が附着し、吸引力が減少した場合は、フィルター部をチューブ本体より外し、組織片等を除去する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- (1) 汚染に十分に注意して、本品を包装内から取り出すこと。
- (2) 接続するコネクティングチューブ等としっかり接続すること。
- (3) 吸引時、本品の先端部が組織に埋まらないように注意すること [吸引できない又は組織を吸引して、組織を傷つけてしまうおそれがある]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

室温保存

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

使用期限は、外箱に表示 [自己認証(自社データ)による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

URL: depuysynthes.jp

製造業者:

・デピュー・オーソペディックス社

(DePuy Orthopaedics, Inc) 米国

取扱説明書(手術手技書)を必ず参照して下さい