

機械器具（30）結紮器及び縫合器

一般医療機器 持針器 JMDN コード：12726010

MDSY マイクロニードルホルダー（オールチタン）

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



| タイプ   | 全長     |
|-------|--------|
| ストレート | 180 mm |
| カーブ   |        |

2. 原材料  
チタン

3. 包装  
1 本 / 包

※超音波洗浄不可。  
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。  
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。  
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

〔滅菌〕

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守】  
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

・洗浄、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。  
・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【使用目的又は効果】

本品は縫合時に縫合針を把持するために用いる。

\*【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。  
（超音波洗浄は不可。オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。）
- 2) 先端部を開閉し、縫合糸や縫合針を把持する。
- 3) 把持するものはロック部破損の恐れがあるため、5-0 の縫合糸よりも細いものを使用すること。

・【使用上の注意】

- 1) 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し、滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

\*\*【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 3) 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

・使用後は防腐洗浄液を用いて、洗浄すること。血液体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Medesy s.r.l.（メデシー社）  
製造国：イタリア