

A bカーボランダムポイント

【禁忌・禁止】

1. 歯科技工以外には使用しないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]
下記の通り

形状			
タイプ	#10	#11	#2
形状			
タイプ	#13	#20	#44
形状			
タイプ	#28		

HP用

[原材料]

作業部：シリコン、炭化ケイ素
軸部：ニッケル、スチール

[包装]

製品ごとに100本/箱、又は12本/ケース

【使用目的又は効果】

本品は炭化けい素、アルミナ等を用いる技工用研削材で、主にアクリル義歯の研磨に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

本品を歯科用又は技工用ハンドピースに装着して補綴物等の研削、研磨を行う。

※推奨回転数：30,000 rpm ~ 50,000 rpm

最大回転数：50,000 rpm

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・過度に押し当てると、破折する恐れがあるので注意すること。
- ・回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は使用しないこと。
- ・使用回転数は明記してある速度を厳守すること。

【使用上の注意】

- 1) 歯科の従事者以外は使用しないこと。
- 2) 保護眼鏡を必ず着用すること。
- 3) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは使用しないこと。
- 4) 洗浄、消毒、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。
- 5) 家庭用洗剤や超酸化水（超酸性水）は金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
- 6) 腐食（錆び）の原因になるので、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。
- 7) 洗浄後は水分を充分除去し、乾燥させてから保管すること。（水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。）
- 8) 本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。
- 9) 作業部の溶解や破折の原因となるので、ヒーティングは行わないこと。
- 10) 本品を本来の使用目的以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。
- 4) 歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Allbeing International Ltd.

（オールビーイングインターナショナル社）

製造国：大韓民国