

D E N オクルフィッシャー

【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



作業部長：10.2 mm

2. 原材料
作業部：タングステンカーバイド、DLC コーティング
シャンク：ステンレススチール

3. 包装
1 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品を歯科用電気駆動装置に装着し、セラミックやレジンを研削するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

歯科用電気駆動装置に装着し、回転させて、セラミックやレジンを研削する。

※最大回転数：50,000 rpm

推奨回転数：30,000 rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・ 指定の推奨回転数を超過して使用しないこと。
- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・ 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・ 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ 作業部が細く、長いので破折しやすいため、できるだけ軽いタッチで、破折に注意しながら使用すること。
- ・ こじったり、ねじったりするような力を加えないこと。
- ・ 先端が尖っているので取り扱いには充分注意すること。歯科用電気駆動装置への装着の際には、指の突き刺しや作業部の破折に注意すること。
- ・ 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・ 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所で保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800