

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN コード：70903000
（一般医療機器 歯科用アプレシブポイント JMDN：31833000）

EVE ダイヤポリッシュキット

【禁忌・禁止】

- 1) 注意事項を厳守の上、使用すること。
- 2) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 3) 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り

EVE ダイヤセラ

形状			
	HP 用		
サイズ (mm)	φ20×1	φ4×13	φ11×2
タイプ	ファイン(ブラウン)		
推奨回転数 (rpm)	7,000～12,000		
最大回転数 (rpm)	20,000		

形状			
	HP 用		
サイズ (mm)	φ20×1	φ4×13	φ11×2
タイプ	ミディアム(グリーン)		
推奨回転数 (rpm)	7,000～12,000		
最大回転数 (rpm)	20,000		

EVE ダイヤシントプラス

形状			
	HP 用		
サイズ (mm)	φ12×2	φ4×10	φ5×13
タイプ	コース(グリーン)		
推奨回転数 (rpm)	8,000～12,000		
最大回転数 (rpm)	25,000		

2. 原材料

作業部(EVE ダイラセラ)

：ポリウレタン・ダイヤモンド砥粒

作業部(EVE ダイヤシントプラス)

：エポキシド・ダイヤモンド砥粒

軸部：ステンレススチール

3. 包装

各 1 本 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は微細なダイヤモンド結晶が砥着されたゴム製歯科用研磨材で、セラミック、メタル等の補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。)
- 2) 本品を歯科用電気駆動装置に装着して歯科補綴物等を研削する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・研磨時の摩擦熱によりゴムが劣化することがあるので、過度の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。
- ・安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所で保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：EVE Ernst Vetter GmbH

（イーブ アーンスト ベッター社）

製造国：ドイツ