

機械器具（65）歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用充填器 JMDN コード：70680000

## MTA フィリング & カーバー-KR

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

下記外観写真の通り

【インスツルメント】



【MTA ブロック】



#### 2. 原材料

作業部：ステンレススチール

ハンドル部：ポリエーテルエーテルケトン

MTA ブロック：ポリフェニルスルホン

#### 3. 包装

1 本 / 包

### 【使用目的又は効果】

本品は歯科材料又は覆罩剤等の歯科用医薬品を歯牙に充填、塗布するために用いる。歯科用圧入充填器に該当するものを除く。

### 【使用方法等】

1. 使用する前に本品が滅菌済みかを確認すること。  
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。）
2. 必要に応じ MTA ブロックの目的に応じたサイズの溝に、練和した MTA セメントを詰め、余剰分は除去する。
3. MTA ブロックの溝から MTA セメントをすくい取る。
4. MTA セメントを歯牙に充填、塗布する。

### 【使用上の注意】

1. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. 洗浄・滅菌について  
[洗浄]  
使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）

[滅菌]

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH&Co. KG

（コーデント ローランド コーラー メディツィン ゲーエムペーハー社）

製造国：ドイツ