

添付文書

2022年8月（第3版）

2019年7月（第2版）

医療機器届出番号：12B1X10011000007

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 一般的名称：骨手術用器械 JMDN コード：70962001

ラグタイトプッシャー

【警告】


・クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）の患者、又はその疑いのある患者に使用した器具を再使用する場合には、最新の国内規制ガイドラインを遵守すること。[二次感染の恐れがあります]

【禁忌・禁止】

- ・目的以外の使用禁止
使用目的にあった器具を必ず使用すること。[誤った使用方法は本品の折損を招く恐れがあります]
- ・併用禁忌（併用しないこと）
弊社が指定した製品以外と併用しないこと。[設計・開発方針が異なるため適合しない恐れがあります]
- ・化学薬品の使用禁止
本品を化学薬品に曝すことは避けること。[腐食による損傷の原因となります]
- ・本品への二次加工禁止
本品表面に二次加工はしないこと。[折損の原因となります]
- ・粗雑な取扱いの禁止
本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱いはしないこと。[折損の原因となります]
- ・磨き粉や金属ウールの使用禁止
洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで器具の表面を磨くことはしないこと。[本品表面に擦過傷を生じ、錆や腐食の原因となります]
- ・家庭用洗剤の使用禁止
洗浄に使用する洗剤は必ず医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないこと。[錆や腐食の原因となります]
- ・過度の力を加えることの禁止
本品を用いて切開した部分を広げるあるいは本品をハンマーで叩く等の過度の力を加える取り扱いはいはしないこと。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
形状



サイズ

品名	サイズ
プッシャー	外径φ5.0×内径φ4.2 長さ 350 mm
ガイドパイプ	外径φ8.0×内径φ7.4 長さ 350 mm

2. 材質

プッシャー：合成樹脂 P P（ポリプロピレン）
ガイドパイプ：ステンレス鋼（SUS304 パイプ材）

3. 原理

人工骨を骨欠損部または空隙部に本品で挿入する時に用いる。

【使用目的又は効果】

本品は骨接合術等の骨手術に用いる手術用器械で手動式のものである。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 再使用時の場合、洗浄・滅菌を行う（保守・点検に係る事項を参照）。
2. 本品を準備する。
3. 使用前に必ず点検を行う。（SUS パイプ部のまがりや破損などがない。滅菌されていることを確認）
4. ガイドパイプの一端を人工骨を挿入したい部分にあてがう。
5. ガイドパイプ他端のパイプ小孔に人工骨を挿填する。
6. プッシャーを用いて人工骨を目的の位置まで押し入れる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 本品は滅菌製品である。再使用に際しては必ず洗浄し、適切に機能することが確認された標準的滅菌条件又は医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件で滅菌を行って使用すること。
 - 2) 術者は、術前に用意された本品に汚れ、腐食、損傷、欠け、傷等が無いことを確認すること。
2. 不具合・有害事象
不具合事象
 - ・化学薬品等の使用による腐食・孔食による本品の屈曲、切断
 - ・本品の使用における過負荷が原因により起こる術野での本品の屈曲、切断
 - ・本品の不適切な使用によるインプラント（人工骨）の損傷有害事象
 - ・感染症
 - ・折損や破損片の体内遺残

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水ぬれに注意し、常温、常湿かつ直射日光の当たらない清潔な場所に保管すること
2. 有効期間
有効期限を設定せず、滅菌保証期限を使用期限とする。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前の点検事項
 - 1) 動作、機能チェックの実施

本品は、日常点検及び使用前点検により、本品に汚れ、腐食、損傷、欠け、傷等の異常が無いことを確認する。

2. 使用後の点検事項

1) 使用後は直ちに清水で洗浄する。

(1)-1 本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素を含む溶液に曝された場合には、直ちに清水で洗浄し中性酵素洗剤に浸漬する。その後用手洗浄、超音波洗浄にて汚染物を除去すること。

(1)-2 汚れの残存がある箇所はブラッシングによる物理的洗浄を追加すること。

(1)-3 洗浄剤や消毒剤の使用にあたり、製造業者の取扱説明書に従い、希釈濃度、湿度、及び浸漬時間等については遵守すること。

(1)-4 洗浄の際には柔らかい素材のタオル、プラスチック製ブラシ、ウォーターガンを使用すること。

(1)-5 金属製のブラシや粗い研磨材を使用することや過度の力を加えること、機器を落としたりぶつけること等がない様にすること。

(1)-6 洗浄水には完全脱イオン水（RO 水：Reverse Osmosis）を推奨する。

(1)-7 仕上げすぎは完全脱イオン水（RO 水）を使用すること。

2) 洗浄後は直ぐに乾燥させる。

(2)-1 洗浄後は、無添加の温水または冷水を使用してよく（5分）すすぐこと。

(2)-2 直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上長時間放置することは避けること。

3) 蒸留水や完全脱イオン水を使用する。

洗浄及び滅菌に使用する水は、蒸留水や完全脱イオン水を使用すること。水道水中に含まれる残留塩素及び有機物質がシミや錆発生の原因となる場合がある。

3. 滅菌

適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌器により標準的滅菌条件又は医療機関でバリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件で行うこと。

標準的滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌（日本薬局方参照）

滅菌温度	保持時間
115～118℃	30分
121～124℃	15分
126～129℃	10分

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJT)患者、又は疑いのある患者に使用した器具の滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌ガイドライン参照

滅菌温度	保持時間
134℃	18分

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者

株式会社カタリメディック

TEL 047-409-1616