

メラ 直角鉤

【禁忌・禁止】

- * * 使用方法
 - ・未滅菌品の再使用禁止[感染のおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

- * * 原材料
 - * * ステンレス鋼

形状

- * * 代表例



【使用目的又は効果】

創口、術部を覆う組織、筋肉などを上げるために用いる。

【使用方法等】

1. 使用前
本品は未滅菌である。使用前には必ず洗浄、滅菌を行うこと。

- * * 標準的滅菌条件: 高圧蒸気滅菌法

温度	121°C	132°C	134°C
時間	20分	10分	5分

- * * 2. 使用方法
 - * * ハンドルを手で持ち、鉤を開創部にセットし牽引し開創する。又、牽引の
にリング部に指を挿入し、ハンドルを持つことで牽引時に器具が滑りこ
くなる。
- 3. 使用後
本品に付着した血液、体液、組織片、薬液、生理的食塩水等は、乾燥させ
ないように速やかに洗浄を行うこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 電気手術器との接触には注意すること。[組織損傷、術者の感電、熱傷に
つながることがある]
- * * 2. 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイド
ラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
 - * * 3. 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合
には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。
- その他の注意
1. 塩素系やヨウ素系の消毒剤が付着したときは直ちに水洗いをするこ
と。
[腐食の原因となる]
 2. 長時間、器具に血液等を付着させたまま放置しないこと。長時間、生理食
塩水に浸さないこと。[腐食の原因となる]

【保管方法及び有効期間等】

- * * 保管の条件
器具は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管する
こと。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄、消毒
 - (1) 磨き粉や金属タワシで器具の表面を磨かないこと。[表面に擦過傷を
生じ、腐食の原因となる]

- (2) 強アルカリ性、強酸性の洗剤、消毒剤は使用しないこと。[腐食の原因
となる]
- (3) 洗剤は pH6~8 の中性のものを使用すること。
- (4) 洗浄、すすぎに使用する水は、出来るだけ脱塩あるいは蒸留したもの
を使用すること。
- (5) 洗浄は超音波洗浄を行うこと。超音波洗浄装置メーカー指定の方法に
て洗浄すること。
- (6) 洗浄後は十分に乾燥させること。

2. 滅菌方法

- * * (1) 滅菌は高圧蒸気滅菌装置にて行うこと。
 - * * 高圧蒸気滅菌装置メーカー指定の方法にて滅菌すること。
- (2) 滅菌時は乾燥状態を確認すること。[滅菌不良となる可能性がある]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- * * 製造販売業者
泉工医科工業株式会社
- * * 製造業者
高砂医科工業株式会社 柏工場
お問い合わせ先
泉工医科工業株式会社 商品企画
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011