

機械器具 1 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDNコード : 70469000

下肢牽引装置 DR-TRAC-A


【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

取扱説明書で指定された手術台以外には取り付けて使用しないこと。[安全性が保証できないため]

* 【形状・構造及び原理等】

1) 外観図



2) 機器の仕様

最大牽引力 400N (40kgf)

〈動作保証条件〉

下記の条件にて使用すること。(ただし、結露しないこと)
周囲温度 10~40℃ 相対湿度 30~75% 気圧 700~1060hPa

【使用目的又は効果】

本機は手術台に付属するアクセサリで、主に整形手術時に下肢を牽引するために使用します。

* 【使用方法等】

〈使用方法〉

当社製の手術台以外には取り付けて使用しないこと。

- ①手術台本体に取り付ける。
- ②第一アーム、第二アーム、伸縮アームを調整し固定する。
- ③牽引支柱を取り付ける。
- ④牽引ロックハンドルで牽引器本体を固定する。
- ⑤牽引ハンドルでスライドの位置調整を行う。
- ⑥牽引器本体を上下させ固定する。
- ⑦ブーツを回転し固定する。
- ⑧骨盤受ブラケット、骨盤受を回転し固定する。

※機器の詳細な設置方法および使用方法については、付属の取扱説明書を使用前に必ずご確認ください。

* 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ①患者および使用者の手・指・身体・衣服の一部を機器の可動部や可動部の周辺に近寄らせないこと。[挟まれて人身事故の原因になります。]
- ②各部アームの端に腰掛けたり、過度の荷重をかけたりしないこと。[故障や転倒の原因となります]
- ③第一アームと第二アームの間のロックノブは必要以上にゆるめ過ぎないこと。[ゆるめ過ぎると第二アームが落ちたり、旋回し指を挟むなどの思わぬ事故の原因になります。]
- ④骨盤受ブラケットを差し込むときは、差し込み支柱の△印と関節部の△印の方向を合わせ穴に入れ、支柱が回らないことを確認すること。[回転の固定ができず思わぬ事故の原因となります]
- ⑤下肢牽引装置を手術台本体に取り付けたまま収納する場合は、手術台の脚板を下げないこと。[脚板の破損の原因となります。]
- ⑥牽引操作前には各固定用のハンドル・ノブが確実に固定されていることを確認すること。[ゆるんだ状態で機器を操作すると思わぬ事故の原因になります。]
- ⑦お手入れは取扱説明書に従って実施すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉

- ・本機の耐用期間は 10 年間です。(自己認証(当社データ)による)
- ※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。
- ・クッション部品は使用環境によって異なります。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「保守点検」の項を使用前に必ずお読みください。

* 〈使用者による保守点検(日常点検)〉

頻度	内容
使用前	設置状態の確認
	外観状況の確認
	作動状況の確認
	その他の確認

* 〈業者による保守点検〉

業者による保守点検を実施するときは、当社または当社の指定する業者、若しくは修理業者などの適切な有資格者に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカラメディカル株式会社

TEL : 06-6499-3461