

*2016年05月(第2版)(新記載要領に基づく改訂)

2008年05月(第1版)

製造販売届出番号：27B2X00063000006

歯科材料 09 歯科用研削材料 JMDN70907000

一般医療機器 歯科用研磨器材

レーズ用磨き砂

*【形状・構造 等及び原理等】

本材は、下記成分より構成される

性状	成分
粉末	アルミナ及びケイ砂

*【使用目的又は効果】

金属・アクリル床・スルフォン床の
レーズ研磨用の磨き砂。

*【使用方法等】

本品粉末に対し、水を適度に加えて練和し
好みの泥状にして、レーズ研磨時に使用
して下さい。

【使用上の注意】

1) 使用注意

○本品を扱う際には粉塵による人体の影響を

避ける為、局所吸塵装置、公的機関が認可した TEL 072-669-4180

防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。FAX 072-669-4182

○本品を使用する際には、眼の損傷を防ぐ為に

保護眼鏡などの防具を使用すること。

○本品は、その他の歯科用研削材及び研磨材の

用途以外には使用しないこと。

○本品は、歯科医療有資格者以外は使用しない

こと。

2) 重要な基本的注意

本品が、眼に入らないように注意すること。万一

眼に入った場合は、直ちに大量の流水で洗浄した

後、眼科医の診断を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

○本品は、高温・多湿の場所を避けて保管する事

○開封後は、密封して保管すること。

○本品は、歯科の従事者以外が触れないように
適切に保管・管理すること。

【包装】

2kg・2.5kg入・20kg

*【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は
名称等】

製造販売業者 有限会社 チェスト
及び製造元

〒569-0011大阪府高槻市道鶴町4丁目20番10号

製造元 有限会社 チェスト