

***2018年2月改訂（第9版）

*2015年12月改訂（第8版）

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー 16670000

ARS ダイヤモンドバー

【形状・構造及び原理等】*

材質： 基材部：ステンレス／作業部：ダイヤモンド粒子

形状及び構造： 写真のとおり



【使用目的又は効果】

微細なダイヤモンド結晶で砥着されたスチール製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いる回転式の研削器材をいう。金属、プラスチック、陶材、及び、同様の材料の研削に用いることもできる。

【使用方法等】

本品は、歯科用駆動装置及びハンドピースに装着して回転させ、隣接する歯のコンタクト部分に押し当てることによりエナメル質を研削します。

【使用上の注意】

- ① ハンドピース（タービン）の製造業者の指示に従って、シャंकを確実に奥まで挿入することを確認すること。
- ② 予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
- ③ 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ④ 注水下、ソフトタッチで使用する。
- ⑤ 過度の回転数のもと使用しないこと。
- ⑥ 粉塵等から目を保護するため、保護メガネ等を着用すること。
- ⑦ 本品を再使用する場合には、清掃液・消毒剤を用いて付着物を除去した後、オートクレーブ、ケミクレーブ又はEOGによる滅菌又は薬剤による消毒をすること。なお、塩素系消毒剤は使用しないこと。また、清掃液、消毒剤及び滅菌器については、各製造業者の指示に従って、正しく使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ② 歯科従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

ること。

【製造販売業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：株式会社オーラルケア

住所：〒116-0013

東京都荒川区西日暮里 2-32-9

電話番号：03-3801-0151

FAX番号：03-3801-0188

製造業者：Dentsply Sirona Orthodontics Inc. (米国)